



Face Shields

EN INTENDED USE:

Key Surgical® Face Shields are intended to protect personnel against splashing liquids/sprays. Face Shields are classified as Category I and are in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 and the fulfillment of the applicable essential health and safety requirements set in Annex IV has been demonstrated.

- Harmonized standards used: EN ISO 13485:2016, ISO 14971:2007, EN ISO 14971:2012, BS EN ISO 15223-1:2016

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Remove face shield from packaging.
2. Place foam front against your forehead.
3. Secure elastic band around the back of your head.
4. Adjust shield for comfort.
5. Face Shield should be disposed of after use; in accordance with facility standard practices.

Declaration of Conformity can be found at keysurgical.com/resources.

DE VERWENDUNGSZWECK:

Der Key Surgical® Gesichtsschutz ist zum Schutz des Personals gegen spritzende Flüssigkeiten/Sprays bestimmt. Der Gesichtsschutz ist als Kategorie I klassifiziert und entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425. Der Gesichtsschutz erfüllt nachweislich die geltenden wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen, die in Anhang IV festgelegt sind.

- Verwendete harmonisierte Normen: EN ISO 13485:2016, ISO 14971:2007, EN ISO 14971:2012, BS EN ISO 15223-1:2016

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Entnehmen Sie den Gesichtsschutz aus der Verpackung.
2. Platzieren Sie die Schaumstoffvorderseite gegen Ihre Stirn.
3. Sichern Sie das Elastikband um die Rückseite Ihres Kopfes.
4. Passen Sie den Schutz für einen besseren Komfort an.
5. Gesichtsschutz muss nach Gebrauch gemäß den Standardverfahren der Einrichtung entsorgt werden.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter keysurgical.com/resources.

FR UTILISATION PRÉVUE:

Les écrans faciaux Key Surgical® sont destinés à protéger le personnel contre la projection de liquides/pulvérisations. Les écrans faciaux sont classés comme des produits de catégorie I et sont conformes aux dispositions du règlement (UE) 2016/425. Le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'Annexe IV a été démontré.

- Normes harmonisées utilisées : EN ISO 13485:2016, ISO 14971:2007, EN ISO 14971:2012, BS EN ISO 15223-1:2016

MODE D'EMPLOI :

1. Retirer l'écran facial de l'emballage.
2. Placer la barre en mousse contre votre front.
3. Fixer l'élastique autour de la tête.
4. Ajuster l'écran pour votre confort.
5. Bouclier facial doit être éliminé après son utilisation ; conformément aux pratiques standards de l'établissement.

La déclaration de conformité peut être consultée sur la page keysurgical.com/resources.

NL BEOOGD GEBRUIK:

De gezichtsschermen van Key Surgical® dienen om medewerkers te beschermen tegen spatten van vloeistoffen en sprays. Gezichtsschermen zijn ingedeeld in categorie I en voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EU) 2016/425; er is aangetoond dat de gezichtsschermen voldoen aan de toepasselijke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van Bijlage IV.

- Gebruikte geharmoniseerde normen: EN ISO 13485:2016, ISO 14971:2007, EN ISO 14971:2012, BS EN ISO 15223-1:2016

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Haal het gezichtsscherm uit de verpakking.
2. Plaats de schuimrubberen voorkant tegen uw voorhoofd.
3. Zet het elastiek om uw achterhoofd vast.
4. Pas de positie van het gezichtsscherm aan tot het comfortabel zit.
5. Gezichtsscherm dient na gebruik te worden weggegooid conform de standaardwerkwijzen van de faciliteit.

De conformiteitsverklaring vindt u op keysurgical.com/resources.

IT USO PREVISTO:

Gli schermi facciali Key Surgical® hanno lo scopo di proteggere il personale dagli spruzzi di liquidi/spray. Gli schermi facciali sono classificati come dispositivi di categoria I, sono conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 e soddisfano i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili riportati nell'Allegato IV.

- Norme armonizzate utilizzate: EN ISO 13485:2016, ISO 14971:2007, EN ISO 14971:2012, BS EN ISO 15223-1:2016

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Rimuovere lo schermo facciale dalla confezione.
2. Posizionare la parte anteriore in schiuma sulla fronte.
3. Fissare l'elastico attorno alla parte posteriore della testa.

4. Regolare lo schermo per maggiore comodità.
5. Schermo facciale deve essere smaltito dopo l'uso conformemente con le prassi standard della struttura.

La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo keysurgical.com/resources.

PT USO PREVISTO:

As viseiras Key Surgical® destinam-se a proteger o pessoal de sapicos/líquidos pulverizados. As Viseiras são classificadas como de categoria I e estão em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) 2016/425, tendo sido demonstrado o cumprimento dos requisitos essenciais de saúde e segurança aplicáveis, estabelecidos no Anexo IV.

- Normas harmonizadas utilizadas: EN ISO 13485:2016, ISO 14971:2007, EN ISO 14971:2012, BS EN ISO 15223-1:2016

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Retire a viseira da embalagem.
2. Coloque a parte frontal de espuma sobre a testa.
3. Prenda a faixa elástica à volta da cabeça.
4. Ajuste a viseira até ficar confortável.
5. Protector facial deve ser eliminado após utilização, de acordo com as práticas habituais da unidade.

Encontra a declaração de conformidade em keysurgical.com/resources.

ES - USO PREVISTO:

Los protectores faciales Key Surgical® están diseñados para proteger al personal contra salpicaduras de líquidos o aerosoles. Los protectores faciales están clasificados en la categoría I y cumplen tanto con las disposiciones de la normativa (UE) 2016/425 como con los requisitos esenciales de salud y seguridad pertinentes, que se detallan en el Anexo IV.

- Normas homologadas que se han utilizado: EN ISO 13485:2016, ISO 14971:2007, EN ISO 14971:2012, BS EN ISO 15223-1:2016

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Retire el protector facial del embalaje.
2. Coloque la parte delantera de la espuma sobre la frente.
3. Asegure la banda elástica alrededor de la parte posterior de la cabeza.
4. Ajuste el protector para una mayor comodidad.
5. Protector de cara debe desecharse después de cada uso, de acuerdo con las prácticas estándar del centro.

Podrá encontrar la declaración de conformidad en keysurgical.com/resources.

TR KULLANIM AMACI:

Key Surgical® Yüz Koruyucular, personeli sıvı sıçramalarına/püskürmelere karşı korumak üzere tasarlanmıştır. Yüz Koruyucular, kategori I olarak sınıflandırılmaktadır ve 2016/425 Yönetmeliğine (AB)

uygundur ve Ek IV'te belirtilen geçerli önemli sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu ortaya konmuştur.

- Kullanılan uyumlaştırılmış standartlar: EN ISO 13485:2016, ISO 14971:2007, EN ISO 14971:2012, BS EN ISO 15223-1:2016

KULLANIM TALİMATLARI:

1. Yüz koruyucuyu ambalajından çıkarın.
2. Köpük yüzeyi alnınıza yerleştirin.
3. Elastik bandı başınızın arkasında sabitleyin.
4. Koruyucuyu rahat edeceğiniz biçimde ayarlayın.
5. Yüz Koruyucu, kullanımdan sonra tesisinizin standart uygulamalarına göre atılmalıdır.

Uygunluk beyanını keysurgical.com/resources adresinde bulabilirsiniz.

FI KÄYTTÖTARKOITUS:

Key Surgical® -kasvosuojukset on tarkoitettu suojaamaan henkilökuntaa nesteroiskeilta/-suihkeilta. Kasvosuojukset on luokiteltu luokkaan I, ne noudattavat asetuksen (EU) 2016/425 säädöksiä ja liitteessä IV esitettyjen olennaisten työsuojeluvaatimusten täyttyminen on osoitettu.

- Käytetyt yhtenäistetyt standardit: EN ISO 13485:2016, ISO 14971:2007, EN ISO 14971:2012, BS EN ISO 15223-1:2016

KÄYTTÖOHJEET:

1. Ota kasvosuojus pakkauksesta.
2. Aseta pehmuste otsaa vasten.
3. Kiinnitä joustonauha takaraivon ympärille.
4. Säädä suojusta mukavaksi.
5. Kasvosuojus tulee hävittää käytön jälkeen laitoksen vakiokäytännön mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy sivulta keysurgical.com/resources.

MANUFACTURED FOR: KEY SURGICAL
8101 WALLACE ROAD / EDEN PRAIRIE, MN 55344 USA
(US) PH: 800.541.7995 KEYSURGICAL.COM
(UK) TEL: +44(0)1628 810626 KEYSURGICAL.CO.UK
(EU) TEL: +49 4363 905900 KEYSURGICAL.DE

REF CATALOG LOT
NUMBER NUMBER

EC REP MDSS GMBH
SCHIFFGRABEN 41, D-30175 / HANNOVER, GERMANY

CE i CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE

BROC-3124, Rev D, 2020