

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Die persönliche Schutzausrüstung ist heutzutage aufgrund von aggressiven, gefährlichen Krankheitserregern in beinahe allen Bereichen der Krankenhäuser und Praxen unerlässlich geworden. Besonders in der AEMP/ZSVA sollte auf den Einsatz von qualitativ hochwertiger Schutzausrüstung geachtet werden, da die aufzubereitenden Instrumente nicht nur durch die Kontamination, sondern auch durch oftmals scharfe oder spitze Konturen ein großes Verletzungspotenzial bergen.

Key Surgical bietet Ihnen Einmalkittel aus unterschiedlichen Materialien, Größen und Grammaturen, besonders geeignet für den Nassbereich.

Für Ihren Gesichtsschutz bietet Ihnen Key Surgical ein breites Portfolio von der einfachen Schutzbrille hin bis zu Mund-/Nasenschutzmasken mit integriertem Visier für mehr Sicherheit.

Zusätzlich zu den üblichen Nitril- und Latexhandschuhen finden Sie im Key Surgical Portfolio auch diverse Hitzeschutzhandschuhe zur Entnahme der heißen Medizinprodukte aus dem RDG oder Autoklaven.

Schutzkleidung

Gesichtsschutz

Schutzhandschuhe

Sonstige PSA

Bitte beachten Sie:

Sofern nichts anderes angegeben ist, stellen wir unsere Produkte nicht aus Naturkautschuklatex her.





Persönliche Schutzausrüstung – Schutzbekleidung

UNTERSUCHUNGSKITTEL

Key Surgical bietet Ihnen ein breites Sortiment an Einmalkitteln in diversen Varianten und Materialien an. Unser Sortiment ist an Ihre Bedürfnisse angepasst, egal ob beschichtete Front und Ärmel für den Nassbereich oder aber kostengünstige Einmal-Besucherkittel für kurze und weniger kritische Anwendungen. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl in allen gängigen Größen sowie spezielle XXL-Kittel. Unsteril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Material	Farbe	Größe (cm)	Grammatur	VE
A 09437	wasserabweisend, atmungsaktiv, lange Ärmel mit Strickbund, Klettverschluss am Hals, zum Binden in der Taille	Mischvlies	blau	130 lang	72 g/m ²	50 Stck.
09442	wasserabweisend, atmungsaktiv, teilbeschichtet	Vlies	weiß	150 lang	30 g/m ²	100 Stck.
EN10120B	unbeschichtet, mit Daumenschlaufen, rückenfrei	SMS	blau	198 x 105	30 g/m ²	100 Stck.
B EN10120G	beschichtet, mit Daumenschlaufen, rückenfrei	SMS	gelb	198 x 105	30 g/m ²	100 Stck.
B EN10120GL	beschichtet, mit Daumenschlaufen, rückenfrei	SMS	gelb	202 x 115	30 g/m ²	50 Stck.
EN10211.0	mit Ärmelbündchen und Bindegürtel, vollbeschichtet	Vlies	gelb	136 x 140	31 g/m ²	100 Stck.
EN10120GB	beschichtet, mit Ärmelbündchen	SMS	gelb	198 x 105	30 g/m ²	100 Stck.

UNTERSUCHUNGSKITTEL

Für besondere Aufbereitungen bietet Key Surgical unterschiedliche Untersuchungskittel an. Die Vorderseite und die Ärmel sind aus High-Risk-Fiber hergestellt, einem Material, das Ihnen mehr Sicherheit bietet. Für mehr Frische ist der Rücken aus sehr luftdurchlässigem Vliesstoff hergestellt. Unsteril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Farbe	Größe (cm)	Grammatur	VE
EN 10120.0	mit Ärmelbündchen	gelb	136 x 140	26 g/m ²	100 Stck.
EN 10120.1	mit Ärmelgummis	gelb	136 x 140	26 g/m ²	100 Stck.
EN10120.0PLUS	mit Ärmelbündchen	gelb	136 x 140	36 g/m ²	100 Stck.
EN10120.3	mit Ärmelbündchen	gelb	140 x 150	26 g/m ²	100 Stck.
EN10120.0XL	mit Ärmelbündchen	gelb	160 x 160	26 g/m ²	100 Stck.



Persönliche Schutzausrüstung – Schutzbekleidung

UNTERSUCHUNGSKITTEL

Für Untersuchungen sind die Key Surgical Untersuchungskittel mit Ärmelbündchen und farblich kodiertem Bindegürtel ausgestattet. Ebenso verfügen sie im Brust- und Armbereich über innenseitige Verstärkungen an den Nahtstellen, um Kontamination über Mikrolöcher zu verhindern. Sie sind aus SMS hergestellt und haben eine Materialstärke von 35 g/m². Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Größe (cm)	Grammatur	VE
A EN10119M	hellblau	120 x 140	35 g/m ²	50 Stck.
A EN10119L	hellblau	125 x 155	35 g/m ²	50 Stck.
A EN10119XL	hellblau	130 x 160	35 g/m ²	50 Stck.

BESUCHERKITTEL

Diese Key Surgical Kittel sind ideal für die Besucher Ihres Krankenhauses. Sie sind aus Vlies hergestellt und enthalten elastische Ärmelbündchen oder Ärmelgummis. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Farbe	Größe (cm)	Grammatur	VE
B EN10500.0	mit Ärmelbündchen	grün	137 x 140	20 g/m ²	100 Stck.
EN10500.1	mit Ärmelgummis	grün	136 x 140	20 g/m ²	100 Stck.
EN10500.2	mit Ärmelbündchen	hellblau	140 x 138	20 g/m ²	100 Stck.
EN10515.1	mit Ärmelgummis	grün	136 x 140	15 g/m ²	100 Stck.
B EN10525.0	mit Ärmelbündchen	grün	136 x 140	25 g/m ²	100 Stck.
EN10525.1	mit Ärmelgummis	grün	136 x 140	25 g/m ²	100 Stck.
B EN10530.0	mit Ärmelbündchen	grün	136 x 140	30 g/m ²	100 Stck.
EN10530.1	mit Ärmelgummis	grün	140 x 140	30 g/m ²	100 Stck.
EN10535.1	mit Ärmelgummis	grün	136 x 140	35 g/m ²	100 Stck.

SCHÜRZEN UND GASTROSKOPIELÄTZCHEN

REF	Beschreibung	Größe (cm)	VE
EN 10123	Koloskopieschürzen, aus PE-Folie	81 x 125	100 Stck.
EN10124	Gastroskopielätzchen, aus PE-Folie	37 x 66	500 Stck.

Persönliche Schutzausrüstung – Gesichtsschutz und Masken



GESICHTSSCHUTZ UND MUND-/NASENSCHUTZMASKEN

Besonders bei der Aufbereitung im Nassbereich sind Gesichtsschutz und Mundschutz essenziell. Dementsprechend legt Key Surgical viel Wert auf hochwertige Produkte wie Vollgesichtsvisiere, Schutzbrillen und Mund-/Nasenschutzmasken.

MUND-/NASENSCHUTZMASKEN

Die Key Surgical FFP2 Mund-/Nasenschutzmasken bieten Ihnen zusätzliche Sicherheit in Ihrem Alltag.

REF	Beschreibung	VE
M99993	Atemschutzmaske FFP2 ohne Ventil	20 Stck.
A M99984	Atemschutzmaske FFP2 mit Ventil, Form: flach	5 Stck.
B 09441	Mundschutz mit Visier, blau-weiß, 3-lagig, mit elastischen Ohrschlaufen	25 Stck.
C 09440	Mundschutz, blau-weiß, 3-lagig, mit elastischen Ohrschlaufen	50 Stck.

VOLLGESICHTSMASKEN

REF	Beschreibung	Material	VE
D 05TD3119	Clear Vision Gesichtsschutz Eco, doppelseitige Schutzfolie, grauer Schaumstoffschwamm, Länge: 19,0 cm	PET	100 Stck.
D 05TD3120	Clear Vision Gesichtsschutz Eco L, doppelseitige Schutzfolie, grauer Schaumstoffschwamm, Länge: 21,5 cm	PET	100 Stck.
05TD3054	Vollgesichtsschutz mit Gummiband	PC	100 Stck.
D EN 10152	Vollgesichtsvisier, Antibeschlag	PET	200 Stck.

GESICHTSVISIERE

REF	Beschreibung	Farbe	VE
E 09081	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille	gelb	10 Stck.
F 09431	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille	pink	10 Stck.
G 09082	Visier für 2-teilige Schutzbrille	NA	25 Stck.
09808	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 09082	schwarz	10 Stck.
09809	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 09082	dunkelblau	10 Stck.
09810	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 09082	grün	10 Stck.
05TD0196	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 05TD0161	blau	50 Stck.
05TD0204	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 05TD0161	Mix	50 Stck.



Persönliche Schutzausrüstung – Gesichtsschutz und Masken

GESICHTSSCHUTZ-SET — CLEARVIZOR®

Jedes Set besteht aus:

1x Gestell; 10x Folienaufsatz; hervorragende Transparenz; keine Verzerrung des Blickfeldes; bietet Gesundheitsschutz bei der Arbeit; entspiegelt; antistatisch; mit Antibeschlag-Eigenschaften; kratzfest; beständig gegen Flüssigkeiten und Chemikalien; sicher (bruchfest, splitterfrei); das Visier wird beidseitig durch Adhäsionsfolie (inkl. Ablösehilfe) geschützt; leicht und ergonomisch

REF	Farbe	VE
A 09714	weiß	1 Set
B 09715	blau	1 Set
C 09716	transparent	1 Set
D 09717	pink	1 Set
E 09718	gelb	1 Set
F 09719	grün	1 Set
G 09726	Folienaufsatz (ohne Gestell)	10 Stck.



Persönliche Schutzausrüstung – Schutzhandschuhe



SCHUTZHANDSCHUHE

Die Key Surgical Produktpalette an Schutzhandschuhen ist ideal an die vielfältigen Anforderungen unterschiedlicher Arbeitsbereiche angepasst. Für die AEMP/ZSVA erfüllen die Nitril-Handschuhe mit ihren hohen Qualitätsstandards sowie ihrer Ergonomie und Leistung optimal die schwierigen Bedingungen. Flexibilität, Resistenz und Komfort sind nicht nur bei den Einmal-, sondern auch den Hitzeschutzhandschuhen die wichtigsten Kriterien.

HITZESCHUTZHANDSCHUHE

REF	Größe	Länge (cm)	Material	Hitzebeständigkeit	RDG-tauglich	Latexfrei	Farbe	VE
A 09368	universal	35	Silikon	-40 °C bis +240 °C	ja	ja	hellblau	1 Paar
A 09484	universal	43	Silikon	-40 °C bis +240 °C	ja	ja	hellblau	1 Paar
B 09263	universal	37	Silikon	-60 °C bis +260 °C	ja	ja	blau	1 Paar
C 09883	L (8 ½ – 9)	52	Nomex®	-180 °C bis +260 °C	nein	nein	rot	1 Paar
C 09884	XL (9 ½ – 10)	52	Nomex®	-180 °C bis +260 °C	nein	nein	rot	1 Paar
C 09886	L (8 ½ – 9)	30	Nomex®	-180 °C bis +260 °C	nein	nein	rot	1 Paar
C 09887	XL (9 ½ – 10)	30	Nomex®	-180 °C bis +260 °C	nein	nein	rot	1 Paar
D 09031	L (8 ½ – 9)	33	Nitrilbeschichtung mit Vliesstoff-Futter, waschbar bei 60 °C	bis +180 °C	nein	nein	grau	1 Paar
D 09034	XL (9 ½ – 10)	33	Nitrilbeschichtung mit Vliesstoff-Futter, waschbar bei 60 °C	bis +180 °C	nein	nein	grau	1 Paar
E 09223	L (8 ½ – 9)	–	Aramid-Fasern	bis +100 °C	nein	nein	grau	1 Paar
E 09224	XL (9 ½ – 10)	–	Aramid-Fasern	bis +100 °C	nein	nein	grau	1 Paar



Persönliche Schutzausrüstung – Schutzhandschuhe

A



A 24 CM UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

Die Key Surgical Untersuchungshandschuhe sind aus Nitril, haben eine Standardlänge von 24 cm und sind in verschiedenen Größen für Sie verfügbar. Zum Einmalgebrauch.

REF	Größe	Farbe	VE
RNB01S	S (6½ – 7)	blau	200 Stck.
RNB01M	M (7½ – 8)	blau	200 Stck.
RNB01L	L (8½ – 9)	blau	200 Stck.
RNB01XL	XL (9½ – 10)	blau	180 Stck.

B 30 CM UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

Die Key Surgical Schutzhandschuhe sind aus Nitril, haben eine Standardlänge von 30 cm und sind in verschiedenen Größen für Sie verfügbar. Zum Einmalgebrauch.

REF	Größe	Farbe	VE
MED1100.90	S (6½ – 7)	blau	100 Stck.
MED1100.91	M (7½ – 8)	blau	100 Stck.
MED1100.92	L (8½ – 9)	blau	100 Stck.
MED1100.93	XL (9½ – 10)	blau	100 Stck.

40 CM UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

Die Key Surgical Schutzhandschuhe sind aus Nitril, haben eine Standardlänge von 40 cm und sind in verschiedenen Größen für Sie verfügbar. Zum Einmalgebrauch.

REF	Größe	Farbe	VE
09472	S (6½ – 7)	blau	50 Stck.
09473	M (7½ – 8)	blau	50 Stck.
09474	L (8½ – 9)	blau	50 Stck.
09475	XL (9½ – 10)	blau	50 Stck.
09588	S (6½ – 7)	weiß	100 Stck.
09589	M (7½ – 8)	weiß	100 Stck.
09590	L (8½ – 9)	weiß	100 Stck.
09591	XL (9½ – 10)	weiß	100 Stck.
09592	XXL (10½ – 11)	weiß	100 Stck.

SONSTIGE

REF	Beschreibung	Material	Größe	Farbe	VE
EN10153	Ärmelstulpe	PE-Folie	universal	blau	100 Stck.

B





Persönliche Schutzausrüstung – Sonstiges PSA

SONSTIGES

REF	Beschreibung	Material	Größe	VE
A MED1100.18	Schuhüberzüge, wasserundurchlässig, reißfest	CPE	univ.	100 Stck.
B MED1100.04	Baretthaube	Vliesstoff	53 cm	100 Stck.
C PS-21801	Bartschutz	CPE	univ.	1.000 Stck.

