

AEMP - AUSSTATTUNG

Auf den folgenden Seiten finden Sie verschiedene Produkte für die Ausstattung Ihrer Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte.

Die Logistik im Krankenhaus spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle im Bereich der Medizinprodukte- sowie Instrumentenaufbereitung. Kurze Wege, sicherer Transport und Vermeidung von nosokomialen Infektionen sind wichtige Faktoren, die es dabei zu berücksichtigen gilt.

Wir bieten Ihnen Staubschutzbeutel als sichere Transport- und Lagerungsverpackung in zahlreichen Ausführungen und Größen sowie Reinigungspistolen, die zur systematischen Reinigung von medizinischen Geräten dienen.

Unsere Packtischauflagen aus Silikon dienen unter anderem als Schlagschutz für Instrumente, erleichtern zudem das Handling durch die rutschhemmenden Eigenschaften und nehmen dem AEMP/ZSVA-Personal die unangenehmen Kälte-, Blend- und Lärmefekte von Metalloberflächen. Auch im Segment des PC-Zubehörs setzt Key Surgical auf hochwertige Produkte.

Transport und Entsorgung

Staubschutzbeutel

Reinigungspistolen

Packtischauflagen

PC-Zubehör

Bitte beachten Sie:

Sofern nichts anderes angegeben ist, stellen wir unsere Produkte nicht aus Naturkautschuklatex her.



A



ENTSORGUNGSBEHÄLTER AUS POLYPROPYLEN

Flüssigkeitsdicht.

REF	Beschreibung	Deckel	Abtropf-einsatz	Format (mm)	Füllmenge (Liter)	VE
A 09839	mit Siebeinsatz, nicht RDG-tauglich	blau	ja	890 x 200 x 145	12	1 Stck.
B 09894	Deckel passend für REF 09893 und REF 09895, RDG-tauglich	NA	NA	530 x 325 x 5,0	NA	1 Stck.
B 09811	RDG-tauglich	durchsichtig	nein	325 x 256 x 100	4,0	1 Stck.
B 09896	RDG-tauglich	ohne	nein	325 x 256 x 100	4,0	1 Stck.
B 09897	Deckel passend für REF 09896, RDG-tauglich	durchsichtig	NA	325 x 256 x 5,0	NA	1 Stck.
B 09813	RDG-tauglich	durchsichtig	nein	530 x 325 x 100	8,0	1 Stck.
B 09893	RDG-tauglich	ohne	nein	530 x 325 x 100	8,0	1 Stck.
B 09824	RDG-tauglich	ohne	nein	530 x 325 x 150	15	1 Stck.
B 09895	RDG-tauglich	ohne	nein	530 x 325 x 150	15	1 Stck.
B 09844	RDG-tauglich	durchsichtig		530 x 325 x 200	20	1 Stck.

B



A



ENTSORGUNGSBEHÄLTER

Flüssigkeitsdicht, Deckel allseitig verschließbar, hitzebeständig bis 60 °C aus PP.

REF	Deckel	Abtropfeinsatz	Format (mm)	Füllmenge (Liter)	VE
A 09846	transparent	ja	151 x 108 x 117	1,0	1 Stck.
B 09845	transparent	ja	151 x 108 x 69	0,6	1 Stck.
B 09816	transparent	ja	278 x 115 x 103	2,0	1 Stck.
B 09817	transparent	ja	297 x 152 x 118	3,4	1 Stck.
B 09805	transparent	ja	301 x 188 x 94	3,6	1 Stck.
B 09806	transparent	ja	295 x 230 x 106	4,8	1 Stck.
B 09807	transparent	ja	295 x 230 x 138	6,5	1 Stck.
B 09818	transparent	ja	295 x 230 x 203	10	1 Stck.
B 09890	transparent	nein	361 x 274 x 212	16	1 Stck.
B 09891	transparent	nein	456 x 300 x 225	21	1 Stck.
B 08759	transparent	nein	108 x 88 x 48	0,2	12 Stck.

B



ENTSORGUNGSPAD

Zum sicheren Abwurf und zur Entsorgung von benutzten scharfen chirurgischen Gegenständen wie Nadeln, Klängen und anderen Kleinteilen. Die Klebeflächen sorgen für einen sicheren Halt der Gegenstände und verschließen die Pads dauerhaft, wenn diese zusammengefasst werden. Nicht RDG-tauglich.

REF	Format (mm)	Füllmenge (Liter)	VE
C 26304	145 x 120	N/A	200 Stck.

C



A



ENTSORGUNGS- UND DESINFEKTIONSWANNEN UND ZUBEHÖR AUS POLYPROPYLEN

Die Wannen dienen dem sicheren Transport von chirurgischen Instrumenten und eignen sich auch für längere Transportwege, beispielsweise bei einer Aufbereitung außer Haus. Mithilfe von wiederverwendbaren Siegeln kann die Wanne mit dem Deckel sicher verschlossen werden. Zur Farbkennzeichnung ist die Anbringung von diversen Kabelbindern sowie von Sicherheitsiegeln möglich. RDG-tauglich, nicht autoklavierbar, hitzebeständig bis 110 °C.

REF	Beschreibung	Farbe	passend für REF	Format (mm)	VE
A 17209	Entsorgungswanne	gelb	17208 17210	590 x 295 x 150	1 Stck.
A 17211	Entsorgungswanne	naturfarben	17208 17210	590 x 295 x 150	1 Stck.
A 17208	Deckel für Entsorgungs- und Desinfektionswanne	gelb	17209 17211	590 x 295 x 30	1 Stck.
A 17210	Deckel für Entsorgungs- und Desinfektionswanne	naturfarben	17209 17211	590 x 295 x 30	1 Stck.
A 17212	Sicherheitsplombe für Entsorgungswanne mit Deckel	naturfarben	17208 17209 17210 17211	-	10 Stck.
A 17213	Sicherheitsplombe für Entsorgungswanne mit Deckel	naturfarben	17208 17209 17210 17211	-	100 Stck.

B



SCHMUTZSIEB

Je nach Größe der Wannen können Sie evtl. mehrere Schmutzsiebe verwenden, um eine Trennung vornehmen zu können.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
B 08956	mit Tragegriffen, Maschenweite 4,2 x 4,2	245 x 175 x 90	1 Stck.



POLYPROPYLENBEHÄLTER

Durchsichtig, aus Polypropylen. Sicherheitsriegeln möglich. Hitzebeständig bis 75 °C, nicht autoklavierbar.

REF	Deckel	Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	VE
A BGDNN71100B	blau	320 x 260 x 100	285 x 252 x 100	1 Stck.
BGDNN71100G	gelb	320 x 260 x 100	285 x 252 x 100	1 Stck.
BGDNN71100V	grün	320 x 260 x 100	285 x 252 x 100	1 Stck.
BGDNN71100R	rot	320 x 260 x 100	285 x 252 x 100	1 Stck.
BGDNN71100	durchsichtig	320 x 260 x 100	285 x 252 x 100	1 Stck.
BGDNN71200B	blau	320 x 260 x 200	285 x 252 x 200	1 Stck.
BGDNN71200G	gelb	320 x 260 x 200	285 x 252 x 200	1 Stck.
BGDNN71200V	grün	320 x 260 x 200	285 x 252 x 200	1 Stck.
BGDNN71200R	rot	320 x 260 x 200	285 x 252 x 200	1 Stck.
BGDNN71200	durchsichtig	320 x 260 x 200	285 x 252 x 200	1 Stck.
BGDNN70100B	blau	525 x 325 x 100	483 x 285 x 100	1 Stck.
BGDNN70100G	gelb	525 x 325 x 100	483 x 285 x 100	1 Stck.
BGDNN70100V	grün	525 x 325 x 100	483 x 285 x 100	1 Stck.
BGDNN70100R	rot	525 x 325 x 100	483 x 285 x 100	1 Stck.
BGDNN70100	durchsichtig	525 x 325 x 100	483 x 285 x 100	1 Stck.
BGDNN70200B	blau	525 x 325 x 200	483 x 285 x 200	1 Stck.
BGDNN70200G	gelb	525 x 325 x 200	483 x 285 x 200	1 Stck.
BGDNN70200V	grün	525 x 325 x 200	483 x 285 x 200	1 Stck.
BGDNN70200R	rot	525 x 325 x 200	483 x 285 x 200	1 Stck.
BGDNN70200	durchsichtig	525 x 325 x 200	483 x 285 x 200	1 Stck.

DECKEL FÜR POLYPROPYLENBEHÄLTER

Aus Polypropylen, hitzebeständig bis 75 °C.

REF	Farbe	Maße (mm)	VE
B BGDNN71COPB	blau	320 x 260	1 Stck.
BGDNN70COPB	blau	530 x 325	1 Stck.
C BGDNN71COPG	gelb	320 x 260	1 Stck.
BGDNN70COPG	gelb	530 x 325	1 Stck.
D BGDNN71COPV	grün	320 x 260	1 Stck.
BGDNN70COPV	grün	530 x 325	1 Stck.
E BGDNN71COPR	rot	320 x 260	1 Stck.
BGDNN70COPR	rot	530 x 325	1 Stck.

AEMP-Ausstattung – Transport und Entsorgung

A



B



C



WAGENKENNZEICHNUNGSTAFEL


RDG-tauglich und mit abgerundeten Ecken.

REF	Beschreibung	Vorderseite	Rückseite	Format (mm)	VE
17996	-	grün mit dem Aufdruck: „aufbereitete Medizinprodukte“	rot mit dem Aufdruck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“	210 x 297	10 Stck.
17997	mit Hinweis auf UN-Verordnung	grün mit dem Aufdruck: „aufbereitete Medizinprodukte“	rot mit dem Aufdruck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“	210 x 297	10 Stck.
A 17998	-	grün mit dem Aufdruck: „sterile Medizinprodukte“	rot mit dem Aufdruck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“	210 x 297	10 Stck.
B 17999	mit Hinweis auf UN-Verordnung	grün mit dem Aufdruck: „sterile Medizinprodukte“	rot mit dem Aufdruck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“	210 x 297	10 Stck.

SORTIMENTSKASTEN Z. B. FÜR FARBPERLEN UND FARBSPIRALEN

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
C 09819	transparent mit 17 Trennfächern	270 x 185 x 42	1 Stck.

AEMP-Ausstattung – Staubschutzbeutel



STAUBSCHUTZBEUTEL MIT UMLEGEKLAPPE UND ADHÄSIONSVERSCHLUSS

Stabile Ausführung aus LDPE-Flachbeutel. Transparent zum Einmalgebrauch, nicht sterilisierbar.

REF	Beschreibung	Format (mm)	Materialstärke	VE
A 03004	unbedruckt	100 x 150	50 µm	500 Stck.
A 03024	unbedruckt	100 x 350	50 µm	100 Stck.
A 03026	unbedruckt	120 x 520	50 µm	100 Stck.
A 03023	unbedruckt	150 x 270	50 µm	100 Stck.
A 03025	unbedruckt	150 x 380	50 µm	100 Stck.
A 03029	unbedruckt	200 x 300	50 µm	100 Stck.
A 03028	unbedruckt	200 x 650	80 µm	100 Stck.
A 03007	unbedruckt	300 x 400	60 µm	100 Stck.
A 03030	unbedruckt	300 x 500	50 µm	100 Stck.
A 03032	unbedruckt	600 x 750	50 µm	100 Stck.
A 03037	unbedruckt	630 x 820	60 µm	100 Stck.
A 03049	unbedruckt	700 x 1050	50 µm	50 Stck.
B 03033	unbedruckt	245 x 345	60 µm	100 Stck.
B 03036	unbedruckt	300 x 600	60 µm	100 Stck.
B 03017	unbedruckt	400 x 600	50 µm	100 Stck.
B 03031	unbedruckt	420 x 700	50 µm	100 Stck.
B 03022	unbedruckt	450 x 480	30 µm	100 Stck.
B 03035	unbedruckt	460 x 750	60 µm	100 Stck.
B 03034	unbedruckt	640 x 770	60 µm	100 Stck.
B 03040	mit Aufdruck in Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch	500 x 500	60 µm	100 Stck.

STAUBSCHUTZBEUTEL MIT GLEITVERSCHLUSS, WIEDERVERSCHLISSBAR – UNBEDRUCKT

Stabile Ausführung aus LDPE, Flachbeutel. Transparent zum Einmalgebrauch, nicht sterilisierbar.

REF	Format (mm)	Materialstärke	VE
C 03041	320 x 230	75 µm	100 Stck.
C 03046	480 x 640	70 µm	50 Stck.
C 03045	320 x 440	70 µm	100 Stck.
C 03044	170 x 120	60 µm	100 Stck.
C 03043	200 x 150	60 µm	100 Stck.
C 03047	200 x 300	60 µm	100 Stck.


AEMP-Ausstattung – Staubschutzbeutel

MICROSAPBEUTEL, WIEDERVERSCHLISSBAR – UNBEDRUCKT

Stabile Ausführung aus LDPE, Flachbeutel. Materialstärke 50 µm. Transparent zum Einmalgebrauch, nicht sterilisierbar.



REF	Format (mm)	Materialstärke	VE
A 09908	40 x 60	50 µm	2000 Stck.
A 09912	70 x 100	50 µm	1000 Stck.
A 09902	80 x 120	50 µm	1000 Stck.
A 09917	90 x 450	50 µm	1000 Stck.
A 09918	90 x 550	50 µm	1000 Stck.
A 09919	90 x 670	50 µm	1000 Stck.
A 09906	100 x 150	50 µm	1000 Stck.
A 09913	120 x 170	50 µm	1000 Stck.
A 09915	120 x 250	50 µm	1000 Stck.
A 09903	150 x 220	50 µm	1000 Stck.
A 09914	180 x 250	50 µm	1000 Stck.
A 09900	220 x 310	50 µm	1000 Stck.
A 09997	250 x 350	50 µm	1000 Stck.
A 09905	300 x 400	50 µm	1000 Stck.
A 09911	400 x 500	50 µm	500 Stck.
A 09909	400 x 600	50 µm	500 Stck.
A 09910	500 x 600	50 µm	500 Stck.



A

AEMP-Ausstattung – Staubschutzbeutel

LDPE-SICHERHEITSBEUTEL

Zur hygienischen Aufbewahrung von desinfizierten Gütern. Der Sicherheitsverschluss hat eine Höhe von 40 mm und das Abreißetikett 50 mm. Mit Seriennummer und Sicherheitsverschluss versehen. Manipulationssicherer Verschluss. Zum Einmalgebrauch.

REF	Format (mm)	Innenmaße (mm)	VE
A 03077	520 x 500	500 x 500	100 Stck.
A 03078	770 x 500	750 x 500	100 Stck.
A 03073	120 x 100	100 x 100	100 Stck.
A 03074	170 x 200	150 x 200	100 Stck.
A 03075	320 x 300	300 x 300	100 Stck.
A 03076	220 x 500	200 x 500	100 Stck.

FLACH-/STAUBSCHUTZBEUTEL – UNBEDRUCKT

Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Format (mm)	Materialstärke	VE
B 09916	Reinraumqualität	70 x 700	50 µm	250 Stck.
C 09924	braun-opak eingefärbt	200 x 400	80 µm	1000 Stck.



B



C



REINIGUNGSPISTOLEN

Die Reinigungspistolen dienen zur systematischen Reinigung von medizinischen Geräten. Sie können sowohl zur nassen Reinigung als auch zur Lufttrocknung eingesetzt werden. Durch die praxissichere Konzeption gewährleisten wir mithilfe von verschiedenen einfach aufsteckbaren Adaptern ein sauberes Ergebnis. Der vorgeformte Griff erleichtert die Handhabung sowie die sichere Aufbewahrung an Tisch- und Wandhalterung. Autoklavierbar und mit PVC- oder Edelstahlschlauch.

REINIGUNGSPISTOLEN FÜR HELA

REF	Modell	Schlauch	Anschluss	VE
A 49994	Hela	1,5 m Edelstahlschlauch	1/2"	1 Stck.
A 49992	Hela	3,0 m Edelstahlschlauch	1/2"	1 Stck.
A 49993	Hela	1,5 m Edelstahlschlauch	3/4"	1 Stck.
A 49991	Hela	3,0 m Edelstahlschlauch	3/4"	1 Stck.
B 49998	Hela	1,5 m PVC-Gewebeschlauch	1/2"	1 Stck.
B 49996	Hela	3,0 m PVC-Gewebeschlauch	1/2"	1 Stck.
B 49997	Hela	1,5 m PVC-Gewebeschlauch	3/4"	1 Stck.
B 49995	Hela	3,0 m PVC-Gewebeschlauch	3/4"	1 Stck.

C REINIGUNGSSET MIT SCHLÄUCHEN FÜR HELA

Lieferung enthält keine Reinigungspistole.

REF	Modell	Set besteht aus:	Schlauch	Anschluss	VE
49984	Hela	6 verschraubbaren Vorsätzen und Winkelhalter	3,0 m Edelstahl	1/2"	1 Stck.
49986	Hela	6 verschraubbaren Vorsätzen und Winkelhalter	1,5 m Edelstahl	1/2"	1 Stck.
49985	Hela	6 verschraubbaren Vorsätzen und Winkelhalter	1,5 m Edelstahl	3/4"	1 Stck.
49990	Hela	6 verschraubbaren Vorsätzen und Winkelhalter	1,5 m PVC-Gewebe	1/2"	1 Stck.
49983	Hela	6 verschraubbaren Vorsätzen und Winkelhalter	3,0 m Edelstahl	3/4"	1 Stck.
49988	Hela	6 verschraubbaren Vorsätzen und Winkelhalter	3,0 m PVC-Gewebe	1/2"	1 Stck.
49989	Hela	6 verschraubbaren Vorsätzen und Winkelhalter	1,5 m PVC-Gewebe	3/4"	1 Stck.
49987	Hela	6 verschraubbaren Vorsätzen und Winkelhalter	3,0 m PVC-Gewebe	3/4"	1 Stck.
49982	Hela	6 verschraubbaren Vorsätzen und Winkelhalter	ohne	ohne	1 Stck.



REINIGUNGSPISTOLEN

REF	Model	Beschreibung	Anschluss	VE
A 49999	Dina	zerlegbar, aus Aluminium	ohne	1 Stck.
A 49975	Dina	1,5 m Edelstahlschlauch	1/2"	1 Stck.
A 49973	Dina	3,0 m Edelstahlschlauch	1/2"	1 Stck.
A 49974	Dina	1,5 m Edelstahlschlauch	3/4"	1 Stck.
A 49972	Dina	3,0 m Edelstahlschlauch	3/4"	1 Stck.
B 49979	Dina	1,5 m PVC-Gewebeschlauch	1/2"	1 Stck.
B 49977	Dina	3,0 m PVC-Gewebeschlauch	1/2"	1 Stck.
B 49978	Dina	1,5 m PVC-Gewebeschlauch	3/4"	1 Stck.
B 49976	Dina	3,0 m PVC-Gewebeschlauch	3/4"	1 Stck.
C 49963	Nova	starr, aus Aluminium	ohne	1 Stck.
C 49958	Nova	1,5 m Edelstahlschlauch	1/2"	1 Stck.
C 49956	Nova	3,0 m Edelstahlschlauch	1/2"	1 Stck.
C 49957	Nova	1,5 m Edelstahlschlauch	3/4"	1 Stck.
C 49955	Nova	3,0 m Edelstahlschlauch	3/4"	1 Stck.
D 49962	Nova	1,5 m PVC-Gewebeschlauch	1/2"	1 Stck.
D 49960	Nova	3,0 m PVC-Gewebeschlauch	1/2"	1 Stck.
D 49961	Nova	1,5 m PVC-Gewebeschlauch	3/4"	1 Stck.
D 49959	Nova	3,0 m PVC-Gewebeschlauch	3/4"	1 Stck.

AEMP-Ausstattung – Reinigungspistolen

A



A REINIGUNGSSETS MIT SCHLÄUCHEN

REF	Modell	Set besteht aus:	Schlauch	Anschluss	VE
49967	Dina	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	1,5 m Edelstahl	1/2"	1 Stck.
49965	Dina	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	3,0 m Edelstahl	1/2"	1 Stck.
49966	Dina	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	1,5 m Edelstahlschlauch aus Edelstahl	3/4"	1 Stck.
49964	Dina	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	3,0 m Edelstahlschlauch aus Edelstahl	3/4"	1 Stck.
49971	Dina	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	1,5 m PVC-Gewebe aus Edelstahl	1/2"	1 Stck.
49969	Dina	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	3,0 m PVC-Gewebe aus Edelstahl	1/2"	1 Stck.
49970	Dina	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	1,5 m PVC-Gewebe aus Edelstahl	3/4"	1 Stck.
49968	Dina	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	3,0 m PVC-Gewebe aus Edelstahl	3/4"	1 Stck.
49950	Nova	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	1,5 m Edelstahlschlauch aus Edelstahl	1/2"	1 Stck.
49948	Nova	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	3,0 m Edelstahlschlauch aus Edelstahl	1/2"	1 Stck.
49949	Nova	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	1,5 m Edelstahlschlauch aus Edelstahl	3/4"	1 Stck.
49947	Nova	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	3,0 m Edelstahlschlauch aus Edelstahl	3/4"	1 Stck.
49954	Nova	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	1,5 m PVC-Gewebe aus Edelstahl	1/2"	1 Stck.
49952	Nova	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	3,0 m PVC-Gewebe aus Edelstahl	1/2"	1 Stck.
49953	Nova	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	1,5 m PVC-Gewebe aus Edelstahl	3/4"	1 Stck.
49951	Nova	8 Vorsätzen und Vorsatzhalter aus Edelstahl	3,0 m PVC-Gewebe aus Edelstahl	3/4"	1 Stck.

A



AEMP-Ausstattung – Packtischauflagen

PACKTISCHAUFLAGEN

Da die Aufbereitungszyklen kürzer werden und oftmals die Taktzahlen gleichzeitig aufgrund von sinkenden Personalkapazitäten steigen, kann es beim Umgang mit den Instrumenten schnell zu Unachtsamkeiten kommen. Unsere Packtischauflagen aus Silikon dienen unter anderem als Schlag- schutz für Instrumente, erleichtern zudem das Handling durch die rutschhemmenden Eigenschaften und nehmen dem AEMP/ZSVA-Personal die unangenehmen Kälte-, Blend- und Lärmefekte von Metalloberflächen. Die Packtischauflagen sind in allen Formaten bis maximal 300 cm (Länge) x 120 cm (Breite) in verschiedenen Farben lieferbar. Außerdem sind die Auflagen aufgrund des 2 mm starken Materials sehr robust und langlebig. RDG-tauglich.

REF	Farbe	Stärke (mm)	VE
A 08700	transparent	2,0	1 Stck.
B 08705	rotbraun	2,0	1 Stck.
C 08703	blau	2,0	1 Stck.
D 08701	laubgrün	2,0	1 Stck.



PC-ZUBEHÖR

Die Desinfizierbarkeit aller Oberflächen muss in einem hygienisch sensiblen Bereich wie der AEMP/ ZSVA gewährleistet sein. Key Surgical setzt auch in diesem Segment auf hochwertige Produkte, die den schwierigen Anforderungen gerecht werden. Ergonomische Mäuse mit Scrollrad, aber auch länderspezifische Tastaturen und beschichtetes Mousepad aus Teflon. Alle genannten Produkte können manuell gereinigt und wischdesinfiziert werden, abwaschbar unter fließendem Wasser.

REF	Beschreibung	Farbe	VE
A 06010	Mousepad mit Teflonbeschichtung, Format 170 x 230 mm	braun	1 Stck.
B 09616	PC-Maus, verkabelt, mit 2 Tasten, unter fließendem Wasser abwaschbar	weiß	1 Stck.
C 09617	PC-Maus, verkabelt, mit 2 Tasten und Sensor-Scrollrad	weiß	1 Stck.
D 09618	PC-Maus, verkabelt, mit 2 Tasten und Sensor-Scrollrad	schwarz	1 Stck.
E 09614	PC-Tastatur, mit kurzem Kabel, mit ca. 180 cm Verlängerungskabel und einer Schutzkappe aus Silikon, unter fließendem Wasser abwaschbar	weiß	1 Stck.
09615	PC-Tastatur, verkabelt, mit verklebter Silikonmembrane, unter fließendem Wasser abwaschbar	schwarz	1 Stck.
09602	PC-Tastatur, verkabelt, Schutzart IP68 durch Vollversiegelung, für Tauchdesinfektion geeignet	weiß	1 Stck.

