

ZUBEHÖR

Bei Key Surgical steht die Patientensicherheit und die Qualität im Vordergrund. Wir bieten Ihnen ein breites Portfolio an Zubehör-Artikeln für Ihre Endoskopie an. Von Beißringen, Koloskopiehosen, Ventilen bis hin zu Wasserflaschendeckel mit CO₂-Anschluss. So können Sie sich ganz auf Ihre Patienten konzentrieren.

Die Verwendung von Einwegventilen in Ihrem Endoskop unterstützt Sie dabei, Kreuzkontamination zu verhindern. Unsere STOPCON Ventile sind ölfrei und erfordern keine Lubrikation. Erhältlich sind sie einzeln verpackt oder als Set.

Die Beißringe für Erwachsene und Kinder sind entwickelt worden, um den Mund des Patienten während eines endoskopischen Eingriffes geöffnet zu halten. Sie schützen die Zähne des Patienten und das Endoskop.

Um bei der Privatsphäre von Patienten keine Kompromisse machen zu müssen, bieten wir Ihnen verschiedenfarbige Koloskopiehosen mit Klappe und Schlitz an.

Die Entnahme von Proben während eines endoskopischen Eingriffs ist von entscheidender Bedeutung. Um diesen Prozess zu unterstützen, haben wir verschiedene Arten von Polypenfallen im Sortiment.

Verlieren Sie während einer Untersuchung nicht den Durchblick! Unsere Anti-Fog Solution ist die perfekte Lösung, um Kondensation und Beschlag auf starren Optiken und flexiblen Endoskopen zu reduzieren: Zur Anwendung bei Einsätzen sowohl von starren Optiken (Laparoskope, Arthroskope) als auch bei flexiblen Endoskopen (Gastroskope, Endoskope).

Einwegventile

Kombiflaschendeckel

Beißringe

Koloskopiehosen

Helicobacter Pylori Test

Anti-Fog

Polypenfallen

Endo Zubehör



Bitte beachten Sie:

Sofern nichts anderes angegeben, stellen wir unsere Produkte nicht aus Naturkautschuklatex her.

Zubehör – Einwegventile und Ventilsets



STOPCON EINWEGVENTILE UND VENTILSETS


STOPCON Ventile und Sets für flexible Endoskope werden steril und gebrauchsfertig geliefert und eignen sich für unterschiedliche Endoskope wie z. B. Olympus®, Pentax®, Fujinon® oder Karl Storz®. Sie sind einzeln erhältlich oder bequem in einem Set verpackt. Die Verwendung der STOPCON Endoskopventile ist einmalig, die Vorteile sind aber durchaus vielfältig. Steril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Endoskoptyp*	VE	
A	EN 10233	Biopsieventile	Fujinon / Karl Storz	100 Stck.
B	EN 10234	Biopsieventile	Pentax	100 Stck.
C	EN10230	Luft-/ Wasserventil	Olympus*	100 Stck.
D	EN10232	Absaugventil	Olympus*	100 Stck.
E	EN10906	Jet-Kanal-Adapter	Olympus*	100 Stck.
F	EN10907	Jet-Kanal-Adapter	Pentax 90 / i10	100 Stck.
G	EN10908	Jet-Kanal-Adapter	Fujinon 500 / 600 / 700 Serie	100 Stck.
H	EN10909	Biopsie Jet zum Anschluss	Olympus / Fujinon / Karl Storz	100 Stck.
I	EN10920	Luft-Wasser Reinigungsadapter	Olympus	100 Stck.
J	EN10229	Set: Absaug-/ Luft-Wasser-/Biopsie-Ventil	Olympus*	50 Sets
K	EN10229.1	Set: Absaug-/ Luft-Wasser-/ Biopsie-Ventil, Jetkanal-Adapter	Olympus*	50 Sets
L	EN10229.2	Set: Absaug-/ Luft-Wasser-Ventile	Olympus*	50 Sets
M	EN10229F	Set: Absaug-/ Luft-Wasser-/ Biopsie-Ventil	Fujinon 700 Serie	50 Sets
N	EN10229P	Set: Absaug-/ Luft-Wasser-/ Biopsie-Ventil	Pentax 90 / i10	50 Sets
O	EN10229P.1	Set: Absaug-/ Luft-Wasser-/ Biopsie-Ventil, Jetkanal-Adapter	Pentax 90 / i10	50 Sets
P	EN10229.4	Set: Biopsie-, Luft/Wasser-, Absaugventil und Luft/ Wasserkanal Reinigungsadapter	Olympus*	40 Sets
Q	EN10229.5	Set: Biopsie-, Luft/Wasser-, Absaugventil, Jet-Kanal-Adapter und Luft/ Wasserkanal Reinigungsadapter	Olympus*	40 Sets
R	EN10933	Biopsieventil für Bronchoskope	Olympus	100 Stck.
R	EN10914	Biopsie Jet Biopsieventil mit Spülschlauch, Klemme und Luerlock	Pentax	50 Stck.
S	EN10913	Biopsie Jet Biopsieventil mit Spülschlauch, Klemme und Luerlock	Olympus GI / Fujinon	50 Stck.



*Für Olympus GI Endoskope EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 185, 190, 240, 260, 290

Zubehör – Kombiflaschendeckel




WASSERFLASCHEDECKEL

Die STOPCON-Wasserflaschendeckel verfügen über einen CO₂-Anschluss und einen offenen Absperrhahn für die CO₂-Insufflation. Passend für Olympus®, Pentax® oder Fujinon®. Steril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Endoskoptyp	VE
A EN10901	Kombiflaschendeckel	Olympus	10 Stck.
B EN10902	Kombiflaschendeckel	Pentax 90 Serie	10 Stck.
C EN10903	Kombiflaschendeckel	Fujinon 500 / 600 Serie	10 Stck.
EN10921	Kombiflaschendeckel mit Verlängerungsschlauch und CO ₂ Anschlusschlauch	Olympus	10 Stck.
D EN10923	Kombiflaschendeckel	Fujinon 700 Serie	10 Stck.

WASSERFLASCHENSCHLÄUCHE

REF	Beschreibung	Spülpumpe	VE
E EN10905	Einweg Spülschlauch mit Rückschlagventil	Olympus AFU-100, OFP 1, ERBE® EIP2	10 Stck.
F EN10915	Einweg Spülschlauch mit Rückschlagventil	EndoGator™ EGP100	10 Stck.
G EN10916	Einweg Spülschlauch mit Rückschlagventil	Olympus OFP 2, AquaMaster	10 Stck.
H EN10910	Verbindungsschlauch zur CO ₂ NA Quelle mit Luer-Anschluss		10 Stck.



ZUBEHÖR

REF	Beschreibung	Kapazität (mL)	VE
AS-001-000	Aqua B.BRAUN Spüllösung	1000	1 Stck.
I AS-500-001	Aqua B.BRAUN Spüllösung	500	1 Stck.
EN10114	Einmal - Aspirator mit Verschlusskappe	40	5 Stck.
J EN10114.100	Mucous Aspirator mit Verschlusskappe	100	5 Stck.
K EN10919	Adapter zum dauerhaften Anschluss an Olympus UCR CO ₂	NA	1 Stck.
L MED100.78	Wasserflaschenhalterung aus Edelstahl	NA	1 Stck.
M MED100.79	Wasserflaschenhalterung aus Edelstahl	NA	1 Stck.

Zubehör – Beißringe und Koloskopiehosen



BEISSRINGE FÜR ERWACHSENE

Beißringe stellen sicher, dass der Mund des Patienten während eines endoskopischen Eingriffes geöffnet bleibt. Damit schützen Sie die Zähne des Patienten und das Endoskop. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE
A	26000 mit Gummiband - steril	grün	26	20	100 Stck.
B	26003 mit Silikonhalteband - unsteril	grün	25	20	50 Stck.
C	EN10102 mit Sauerstoff-Eingangsöffnung - unsteril	gelb	26	17	1 Stck.
D	EN10126A mit Gewebeband - steril	blau	27	22	100 Stck.
	EN10189A mit Zungendrucker und Halteband - unsteril	pink	20	18	100 Stck.
	EN10128 Sauerstoff-Nasenbrille mit 2,1m Sicherheitsschlauch	NA	NA	NA	50 Stck.

BEISSRINGE FÜR KINDER

Entworfen für Kinder sowie Erwachsene mit kleinem Mund. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE
E	EN10126K selbsthaltend mit Gewebeband	orange	19	16	50 Stck.
F	26002 mit Textilhalteband - unsteril	blau	20	16	50 Stck.

KOLOSKOPIEHOSEN

Koloskopiehosen sind ideal, um während eines Eingriffs eine Flüssigkeits- und Partikelbarriere bereitzustellen. Entworfen mit Schlitz oder Klappe und Laschen für eine einfache Positionierung, mehr Komfort und Mobilität. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Größe	Farbe	VE
G	EN10117L mit Klettverschluss	L	blau	10 Stck.
H	EN10117XL mit Klettverschluss	XL	grün	10 Stck.
I	EN10121 mit Schlitz und Taillengummi	L	blau	100 Stck.
J	EN10121XL mit Schlitz und Gummi	XL	grün	100 Stck.
	EN10122 Netz / Fixierhöschen mit Schlitz	universal	weiß	100 Stck.

A



B



Zubehör – Helicobacter Pylori-Test und Anti-Fog

HELIBACTER PYLORI-TEST

Der Urease Quicktest für Helicobacter Pylori liefert in 1 bis 15 Minuten einen präzisen Nachweis von Helicobacter Pylori aus Magenschleimhautbiopsien: anwenderfreundlich – praktisch – zuverlässig. Durch den Nachweis des Urease Enzyms des Helicobacter Bakteriums wird ein Farbumschlag erzeugt, der bei symptomatischen Patienten schnell ein Ergebnis liefert. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	VE
A M203	Helicobacter Pylori Quicktest	50 Stck.

ANTI-FOG SOLUTION

Verlieren Sie während einer Untersuchung nicht den Durchblick! Unsere Anti-Fog Solution ist die perfekte Lösung, um Kondensation und Beschlag auf starren Optiken und flexiblen Endoskopen zu reduzieren. Zur Anwendung sowohl bei Einsätzen von starren Optiken (Laparoskope, Arthroskope) als auch bei flexiblen Endoskopen (Gastroskope, Endoskope). Inklusive eines röntgenfähigen Schwamms, der eine selbstklebende Rückseite zur einfachen Befestigung beinhaltet. Steril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Bezeichnung	VE
B AF-200	6mL Anti-Beschlag Flüssigkeit	20 Stck.

NEUTRALELEKTRODEN

REF	Beschreibung	VE
ASNE02	Neutralelektrode für Kinder und Erwachsene	5 Stck.
6000799N	Split Neutralelektrode für Kinder und Erwachsene	100 Stck.

Wussten Sie...?

Key Surgical wurde 1988 von drei nordamerikanischen Frauen gegründet, die über umfangreiche Erfahrungen in der Pflege und in der Zusammenarbeit mit der Industrie verfügten. Sie haben den Vorteil entdeckt, den ein Lieferant bietet, der neben hervorragendem Kundenservice alles für die ZSVA anbieten kann. So ist Key Surgical entstanden. Heute ist Key Surgical ein führender Anbieter von Produkten und Lösungen für die AEMP/ZSVA, Endoskopie und Chirurgie. Mit Hauptsitz in den USA, Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien und ca. 70 Distributoren bieten wir zusammen eine umfassende Produktpalette für über 10.000 Krankenhäuser und OP-Zentren weltweit. Seit kurzem sind wir Teil der internationalen Steris-Gruppe. Wir sind bestrebt, die höchsten Qualitätsstandards der Gesundheitsbranche für die Patienten sowie die Sicherheit und Effizienz in Krankenhäusern, Kliniken und chirurgischen Zentren auf der ganzen Welt zu erfüllen. Während unseres kontinuierlichen Wachstums sind wir unserer Mission und unseren Werten treu geblieben.

Zubehör – Polypenfallen und Endo Sets



C



D



POLYPENFALLEN

Mit Polypenfallen gelingt die Entfernung kleiner Polypen schnell und ohne großen Aufwand. Polypenfallen werden zwischen Sekretglas und Absauganschluss positioniert. Die 4-/5-Kammerfallen sind mit Zahlen beschriftet, sodass Sie die entfernten Polypen entsprechend in den Patientenakten vermerken können. Steril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	VE
A EN 10103	Polypenfalle mit 4 Kammern	12 Stck.
B EN 10113	Ein-Kammer Polypenfalle	50 Stck.
C EN 10116	Polypenfalle mit 5 Kammern	10 Stck.
D EN10112	Polypenfalle mit 2 ausziehbaren Fächern	12 Stck.

ABLAGETASCHEN

Die Key Surgical Ablagetaschen sind blau transparent auf einem Viscovlies und bieten durch ihre Unterteilung eine bessere Organisation. Steril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE
EN10110	Ablagetasche mit 4 Unterteilungen	75	90	200 Stck.
E EN10110.3	Ablagetasche mit 3 Unterteilungen	75	90	200 Stck.
EN10110L	Ablagetasche mit 4 Unterteilungen	75	110	200 Stck.

SONSTIGE

REF	Beschreibung	VE
EN10207	Stopper-Kralle zur Fixierung und Aufbereitung von Instrumenten	1 Stck.
F M108	Black Eye zur endoskopischen Farbmarkierung	10 Stck.
G MED770087	Sekretbeutel mit Geliergranulat, 2,5 L Kapazität. Kompatibel mit REF MED770085. Einweg	30 Stck.
MED770085	PVC Behälter, für 2,5 L Einweg Sekretbeutel	1 Stck.
MED4236800	Instru Gel, medizinisches Gleitgel/ Endoskopie	12 Stck.

ERCP-SET

REF	Beschreibung	VE
EN10150	Set: 1x Becher 200 mL, weiß, rund 1x Becher 250 mL, weiß, rund 10x Mullkompressen 10 x 10 cm, 8-fach 1x E-Spritze 10 mL, Luer-Lock, 3-teilig 1x E-Spritze 20 ml, Luer-Lock	1 Stck.

E



G



F

