



# Endoskop-Transportwanne mit Deckel

Die perfekte Lösung für sichere Lagerung und Transport von flexiblen Endoskopen Dank die Lochungen am Rand ist bei der maschinellen Aufbereitung das Abfließen von Restflüssigkeiten und Trocknung noch sicherer gestellt.



## VORTEILE:

- Glasfaserverstärkt und thermosensibilisiert
- Langlebige Materialien mit Bruchverstärkung und Termischeverstärkung
- Hält auch bis zu 115° bei maschinelle Aufbereitung

	BESCHREIBUNG	EIGENSCHAFTEN	MASSE (L B H)
103614A-P	Tray Transportwanne	Geeignet für 155°C manuelle/maschinelle Aufbereitung mit seitlichen Ablauflöchern, stapelbar	515 x 415 x 104 mm
103615A-P	Deckel für Transportwanne	Geeignet für 155°C manuelle/maschinelle Aufbereitung mit seitlichen Ablauflöchern	512 x 411 x 24 mm

