



# INSTRUMENTENSCHUTZTASCHEN

Die Key Surgical Instrumentenschutztaschen aus Papier und Folie schützen nicht nur den Anwender vor Verletzungen, sondern verhindern auch eine Beschädigung der Weichverpackung durch das Instrument. Die Papierseite der Instrumentenschutztasche erlaubt die notwendige Dampfdurchdringung, während die Folienseite ein einfaches Identifizieren des Instrumentes ermöglicht. Mit einem einfachen Einschubverfahren kann das Instrument so sicher und übersichtlich im Siebkorb gelagert werden.




## VORTEILE:

- Verhindert das Beschädigen der Sterilbarriere
- Schützt den Anwender vor Verletzungen durch das Instrument
- Ermöglicht eine schnelle und sichere Identifikation der Instrumente im Sieb

	BESCHREIBUNG	EIGENSCHAFTEN	FORMAT*	VE
01455	Kleine Instrumentenschutztasche	Zum Schutz der Sterilbarriere und des Anwenders, dampfsterilisierbar bei 134°C 5 Minuten und bei 121°C 15 Minuten	120 x 32 mm	100 Stk.
01457	Mittelgroße Instrumentenschutztasche	Zum Schutz der Sterilbarriere und des Anwenders, dampfsterilisierbar bei 134°C 5 Minuten und bei 121°C 15 Minuten	160 x 40 mm	100 Stk.

\* Nutzlänge x max. Instrumentenbreite





**KEYSURGICAL®**