



T-EZ PRO™ - REINIGUNGSINDIKATOR

Der T-EZ Pro überzeugt durch sein einfaches Handling sowie durch eine Schafsblutanschmutzung, die dem Humanblut sehr ähnlich ist. Zur Verwendung kann das Produkt einfach dem Sachtet entnommen und direkt im Siebkorb fixiert werden. Aufgrund der klaren Sicht auf den Indikator ist eine Entnahme zur Interpretation nicht notwendig. Es besteht allerdings die Möglichkeit, den Prüfkörper zu öffnen und den Indikator zu Dokumentationszwecken zu archivieren.

VOORTEILE:

- Einfache Handhabung, da All-in-one
- Entnahme des Indikatorplättchens für Proteintests möglich
- Zum Einmalgebrauch
- Humanblutähnliche Anschmutzung




REF

BESCHREIBUNG

VE

EZ-015-100 T-EZ Pro Reinigungsindikator zur Kontrolle der Reinigungsleistung von RDG, getestet nach ISO 15883

15 Stück



Manufactured by
 MesaLabs

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER 040 723 7470 ODER KEYSURGICAL.DE



MARK-4134, Rev A.