




EINWEGZUBEHÖR FÜR IHR ENDOSKOPIESYSTEM

Zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN - OLYMPUS UNTERER GI-TRAKT

Eine adäquate Aufdehnung des Darmlumens ist Voraussetzung für das sichere Einführen von Endoskopen sowie für die sorgfältige Begutachtung der Schleimhaut. Um abdominale Distension nach dem Eingriff auf ein Minimum zu reduzieren, wird dazu oft Kohlendioxid (CO₂) eingesetzt, da es von der Magen-Darm-Schleimhaut schnell absorbiert wird¹. Spülschläuche und Zubehör von Key Surgical sind für Olympus-GI-Endoskope der Serien 140, 160, 165, 180, 190, 240, 260 und 290 geeignet.



EN10921
Kombiflaschendeckel mit Verlängerungsschlauch und CO₂-Luer-Anschluss zur Erleichterung des Anschlusses an den CO₂-Insufflator. Steril, zur 24-Stunden-Verwendung.



EN10906
Jet-Kanal-Adapter, passend für alle Arten von GI Endoskopen für den oberen und unteren GI-Trakt. Steril, zum Einmalgebrauch.



Wir haben eine Lösung, die für jede Spülpumpe und alle Endoskopie-Setups und Marken geeignet ist:

- EN10905: Spülschlauch für Olympus AFU-100, OFP-1, ERBE EIP 2
- EN10915: Spülschlauch für EndoGator EGP-100
- EN10916: Spülschlauch für Olympus OFP-2, AquaMaster®
Steril, zur 24-Stunden-Verwendung.




EN10919
Adapter für den Olympus-UCR-CO₂-Insufflator. Wiederverwendbar.



1. ASGE TECHNOLOGY COMMITTEE, The use of carbon dioxide in gastrointestinal endoscopy. Volume 83, No. 5 : 2016 Page 857

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN - OLYMPUS OBERER GI-TRAKT


Bei Key Surgical stehen Patientensicherheit und positive Behandlungsergebnisse an erster Stelle. Deshalb ist höchste Qualität der Produkte für die endoskopischen Eingriffe für uns von entscheidender Bedeutung. Das Key Surgical-Portfolio bietet Ihnen steriles, gebrauchsfertiges Einwegzubehör zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung des Verfahrens.



EN10910 Verbindungsschlauch zur CO₂-Quelle – kann einfach an den Schlauch der Kombiflaschendeckel EN10901/EN10921/EN10923 angeschlossen werden, sollte während eines Eingriffs eine Verlängerung zur CO₂-Quelle benötigt werden. Steril, zur 24-Stunden-Verwendung.



EN10901 Kombiflaschendeckel mit einem Absperrhahn – Einsatz von CO₂ nach Bedarf. Steril, zur 24-Stunden-Verwendung.



EN10915 Wir haben den passenden Spülschlauch für jede Spülpumpe und jeden endoskopischen Eingriff – steril und zur 24-Stunden Verwendung. Produktcodes und Details siehe vorherige Seite.

UNTERSTÜTZUNG BEI DEN TÄGLICHEN EINGRIFFEN

Wir sind uns bewusst, dass die richtige Endoskopieausrüstung und entsprechende Unterstützung wichtige Faktoren der optischen Diagnostik und für genaue Ergebnisse sind. Deshalb ist all unser Zubehör darauf ausgerichtet, die Funktionalität von Endoskopiesystemen zu ergänzen. Key Surgical verfolgt das Ziel, hochwertige Produkte zur Unterstützung der optischen Präzision und Effizienz endoskopischer Behandlungen anzubieten.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN - PENTAX UND FUJIFILM

Key Surgical bietet Zubehör zur Ergänzung des Pentax-Endoskopie-Setups für Eingriffe im oberen und unteren GI-Trakt an. Das Sortiment umfasst Kombiflaschendeckel sowie zusätzliche Jet Kanal Adapter, und ist für alle Pentax-90/i10-GI-Endoskope geeignet.



ZUR UNTERSTÜTZUNG ALLER ENDOSKOPIE-SETUPS

Unsere Kombiflaschendeckel stellen ein geeignetes Angebot für mit Pentax- und Fujifilm-Endoskopen durchgeführte Eingriffe im oberen und unteren GI-Trakt dar – steril und zur 24-Stunden-Verwendung.



EN10902

Pentax – Kombiflaschendeckel mit einem seitlichen Port zur Erleichterung des Anschlusses an den Prozessor des Endoskopiesystems.



EN10923

Fujifilm - Kombiflaschendeckel mit einem Absperrhahn - Einsatz von CO₂ nach Bedarf. Für Fujifilm® GI Endoskope 700 Serie. Steril, zur 24-Stunden-Verwendung.



EN10903

Fujifilm – Kombiflaschendeckel mit einem Absperrhahn - Einsatz von CO₂ nach Bedarf. Für Fujifilm® GI Endoskope 500/600 Serie. Steril, zur 24-Stunden-Verwendung.



EN10922

Pentax – Kombiflaschendeckel mit seitlichem CO₂-Luer-Anschluss für den Einsatz von CO₂ nach Bedarf.

ZUBEHÖR FÜR ALLE ENDOSKOPIE-SETUPS

Key Surgical bietet Zubehör zur Ergänzung des Fujifilm-Endoskopie-Setups für Eingriffe im oberen und unteren GI-Trakt an. Das Sortiment umfasst Kombiflaschendeckel, einen Adapter für den CO₂-Insufflator sowie zusätzliche Jet_Kanal_Adapter, und ist für alle Fujifilm-GI-Endoskope der Serie 500/600/700 geeignet.



EN10908

Fujifilm – Jet-Kanal-Adapter. Steril, zum Einmalgebrauch



EN10907

Pentax – Jet-Kanal-Adapter. Steril, zum Einmalgebrauch



EN10919F

Adapter für den Fujifilm-CO₂-Insufflator GW-100. Wiederverwendbar.

Key Surgical gehört seit über 30 Jahren zu den führenden Anbietern von Produkten und Lösungen für die Sterilgut- und OP-Versorgung und wir freuen uns sehr, unsere auf Ihre Bedürfnisse in der Endoskopie zugeschnittene Produktlinie vorzustellen. Besuchen Sie bitte unsere Website und erfahren Sie mehr über Endoskopaufbereitung, klinische Anwendung und Endoskopiezubehör.

Key Surgical GmbH
Zum Windpark 1
23738 Lensahn, Germany

+49 40 723 7470
info@keysurgical.de
keysurgical.de

