



# AQUASHIELD®

Die AquaShield Einweg-Wasserflaschen bieten eine Alternative zu den wiederverwendbaren Wasserfläschensystemen. Die all-in-one Lösung besteht aus einem Kombiflaschendeckel, einem Spülschlauch, einem Adapter und einem 24-Stunden Nutzung Etikett.

## VORTEILE:

- Reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination zwischen Patienten
- Ein 24-Stunden-Nutzungssystem - heute verwenden und morgen entsorgen
- Einweg Alternative passend für Olympus® GI Endoskope



REF	WASSERFLASCHE	CO <sub>2</sub>	ENDOSKOP KOMPATIBILITÄT	VE
BX00711542	Fresenius – EU. B. BraunEU Versol, Baxter – DE	nein	Olympus 140/240, 160/260, 180/280, 190/290	25 Stk.
BX00711543	Fresenius – EU. B. BraunEU Versol, Baxter – DE	ja	Olympus 140/240, 160/260, 180/280, 190/290	25 Stk.

