



EXACTO® POLYPEKTOMIE KALTSCHLINGE

Die einzige Schlinge speziell für die Kaltabtragung während der Mikro-Polypektomie von STERIS Endocopy ist jetzt auch bei Key Surgical erhältlich. Das einzigartige Schlingendesign ermöglicht bessere Kontrolle sowie einen präzisen und gleichmäßigen Schnitt während der Entfernung von kleinen Polypen.

VORTEILE:

- Ermöglicht einen gleichmäßigen Schnitt durch den geflochtenen Schlingendraht, der 33% dünner ist als traditionelle Schlingen
- Hat ein einzigartiges Schlingendesign, das schmaler ist als andere Minischlingen und mehr Kontrolle bei der Platzierung und Resektion bietet
- Reduziert den "Fly Away" Effekt nach dem Abtragen von Polypen mit Hilfe des kleineren Durchmessers des Schlingendrahtes



REF	KATHETERØ	SCHLINGEN-GRÖSSE	ARBEITS-LÄNGE	VE
BX00711115	2,4 mm	9,0 mm	2300 mm	10 Stck.

A. Horiuchi, K. Hosoi, M. Kajiyama, N. Tanaka, K. Sano, D. Graham. "Prospective, randomized comparison of 2 methods of cold snare polypectomy for small colorectal polyps." GIE Journal Online, 2015.
S. Din, A. Ball, S. Riley, P. Kitsanta, S. Johal. "Cold snare polypectomy: Does snare type influence outcomes?" Digestive Endoscopy, 2015.



ein STERIS Unternehmen

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER 040 723 7470 ODER KEYSURGICAL.DE