



ZYTOLOGIEBÜRSTEN

Die Entnahme eines zytologischen Abstrichs mit einer Zytologiebürste ermöglicht es Ihnen, viele Zellen aus dem Abstrichbereich zu gewinnen. Mit Hilfe der Key Surgical Zytologiebürsten können Sie diesen Vorgang nicht nur sicher, sondern auch einfach und effizient durchführen.

VORTEILE:

- Gerader Typ mit Kugelspitze für den Abstrich in den tiefen Bronchien
- U-förmiger Typ sammelt deutlich mehr Material für die pathologische Diagnose
- Einzeln steril verpackt

REF	BESCHREIBUNG	VE
EN10133	Zytologiebürste 1,8 x 1200 mm, gerader Typ mit Handgriff und Metallkugelkopf, Bürstendurchmesser: 3,0 mm, 10 mm lange Bürste, für Arbeitskanal: ab 2,0 mm	10 Stck.
EN10134	Zytologiebürste 1,8 x 1200 mm, U-förmiger Typ mit Handgriff und Metallkugelkopf, Bürstendurchmesser: 3,0 mm, 10 mm lange Bürste, für Arbeitskanal: ab 2,0 mm	10 Stck.
EN10133L	Zytologiebürste 1,8 x 2300 mm, gerader Typ mit Handgriff und Metallkugelkopf, Bürstendurchmesser: 3,0 mm, 10 mm lange Bürste, für Arbeitskanal: ab 2,0 mm	10 Stck.



 **KEYSURGICAL**

ein STERIS Unternehmen

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER 040 723 7470 ODER KEYSURGICAL.DE   

MARK-4150, Rev A 2021