



DETECT 2

Mit Detect 2 können Sie eine Qualitätskontrolle des Reinigungsprozesses Ihrer chirurgischen Instrumente durchführen. Durch die patentierte und validierte Technologie erzielen Sie ein schnelles und sichtbares Ergebnis bei der Erkennung von Biofilm und Schmutz direkt auf der Oberfläche der Instrumente.

VORTEILE

- Hohe Empfindlichkeit (ab 10µg/cm² Protein)
- Bewertet die Reinigungsqualität von Instrumentenwasch- und Desinfektionsgeräten
- Kompatibel mit Edelstahl, PP, PTFE, POM, Aluminium, Titan
- Biologische Abbaubarkeit ≥ 90% (OCDE 302B)
- Geruchlos



REF	BESCHREIBUNG
OL22329	Besteht aus 6 Flaschen Detect 2 à 950ml
OL22319	Besteht aus 2 Flaschen Detect 2 à 5L
OL22215	Besteht aus 1 Flasche Detect 2 à 950ml und einem Körbchen mit Eintauchschale



ein STERIS Unternehmen

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER 040 723 7470 ODER KEYSURGICAL.DE

