



# Chargenüberwachung in Kleinstereilatoren

Das LCPro Mini Set eignet sich für die Chargenüberwachung des Sterillisationsprozesses von Kleinstereilatoren der Klasse B. Mit Hilfe eines wiederverwendbaren Prüfkörpers verbessern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck und verringern den Gebrauch von kurzlebigen Kunststoffprodukten. Der 4-Stufen-Indikator, welcher bei erfolgreich abgeschlossenem Prozess nach schwarz umschlägt, ermöglicht eine schnelle Interpretation des Ergebnisses und kann zur Dokumentation eingeklebt werden.

## VORTEILE:

- Chargenkontrolle zum Mehrfachgebrauch
- Langlebige Materialien mit nachbestellbaren Einzelteilen
- Schnelle Beurteilung durch 4-Stufen-Indikator (Umschlag zu schwarz)
- Komplexe Hohlkörpergeometrie geprüft nach ISO 11140-6 (Konformität zur EN 867-5)



	BESCHREIBUNG	EIGENSCHAFTEN	VE
08134	LCpro Mini Set	Geeignet für 134°C Haltezeit 3.5 Minuten, 121°C Haltezeit 15 Minuten, inkl. 1 Prüfkörper, 250 Stück 4-Stufen Indikatoren, 1 Dichtungsring	1 Set
08135	LCpro Mini Nachfüllpackung Indikatoren	250 4-Stufen Indikatoren: 134°C 3.5 Minuten / 121°C 15 Minuten	PA/250
08136	LCpro Mini Prüfkörper	Zur täglichen Funktionsprüfung im kleinen Dampfsterilisator, mit REF 08135 ein Testsystem Typ 2, für 134°C 3.5 Minuten / 121°C 15 Minuten	1 PCD



WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER 040 723 7470 ODER [KEYSURGICAL.DE](http://KEYSURGICAL.DE)

