



KEYDOT- INSTRUMENTENVERFOLGUNG

Die Rückverfolgung des Inventars bis auf Instrumentenebene muss nicht kompliziert sein. KeyDot von Key Surgical ist eine effektive und kostengünstige Tracking-Lösung. Dieses 2D-Barcode-Etikett ist einfach anzuwenden. KeyDot ist die richtige Wahl für Ihre Instrumente.

VORTEILE:

- Mit AEMP-Software kompatibel*
- Etiketten im 2D-Barcode-Matrixformat
- Verwendbar auf Instrumenten aus Edelstahl oder medizinischem Kunststoff
- Kompatibel mit Dampf-, Plasma-Sterilisation und hochgradigen Desinfektionsmitteln
- Eine sichere Zuordnung der Instrumente reduziert die Fehlerquote
- Ermöglicht das Zählen von Aufbereitungszyklen

ARTIKELNR.	SETS	GRÖSSE	VE
ID-405-01, ID-405-02, ID-405-05, ID-405-10	1 Bogen, 2 Bögen, 5 Bögen, 10 Bögen	3,17 mm	100 Stk. / Bogen
ID-400-01, ID-400-02, ID-400-05, ID-400-10	1 Bogen, 2 Bögen, 5 Bögen, 10 Bögen	3,76 mm	100 Stk. / Bogen
ID-410-01, ID-410-02, ID-410-05, ID-410-10	1 Bogen, 2 Bögen, 5 Bögen, 10 Bögen	6,35 mm	100 Stk. / Bogen
ID-420-01, ID-420-02, ID-420-05, ID-420-10	1 Bogen, 2 Bögen, 5 Bögen, 10 Bögen	9,52 mm	100 Stk. / Bogen



Jedes Set enthält einen Applikator zum Aufbringen der KeyDots



Eine vollständige Anleitung zur Anwendung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



a STERIS company

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER 040 723 7470 ODER [KEYSURGICAL.DE](https://www.keysurgical.de)



*Key Surgical bietet keine AEMP-Software. Eine Anleitung zur Anwendung finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihrer AEMP Software und ist dort auf Integration zu prüfen.



FAQ's

WIE LANGE WIRD KEYDOT HALTEN?

Die KeyDot-Etiketten bleiben mindestens 200 Aufbereitungszyklen oder zwei Jahre lang lesbar. Durch das radiale Design der KeyDots bleiben die Kanten gut erhalten. Die Daten in den Matrix Barcodes sind zudem hochredundant - selbst wenn bis zu 60% des Barcodes zerstört werden, bleibt der KeyDot weiterhin lesbar. Wenn ein KeyDot ersetzt werden muss, kann dies jeder in Sekundenschnelle tun. Und mit geringen Ersatzkosten pro Punkt bleibt der KeyDot eine einfache, effiziente und wirtschaftliche Möglichkeit, Instrumente zu kennzeichnen.

IST KEYDOT SICHER FÜR UNSERE CHIRURGISCHEN INSTRUMENTE?

Ja, KeyDot wurde in einem unabhängigen, medizinischen Labor getestet und es wurde nachgewiesen, dass die Instrumentenoberfläche unter dem KeyDot während der Aufbereitung komplett sterilisiert wird.

MUSS ICH KEYDOT MIT MEINEN EIGENEN ZIFFERN PROGRAMMIEREN?

Nein, alle KeyDots werden mit einer eindeutigen Nummer hergestellt und versendet. Wir garantieren, dass es keine Dopplungen in der Beschriftungssequenz gibt. Benutzerdefinierte Sequenzen können ebenfalls angefordert werden. Sie können den KeyDot einfach anwenden und die entsprechende Daten mit Ihrer Software verknüpfen.

WIE VIELE ZEICHEN SIND AUF JEDEM KEYDOT ERLAUBT?

Auf den 3,17 mm sowie 3,76 mm KeyDots sind bis zu 15 Zeichen und bei den 6,35 mm sowie 9,52 mm KeyDots sind bis zu 17 Zeichen gut lesbar.

KEYDOT GARANTIE

Key Surgical garantiert, dass die KeyDot-Etiketten für mindestens 200 Aufbereitungszyklen oder zwei Jahre lesbar bleiben, je nachdem, was zuerst eintritt. Senden Sie uns einfach die Dokumentation Ihres Instrumenten-Tracking-Systems und wir werden jeden KeyDot, der die Aufforderung nicht erfüllt, kostenlos ersetzen.



a STERIS company

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER 040 723 7470 ODER [KEYSURGICAL.DE](https://www.keysurgical.de)



MARK-4131, Rev A.