



# DISTALSCHUTZ

Der Distalschutz aus netzförmigem, dehnbarem Material passt sich ideal an die Form fast jedes Endoskops an. Er ist in zwei Größen verfügbar und wird für den Transport über das distale Ende gestülpt, um es vor kostenintensiven Reparaturen zu schützen. Der Distalschutz wird unsteril geliefert.

## VORTEILE:

- Schutz vor Beschädigungen des distalen Endes
- Gute Passform für verschiedene Endoskopgrößen
- Einfaches Handling



REF	BESCHREIBUNG	FORMAT	VE
TP-100-03	Distalschutz zum Schutz des Endoskops beim Transport, Farbe: rot, unsteril	klein	100 Stk.
TP-100-04	Distalschutz zum Schutz des Endoskops beim Transport, Farbe: blau, unsteril	groß	100 Stk.



TP-100-03 Distalschutz in Anwendung mit Endoskop und 103614A-P Transportwanne

