









REVEAL®: DISTALE ABSTANDKAPPE

Die Reveal distale Abstandskappe sorgt für eine gute Sicht durch das Endoskop während einer Vielzahl von therapeutisch endoskopischen Eingriffen.

VORTEILE:

- Sichtverlust („Red out“) wird durch gleichbleibende Distanz zwischen Endoskop und Schleimhaut vermieden
- Unterstützt bei der Glättung von Falten und manövriert auch durch schwierige Windungen im Magen-Darm-Trakt
- Kann in Verbindung mit Zubehör wie Schlingen oder Nadeln verwendet werden



REF	AUSSEN Ø	AUSSEN Ø DISTALEN ENDOSKOPSPITZE	LÄNGE	VERPACKUNGS-FARBE	VE
BX00711770	11,35 mm	8,9 - 9,5 mm	4,0 mm		50 Stck.
BX00711771	11,80 mm	9,5 - 9,9 mm	4,0 mm		50 Stck.
BX00711772	12,40 mm	9,8 - 10,5 mm	4,0 mm		50 Stck.
BX00711773	13,40 mm	10,9 - 11,8 mm	4,0 mm		50 Stck.
BX00711774	15,00 mm	12,6 - 13,2 mm	4,0 mm		50 Stck.
BX00711775	15,70 mm	13,4 - 13,9 mm	4,0 mm		50 Stck.

