



# POLYPEKTOMIESCHLINGEN

Polypektomieschlingen werden zur endoskopischen Abtragung von Polypen aus dem GI-Trakt verwendet. Alle Polypektomieschlingen haben eine Arbeitslänge von 2300 mm und für Biopsiekanäle ab 2,8 mm geeignet. In verschiedenen, Schlingendurchmessern und Varianten verfügbar. Steril. Zum Einmalgebrauch.

## VORTEILE:

- Verschiedene Schlingenformen
- In verschiedenen Varianten erhältlich
- Stark, flexibel und präzise dank des geflochtenen Drahtes
- Steril verpackt
- Zum Einmalgebrauch



REF	BESCHREIBUNG	FORM	Ø	SCHLINGENØ	VE
<b>NEU*</b> EN10245	monofil	oval	2,3 mm	6,0 mm	10 Stck.
EN10240	monofil	oval	2,3 mm	10 mm	10 Stck.
EN10306	multifil	oval	2,4 mm	10 mm	10 Stck.
EN10307	multifil	oval	2,4 mm	15 mm	10 Stck.
EN10309	multifil	oval	2,4 mm	25 mm	10 Stck.
EN10310	multifil	oval	2,4 mm	30 mm	10 Stck.
EN10330R	multifil - drehbar	oval	2,4 mm	30 mm	10 Stck.
EN10316	multifil	asymmetrisch	2,4 mm	20 mm	10 Stck.
EN10301	multifil	hexagonal	2,4 mm	15 mm	10 Stck.

### DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN



Biopsiezangen



Injektionsnadel



Hämostase-Clips



WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER 040 723 7470 ODER [KEYSURGICAL.DE](http://KEYSURGICAL.DE)

