




HÄMOSTASE CLIPS RELIANCE®

Die stufenlos drehbaren RELIANCE Hämostase Clips werden endoskopisch bei der manuellen Blutstillung im Magen-Darm-Trakt eingesetzt.

VORTEILE:

- Repositionierbar
- Stufenlose Drehbarkeit für präziseres Arbeiten
- Weiter Öffnungswinkel von 135°
- Verfügbar in 11 und 16 mm Schenkel-Länge
- Schnelle und sichere Anwendung
- Optimale Gleiteigenschaft
- MRT-kompatibel



ARTIKELNR.

BEZEICHNUNG

VE

EN10400P.16	Hämostase Clip RELIANCE, 230 cm Lang, 16 mm Öffnung	10 Stck.
EN10400P	Hämostase Clip RELIANCE, 230 cm Lang, 11 mm Öffnung	10 Stck.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN



Biopsiezangen



Injektionsnadel



Polypektomieschlingen

