



ANTI-FOG LÖSUNG

Verlieren Sie während einer Untersuchung nicht den Durchblick! Anti-Fog Solution ist die perfekte Lösung, um Kondensation und Beschlag auf Ihrer laparoskopischen und arthroskopischen Optiken zu reduzieren.

ABOUT:

- Zur Anwendung bei Einsätzen von starren Optiken (Laparoskope, Arthroskope)
- Schwamm (röntgenfähig) mit selbstklebender Rückseite zur einfachen Befestigung
- Steril, zume Einmalgebrauch und bereit zur Verwendung
- Nicht toxisch
- CE-gekennzeichnet - Klasse IIa
- Alkohollösung (Isopropanol)



WEITERE PRODUKTDDETAILS

REF AF-200

6 ml Anti-Beschlag Lösung, inkl. 50 x 50 mm Schwamm

20 pcs/pack



WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER 040 723 7470 ODER KEYSURGICAL.DE

