



ELECTRO LUBE®

REF EL-101:

- 4ml Electro Lube (Antihaft Lösung)
- Schwamm (röntgenfähig) mit selbstklebender Rückseite
- Nicht toxisch
- Steril und bereit zur Verwendung
- Kauterspitzen werden vor Verklebung und Abnutzung geschützt
- Einfaches Entfernen von Geweberesten nach Koagulation
- Spart Zeit und verbessert die Qualität von elektrochirurgischen Einsätzen¹
- Zum Einmalgebrauch
- 20 Stk./Pkg.



mit Electro Lube

ohne Electro Lube



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

Woraus besteht Electro Lube?

Electro Lube ist eine nicht toxische Flüssigkeit, bestehend aus einer Fettsäure (bioverträgliches Phospholipid), ähnlich dem, was der menschliche Körper natürlich produziert.

Wann verwendet man es?

Electro Lube wird bei der Anwendung von Schneidelektroden oder bei der Kauterisation verwendet.

Wie wird Electro Lube sterilisiert?

Electro Lube wird Gamma sterilisiert.

Ist Electro Lube wiederverwendbar?

Nein, Electro Lube ist ein Einmalprodukt.

Wie oft muss Electro Lube angewandt werden?

Das hängt von der Verwendung ab. Für die meisten Zwecke reicht es aus, die Kauterspitzen einmalig vor der Verwendung zu benetzen. Bei einigen Einsätzen wird gegebenenfalls eine zweite Schicht benötigt. Genaue Anweisungen finden Sie dazu in der IFU.



WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER 040 723 7470 ODER KEYSURGICAL.DE