



# Endoskop-Transportwanne

Die perfekte Lösung für die sichere Lagerung und den Transport von flexiblen Endoskopen. Dank der Bohrungen am Rand ist sowohl bei der maschinellen Aufbereitung das Abfließen von Restflüssigkeiten als auch ein verschlossener Transport mit Hilfe von Plomben möglich.



## VORTEILE:

- Sicherer Transport durch die Möglichkeit der Verplombung
- Langlebige Materialien mit Bruch- und thermischer Verstärkung
- Hitzebeständig bis zu 115°
- Made in Germany!

	BESCHREIBUNG	EIGENSCHAFTEN	MASSE (L B H)
103614A-P	Transportwanne	Geeignet für 115°C manuelle/ maschinelle Aufbereitung mit seitlichen Ablauflöchern, stapelbar	515 x 415 x 104 mm
103615A-P	Deckel für Transportwanne	Geeignet für 115°C manuelle/ maschinelle Aufbereitung mit seitlichen Ablauflöchern	512 x 411 x 24 mm



WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER 040 723 7470 ODER [KEYSURGICAL.DE](http://KEYSURGICAL.DE)   