PROCEDIMENTO E ACESSÓRIOS CIRÚRGICO DE REPROCESSAMENTO DE INSTRUMENTOS



ÍNDICE

000 - Assistência no procedimento
014 - Limpeza e manutenção de instrumentos
064 - Envólucros e forros
080 - Proteção de instrumentos
096 - Etiquetas
128 - Bandejas e acessórios
154 - Acessórios para containers
182 - Identificação de instrumentos
228 - Monitorização e garantia de qualidade
234 - Documentação
262 - Equipamento para centrais de esterilização

ENCOMENDAS E ACONSELHAMENTO SOBRE PRODUTOS

Se necessitar consultar ou desejar fazer um pedido, contate o seu representante STERIS.



APOIO AOS PROCEDIMENTOS

Os nossos produtos de apoio aos procedimentos são desenvolvidos para ajudar a melhorar uma vasta gama de procedimentos na sala cirúrgica. O nosso mais recente produto para procedimentos de eletrocirurgia é Electro Lube. Durante a eletrocauterização, é comum a formação de escaras e a remoção constante podem resultar em tempos de procedimento mais longos, bem como na redução do desempenho dos instrumentos. Electro Lube é uma solução antiaderente que é utilizada para revestir a extremidade DO instrumento de trabalho, e ajuda a manter distância do acumulo de escaras e impede o instrumento de carbonização.

Anti-Fog é uma solução perfeita para ajudar a reduzir a condensação e o embaciamento nas suas lentes laparoscópicas e artroscópicas. Outros produtos como marcadores de pele, limpador de pontas de cautério, escovas de rebarbas, tapete magnético e campos cirúrgicos, e escovas limpeza da pele também estão disponíveis.

Electro Lube

Anti-Fog

Limpador de Pontas de Cautério

Escovas de Rebarbas

Tapete Magnético e campos Cirúrgicos

Escovas de esfregar






1 dispense o conteúdo da embalagem sobre o campo esterilizado




3 remova a tampa e aplique Electro Lube sobre a esponja ou mergulhe a ponta do elétrodo no frasco



retire o suporte de papel da esponja e coloque a esponja sobre o campo cirúrgico estéril. Nota: A esponja inclui um filamento de bário para radiopacidade



4 limpe a ponta do eletrodo na esponja para deixar uma película fina. Repita se necessário.



ELECTRO LUBE®

Uma solução antiaderente desenvolvida para ser utilizada em instrumentos eletrocirúrgicos para evitar a aderência de tecidos durante o procedimento. Também ajuda a proteger o instrumento contra carbonização. Estéril. Descartável.

	REF	DESCRIÇÃO	VE
$\stackrel{\wedge}{\bowtie} \ \textcolor{red}{(\pmb{A})}$	EL101	Frasco de 4 ml, esponja	20 pçs



Apoio aos Procedimentos Anti-Fog

ANTI-FOG®

 $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ (A)

Não deixe que o embaçamento afete a visão durante um procedimento laparoscópico. O Anti-Fog foi desenvolvido para ajudar a reduzir a condensação e o embaçamento nas suas lentes laparoscópicas e artroscópicas. A resposta para um procedimento sem condensação nunca foi mais clara.


REF	DESCRIÇÃO	QDE
AF200	6 ml de solução anti-fog, incl. esponja de 50 x 50 mm	20 pçs



Apoio aos Procedimentos

Tapetes magnéticos para instrumentos e campos cirúrgicos






TAPETES MAGNÉTICOS PARA INSTRUMENTOS E CAMPOS CIRÚRGICOS

O nosso tapete magnético reutilizável proporciona uma zona de transferência segura para material cirúrgico cortante durante os procedimentos. Material resistente a fluidos com ressaltos magnéticos mantém os instrumentos de aço inoxidável no devido lugar durante a transferência entre a equipe cirúrgica. Em embalagem não esterilizada.

Os nossos campos magnéticos descartáveis proporcionam uma zona de transferência segura para materiais perfurocortantes durante os procedimentos. Material resistente a fluidos com ressaltos magnéticos mantém os instrumentos de aço inoxidável no devido lugar durante a transferência entre a equipe cirúrgica. Em embalagem esterilizada.

	REF	DESCRIÇÃO	COR	TAMANHO	QDE
A	MG300400R	tapete magnético reutilizável	Verde	300 x 400 mm	3 pçs
В	MG250400	campo magnético descartável	Azul	250 x 400 mm	30 pçs
C	MG115076	campo magnético descartável	Azul	115 x 76 mm	50 pçs

Apoio aos Procedimentos Escovas de limpeza de rebarbas e limpador de pontas de cautério





ESCOVAS DE LIMPEZA DE REBARBAS

Especialmente concebidas para a limpeza de rebarbas, raspas, limas e serras. Cabo de plástico robusto com cerdas de arame de aço inoxidável. Não estéril. Descartável.

REF	DESCRIÇÃO	TAMANHO	QDE
BR101050	rebarbas redondas, cerdas de aço inoxidável	63.5 mm	50 pçs
BR103150	fila única, cerdas de aço inoxidável	165 mm	50 pçs
BR103350	três filas, cerdas de aço inoxidável	165 mm	50 pçs

LIMPADOR DE PONTAS DE CAUTÉRIO

Auxilia na remoção de material de lâminas eletrocirúrgicas, pontas de lápis e/ou monopolares, e sondas de cautério bipolares durante a cirurgia. A esponja com superfície abrasiva possui suporte adesivo para colocação segura e universal. Radiopaco. Em embalagem esterilizada. Descartável.

REF	DESCRIÇÃO	COR	LARGURA	COMPRIMENTO	QDE
TC200	esponja com superfície abrasiva preta	Azul	50 mm	50 mm	100 pçs

Assistência no procedimento Escovas de esfregar e alfinetes de segurança

ESCOVAS DE MÃOS E UNHAS

Escovas de esfregar com um cabo de bloco moldado para proporcionar uma aderência segura quando molhadas.

	REF	DESCRIÇÃO	QDE
A	BR4300	cerdas de textura média	12 pçs
B	BR4310	cerdas de textura dura	12 pçs
(C)	BR4320	cerdas de textura média	12 pçs
	BR4200	cerdas finas e duras	1 pç
D	09391	escova de esfregar com esponja	40 pçs

ALFINETES DE SEGURANÇA

Os nossos alfinetes de segurança são fabricados em aço inoxidável e estão disponíveis em comprimentos de 25, 38 e 50 mm. São embalados em pares. Estéril.

REF	COMPRIMENTO	QDE
06007	25 mm	100 pçs
06008	38 mm	100 pçs
06009	50 mm	100 pçs











010

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS

A nossa linha de Limpeza de Instrumentos foi desenvolvida para fornecer as ferramentas necessárias para a limpeza dos seus instrumentos cirúrgicos.

Disponíveis em cerdas em nylon ou aço inoxidável, também fornecemos uma incrível variedade de comprimentos e diâmetros para satisfazer as suas necessidades.

Para organização das suas escovas de limpeza, o nosso organizador de escovas é ideal para pendurar no departamento. O nosso organizador em aço inoxidável é fácil de limpar e ajuda a sua equipa a escolher a escova certa de forma mais eficiente.

Com a nossa ampla gama de escovas - desde a limpeza de lumens, a limpeza de endoscópios a limpeza de esterilizadores - podemos ajudar a combinar a escova certa com a tarefa de limpeza certa em curso.

Escovas Tipo Escova de Dentes

Escovas de Limpeza para Esterilizadores

Escovas de Limpeza de Canais

Dispositivos de Limpeza de Tubos

Escova para Endoscópio

Produtos de Limpeza

Auxiliares de Preparação















Limpeza e manutenção de instrumentos Escovas Tipo Escova de Dentes

ESCOVAS DE LIMPEZA TIPO ESCOVA DE DENTES

As nossas escovas tipo escova de dentes são ideais para a limpeza do exterior das superfícies dos instrumentos antes da desinfecção e da esterilização Automatizadas. Independente do nível resistência da sujidade encontrados na superfície dos instrumentos, graças aos diferentes graus de dureza, tamanhos e formas das escovas, você encontrará a solução certa. Mesmo os resíduos de sangue coagulado podem ser facilmente removidos graças às cerdas de nylon especialmente desenvolvidas. As nossas escovas especializadas são também adequadas para limpar rebarbas de containers e remover resíduos nas articulações dos porta-agulhas e tesouras.

ESCOVAS DE LIMPEZA TIPO ESCOVA DE DENTES

		REF	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO DA CABEÇA DA ESCOVA	COMPRI- MENTO DAS CERDAS	COMPRI- MENTO DE TRABALHO	QDE
	A	09320	cerdas de plástico para contamina- ção resistente - extra duras	30/45 mm	12/12 mm	165 mm	10 pçs
	В	09325	cerdas de aço inoxidável para conta- minação resistente - extra duras	40 mm	15 mm	180 mm	1 pç
\mathcal{L}	C	S210050	aço inoxidável, três filas				50 pçs
		09459	cerdas de plástico para contamina- ção resistente - extra duras	40/30 mm	10/10 mm	175 mm	2 pçs
		N222150	nylon extra rígido, com duas pontas, três filas/uma fila				50 pçs
	D	09478	cerdas de plástico – macias	75 mm	15 mm	215 mm	1 pç
		09485	cerdas de plástico para contamina- ção resistente, cabo angular - duras	75 mm	15 mm	235 mm	2 pçs
$\stackrel{\sim}{\sim}$	E	N2200	nylon extra rígido, pega angulada				2 pçs
$\stackrel{\sim}{\sim}$	F	26491	cerdas de plástico - média macia	75 mm	15 mm	215 mm	1 pç
	G	26492	cerdas de plástico – duras	75 mm	15 mm	215 mm	1 pç
$\stackrel{\wedge}{\mathbb{Z}}$	H	09488	cerdas de plástico	40 mm	15 mm	180 mm	1 pç
		N210050	nylon, três filas	-	-	-	50 pçs

Limpeza e manutenção de instrumentos Escovas Tipo Escova de Dentes

ESCOVAS DE LIMPEZA TIPO ESCOVA DE DENTES

Escovas com cerdas de nylon ou aço inoxidável num cabo de plástico robusto e resistente. Desenvolvidas para limpeza externa.

	REF	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO DAS CERDAS	COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
	N3000	fabricado em nylon	9.5 mm	178 mm	1 pç
	N4000	fabricado em nylon	9.5 mm	184 mm	1 pç
	N212150	nylon, de duas pontas, três filas/uma fila	10/5 mm	175 mm	50 pçs
	09098	cerdas de nylon rígidas	10/5 mm	175 mm	2 pçs
•)	S212150	aço inoxidável, com duas pontas, três filas/uma fila	40	177 mm	50 pçs


ESCOVA DE LIMPEZA

D

REF		COMPRIMENTO DAS CERDAS	COMPRIMENTO DA CABEÇA DA ESCOVA		QDE
BR5450	cerdas com escovas de nylon, fio de aço inoxidável	13/25 mm	50/82 mm	300 mm	1 pç







ESCOVAS DE LIMPEZA PARA ESTERILIZADORES

Cerdas de nylon em cabo de aço inoxidável torcido com ponta em botão de rosa ou em cabo de plástico resistente.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO Ø	COMPRIMENTO	QDE
A	BR5455	escova de dedo com laço, fabricada em nylon	25 x 270 mm	267 mm	1 pç
B	BR5500	Escovas de limpeza para esterilizadores, fabricadas em nylon com cabo de plástico	35 x 710 mm	710 mm	1 pç
(C)	BR4000	com cerdas de nylon, cabo de plástico	41 x 200 mm	410 mm	1 pç
D	BR5000	Escovas de limpeza para esterilizadores, fabricadas em poliéster	152 x 127 mm	800 mm	1 pç



021















020

ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS

Cerdas de nylon, fio de aço inoxidável torcido.

	REF	COR	Ø DIA	COMPRIMENTO DA CABEÇA DA ESCOVA	COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
4	09095	-	1 mm	13 mm	450 mm	2 pçs
3	09319	-	1.8 mm	13 mm	450 mm	2 pçs
	45906	Branco	1.6 mm	22 mm	215 mm	3 pçs
)	45908	Preto	2 mm	21 mm	215 mm	3 pçs
	45910	rosa vivo	2.5 mm	21 mm	215 mm	3 pçs
	45912	laranja	3 mm	18 mm	215 mm	3 pçs
3	45914	azul	4 mm	18.5 mm	215 mm	3 pçs
1	BR0808750		2.2 mm	13 mm	200 mm	50 pçs

ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS Escovilhões de limpeza de canais com cerdas de nylon num cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço.

DETALHES DA PONTA DA ESCOVA EXIBIDOS EM TAMANHO REAL

022

Limpeza e manutenção de instrumentos Escovas de Limpeza de Canais

	REF	Ø DIA	COMPRIMENTO DA CABEÇA DA ESCOVA	COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
A	BR0603950	1 mm	6.35 mm	152 mm	50 pçs
B	BR0803950	1 mm	12.7 mm	203.2 mm	50 pçs
	BR1803950	1 mm	6.35 mm	457 mm	50 pçs
C	BR0606250	1.58 mm	12.7 mm	152 mm	50 pçs
	BR1806250	1.58 mm	12.7 mm	457 mm	50 pçs
D	BR0807050	1.77 mm	12.7 mm	203.2 mm	50 pçs
	BR1807050	1.77 mm	12.7 mm	457 mm	50 pçs
	BR2407050	1.77 mm	12.7 mm	609.6 mm	50 pçs
E	BR0607950	2 mm	12.7 mm	152 mm	50 pçs
F	BR0807950	2 mm	19.05 mm	203.2 mm	50 pçs
	BR1207950	2 mm	19.05 mm	305 mm	50 pçs
G	BR2408050	2 mm	25.4 mm	609.6 mm	50 pçs
(\mathbf{H})	BR0808750	2.2 mm	12.7 mm	203.2 mm	50 pçs
	BR1808750	2.2 mm	12.7 mm	457 mm	50 pçs
	BR0809250	2.3 mm	12.7 mm	203.2 mm	50 pçs
J	BR2409850	2.49 mm	12.7 mm	609.6 mm	50 pçs
K	BR0810550	2.67 mm	25.4 mm	203.2 mm	50 pçs
	BR1810550	2.67 mm	25.4 mm	457 mm	50 pçs
	BR0811850	3 mm	38.1 mm	203.2 mm	50 pçs
M	BR1211850	3 mm	69.85 mm	305 mm	50 pçs

ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS

Escovas de limpeza de canais com cerdas de nylon num cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço.


	REF	Ø DIA	COMPRIMENTO DA CABEÇA DA ESCOVA	COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
A	BR1812550	3.18 mm	50.8 mm	457 mm	50 pçs
В	BR0813150	3.3 mm	19.05 mm	203.2 mm	50 pçs
C	BR0814450	3.66 mm	19.05 mm	203.2 mm	50 pçs
D	BR0815850	4 mm	19.05 mm	203.2 mm	50 pçs
	BR1215850	4 mm	19.05 mm	305 mm	50 pçs
	BR1815850	4 mm	19.05 mm	457 mm	50 pçs
	BR1219750	5 mm	76.2 mm	305 mm	50 pçs
E	BR1619750	5 mm	76.2 mm	406 mm	50 pçs
	BR1819750	5 mm	76.2 mm	457 mm	50 pçs
	BR2419750	5 mm	76.2 mm	609.6 mm	50 pçs
F	BR2420050	5.08 mm	50.8 mm	609.6 mm	50 pçs
G	BR1223650	6 mm	50.8 mm	305 mm	50 pçs
	BR1623650	6 mm	50.8 mm	406 mm	50 pçs
	BR2423650	6 mm	50.8 mm	609.6 mm	50 pçs

A
(B)
(C)

mmannana papapapapapapapapapapapa	(E)

F





ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS

Escovas de limpeza de canais com cerdas de nylon antimicrobianas num cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço.

	REF	Ø DIA	COMPRIMENTO DA CABEÇA DA ESCOVA	COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
A	BR0625050	6.35 mm	50.8 mm	152 mm	50 pçs
	BR0825050	6.35 mm	50.8 mm	203.2 mm	50 pçs
3	BR1825050	6.35 mm	50.8 mm	457 mm	50 pçs
B	BR1627650	7 mm	76.2 mm	406 mm	50 pçs
	BR2427650	7 mm	76.2 mm	609.6 mm	50 pçs
(C)	BR2431250	7.9 mm	76.2 mm	609.6 mm	50 pçs
D	BR0637550	9.5 mm	38.1 mm	152 mm	50 pçs
E	BR2437550	9.5 mm	76.2 mm	609.6 mm	50 pçs
F	BR1639350	10 mm	76.2 mm	406 mm	50 pçs
	BR1839350	10 mm	76.2 mm	457 mm	50 pçs
	BR2439350	10 mm	76.2 mm	609.6 mm	50 pçs
G	BR2442550	10.8 mm	76.2 mm	609.6 mm	50 pçs


mmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	(A)
	(B)
	C
	(D)
	E
	F
······································	(G)

DETALHES DA PONTA DA ESCOVA EXIBIDOS EM TAMANHO REAL

ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS

Escovas de limpeza de canais com cerdas de nylon num cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço.

	REF	Ø DIA	COMPRIMENTO DA CABEÇA DA ESCOVA	COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
A	BR0844050	11.18 mm	76.2 mm	203.2 mm	50 pçs
	BR2444050	11.18 mm	76.2 mm	609.6 mm	50 pçs
B	BR1644350	11.25 mm	76.2 mm	406 mm	50 pçs
	BR2444350	11.25 mm	76.2 mm	609.6 mm	50 pçs
	BR1647250	12 mm	76.2 mm	406 mm	50 pçs
(C)	BR0650050	12.7 mm	50.8 mm	152 mm	50 pçs
D	BR1659150	15 mm	50.8 mm	406 mm	50 pçs
E	BR1859150	15 mm	50.8 mm	457 mm	50 pçs



ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS

Escovas de limpeza de canais com cerdas de nylon num cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço.

	REF	Ø DIA	COMPRIMENTO DA CABEÇA DA ESCOVA	COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
A	BR0863050	16 mm	50.8 mm	203 mm	50 pçs
B	BR1678750	20 mm	50.8 mm	406 mm	50 pçs
(C)	BR1888050	22.35 mm	88.9 mm	457 mm	50 pçs
D	BR2488050	22.35 mm	107.95 mm	609.6 mm	50 pçs

nnncocceoppan

uuuuuuuuuo666666666





D

ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS

Escovas de limpeza de canais com cerdas de nylon num cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço (tipo de atravessar excluído).

	REF	DESCRIÇÃO	Ø DIA	COMPRIMENTO DA		QDE
				CABEÇA DA ESCOVA	DE TRABALHO	
A	BR3044	Nylon	0.5 mm	6.35 mm	76 mm	10 pçs
В	BR3045	Nylon	0.5 mm	6.35 mm	203.2 mm	10 pçs
C	BR3047	Nylon	0.9 mm	12.7 mm	101.6 mm	10 pçs
D	BR412050	nylon, centrado (de atravessar)	6.35 a 15.24 mm	50.8 mm	457.2 mm	50 pçs
E	BR4140	nylon, centrado (de atravessar)	12.7 mm	76.2 mm	609.6 mm	6 pçs

(A)

SAMPAN AND ARABA ARA	
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu oo oo oo oo oo oo o	C

(DE ATRAVESSAR)

(**E**)

D

(DE ATRAVESSAR)

DETALHES DA PONTA DA ESCOVA EXIBIDOS EM TAMANHO REAL

ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS

Escovilhões de limpeza de canais com cerdas de nylon num cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço.

	REF	Ø DIA	COMPRIMENTO DA CABEÇA DA ESCOVA	COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
A	BR0811850	3 mm	38 mm	200 mm	50 pçs
В	BR1812550	3 mm	51 mm	450 mm	50 pçs
C	BR0814450	3.7 mm	19 mm	203 mm	50 pçs
D	BR1815850	4 mm	19 mm	450 mm	50 pçs
E	BR2419750	5 mm	76 mm	610 mm	50 pçs
F	BR1888050	22 mm	108 mm	450 mm	50 pçs
G	BR2488050	22 mm	108 mm	610 mm	50 pçs





DETALHES DA PONTA DA ESCOVA EXIBIDOS EM TAMANHO REAL

ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS


Escovas de limpeza de canais com cerdas de nylon num cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço.

REF	Ø DIA	COMPRIMENTO	DA COMPRIMENTO	QDE
		CABEÇA DA ESC	COVA DE TRABALHO	
BR811050	9.5 mm	25 mm	95 mm	50 pçs
BR8115	13 mm	101 mm	203 mm	3 pçs
BR821050	4.8 mm	12.7 mm	178 mm	50 pçs
BR8410	13 mm	76.2 mm	152 mm	3 pçs

ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS

Cerdas de nylon, fio de aço inoxidável torcido e ponta protetora.

	REF	DESCRIÇÃO	Ø DIA		COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
A	09303	escovas de bocais, fabricadas em nylon	10 mm	45 mm	140 mm	5 pçs
B	09490	escova inclinável para ponta de escova de escareador medular com rebarba, arame V2A	3 mm	100 mm	800 mm	3 pçs
(C)	09491	para escareadores medulares, ponta de fio inoxidável V2A com tampa	7 mm	100 mm	800 mm	3 pçs
D	09492	para escareadores medulares, fio de aço inoxidável (V2A), ponta com tampa final	5 mm	100 mm	800 mm	3 pçs



ESCOVAS DE LIMPEZA DE CANAIS

Cerdas de nylon, fio de aço inoxidável torcido.

	REF	DESCRIÇÃO	Ø DIA	COMPRIMENTO DA CABEÇA DA ESCOVA		QDE
A	09331	para retoscópios	20 mm	150 mm	450 mm	5 pçs
B	09366	frente 90 mm sem rebordo	0.6 mm	8 mm	450 mm	5 pçs
C	09388	frente 90 mm sem rebordo	1.4 mm	8 mm	450 mm	5 pçs
D	09338	com cabo de plástico, não adequado para lavadoras desinfetadoras	3.5 mm	60 mm	265 mm	2 pçs



DE PUXAR

C

DE PUXAR

DETALHES DA PONTA DA ESCOVA EXIBIDOS EM TAMANHO REAL

Limpeza e manutenção de instrumentos Escovas de limpeza

ESCOVAS DE LIMPEZA PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS MINIMAMENTE INVASIVOS

Cerdas de nylon, fio de aço inoxidável torcido com ponta protetora.

		REF	DESCRIÇÃO	Ø DIA	COMPRIMENTO	COMPRIMENTO	QDE
					DAS ESCOVAS	DE TRABALHO	
	A	09050	escovas de bocais, fabricadas em nylon	2.5 mm	30 mm	500 mm	5 pçs
	B	09051	escovas de bocais, fabricadas em nylon	7 mm	80 mm	350 mm	5 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	(C)	09052	escovas de bocais, fabricadas em nylon	4 mm	100 mm	300 mm	5 pçs
$\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$	D	09053	escovas de bocais, fabricadas em nylon	6 mm	100 mm	300 mm	5 pçs
$\stackrel{\sim}{\sim}$	E	09054	escovas de bocais, fabricadas em nylon	8 mm	100 mm	300 mm	5 pçs
	F	09055	escovas de bocais, fabricadas em nylon	10 mm	100 mm	300 mm	5 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	G	09056	escovas de bocais, fabricadas em nylon	15 mm	100 mm	300 mm	5 pçs
$\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$	$oldsymbol{H}$	09059	escovas de bocais, fabricadas em nylon	30 mm	80 mm	300 mm	5 pçs
	1	09058	escovas de bocais, fabricadas em nylon	7 mm	50 mm	405 mm	5 pçs

ESCOVAS PARA LIMPEZA GERAL DE INSTRUMENTOS

Com cerdas de nylon, não resistente ao calor, não adequado para máquinas de lavar-desinfetar

	REF	DESCRIÇÃO	Ø DIA	COMPRIMENTO	COMPRIMENTO	QDE
				DAS ESCOVAS	DE TRABALHO	
J	09064	dupla face	10/15 mm	30/12-15 mm	155 mm	10 pçs



DETALHES DA PONTA DA ESCOVA EXIBIDOS EM TAMANHO REAL

Limpeza e manutenção de instrumentos Escovas de limpeza

ESCOVAS DE LIMPEZA PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS MINIMAMENTE INVASIVOS

Cerdas de nylon, fio de aço inoxidável torcido com ponta protetora (quando aplicável).


		REF	Ø DIA	DAS ESCOVAS	DE TRABALHO	QDE
	A	09308	2.5 mm	50 mm	300	5 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	B	09313	2.5 mm	50 mm	610	5 pçs
	C	09306	5 mm	100 mm	300	5 pçs
	D	09312	5 mm	100 mm	610	5 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	E	09311	7 mm	100 mm	610	5 pçs
	F	09316	7 mm	100 mm	650	5 pçs
	G	09068	10 mm	100 mm	500	5 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	\mathbf{H}	09310	10 mm	100 mm	610	5 pçs
	1	09315	10 mm	100 mm	650	5 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	J	09309	12 mm	100 mm	610	5 pçs
	K	09314	12 mm	100 mm	650	5 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	L	09083	50 mm	100 mm	1400	5 pçs

DETALHES DA PONTA DA ESCOVA EXIBIDOS EM TAMANHO REAL

ESCOVAS DE LIMPEZA PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS MINIMAMENTE INVASIVOS

Cerdas de nylon, fio de aço inoxidável torcido com ponta protetora (quando aplicável).

REF	Ø DIA	COMPRIMENTO DAS ESCOVAS	COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
09339	2 mm	100 mm	300 mm	5 pçs
09342	2 mm	60 mm	350 mm	5 pçs
09340	2.5 mm	100 mm	300 mm	5 pçs
09343	2.5 mm	80 mm	400 mm	5 pçs
09341	3 mm	100 mm	300 mm	5 pçs
09344	3 mm	100 mm	450 mm	5 pçs
09335	3.5 mm	100 mm	250 mm	5 pçs
09346	3.5 mm	35 mm	500 mm	5 pçs
09345	4 mm	100 mm	500 mm	5 pçs
09317	5 mm	100 mm	650 mm	5 pçs
09318	5 mm	80 mm	405 mm	5 pçs
09324	5 mm	35 mm	500 mm	5 pçs
09336	5 mm	100 mm	250 mm	5 pçs
09332	20 mm	100 mm	500 mm	5 pçs
09334	40 mm	60 mm	500 mm	5 pçs



ESCOVA DE LIMPEZA COM PONTA EM LEQUE

Escovas de limpeza de canais com ponta em leque para ajudar na limpeza de canais fechados. Cerdas de nylon em cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço. Também disponível como um pacote de 50.

REF	Ø DIA	COMPRIMENTO DA CABEÇA DA ESCOVA	COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
FT12197	5 mm	50 mm	300 mm	2 pçs
FT18197	5 mm	50 mm	460 mm	2 pçs
FT24197	5 mm	50 mm	610 mm	2 pçs
FT12250	6.4 mm	50 mm	300 mm	2 pçs
FT18250	6.4 mm	50 mm	460 mm	2 pçs
FT24250	6.4 mm	50 mm	460 mm	2 pçs
FT12276	7 mm	50 mm	460 mm	2 pçs
FT18276	7 mm	50 mm	460 mm	2 pçs
FT24276	7 mm	50 mm	460 mm	2 pçs
FT12375	9.5 mm	76 mm	460 mm	2 pçs
FT18375	9.5 mm	76 mm	460 mm	2 pçs
FT24375	9.5 mm	76 mm	460 mm	2 pçs
FT12440	11 mm	76 mm	460 mm	2 pçs
FT18440	11 mm	76 mm	460 mm	2 pçs
FT24440	11 mm	76 mm	460 mm	2 pçs

ESCOVAS PARA ESCAREADORES ÓSSEOS

Escovas de limpeza de canais com cerdas de nylon num cabo de aço inoxidável rígido com extremidade em laço.

	REF	Ø DIA	CABEÇA DA ESCOVA	DE TRABALHO	QDE
F	BR31118	3 mm	76 mm	780 mm	3 pçs
G	BR31197	5 mm	76 mm	780 mm	3 pçs
\mathbf{H}	BR31276	7 mm	76 mm	780 mm	3 pçs

ESCOVAS PARA ESCAREADOR ACETABULAR

Concebido para a limpeza de cabeças de escareadores ósseos acetabulares. Rígido com cerdas de nylon. De ponta dupla. Escova redonda tipo rabo de porco numa extremidade, escova reta tipo precisão na outra.

	REF			COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
☆ (I)	N20003	40 mm	45 mm	190 mm	3 pçs



ESCOVAS DE LIMPEZA PARA CAVIDADES DE INSTRUMENTOS

Cerdas de nylon em cabo de aço inoxidável torcido com extremidade em laço (excluindo o tipo de atravessar) e escovas de eixo de plástico descartáveis.

	REF	Ø DIA	DIÂMETRO DO EIXO	COMPRIMENTO DE TRABALHO	QDE
A	26475	5 x 50 mm	3.2 mm	610 mm	5 pçs
B	26476	7 x 50 mm	3.2 mm	610 mm	5 pçs
(C)	26478	15 x 50 mm	4 mm	610 mm	5 pçs
D	BR412050	6 x 15 mm	-	45 mm	50 pçs
E	BR4140	13 mm	-	610 mm	6 pçs

SEMBLES I IN II OF COLUMN

DE PUXAR

E

ESCOVAS DE LIMPEZA DE PONTA ACRÍLICA

Escovas de limpeza de canais com uma ponta protetora em acrílico para um nível extra de proteção durante a limpeza. Cerdas de nylon em cabo flexível. Sem extremidade em laço.

	REF	Ø DIA	COMPRIMENTO DA	COMPRIMENTO	QDE
			CABEÇA DA ESCOVA	DE TRABALHO	
	AT12062	1.6 mm	25 mm	300	2 pçs
	AT18062	1.6 mm	25 mm	457	2 pçs
	AT24062	1.6 mm	25 mm	610	2 pçs
	AT12087	2.2 mm	25 mm	300	2 pçs
	AT18087	2.2 mm	25 mm	457	2 pçs
	AT24087	2.2 mm	25 mm	610	2 pçs
	AT12105	2.7 mm	25 mm	300	2 pçs
	AT18105	2.7 mm	25 mm	457	2 pçs
	AT24105	2.7 mm	25 mm	610	2 pçs
	AT12118	3 mm	25 mm	300	2 pçs
	AT18118	3 mm	25 mm	457	2 pçs
	AT24118	3 mm	25 mm	610	2 pçs
	AT12125	3.2 mm	25 mm	300	2 pçs
	AT18125	3.2 mm	25 mm	457	2 pçs
	AT24125	3.2 mm	25 mm	610	2 pçs
	AT12131	3.3 mm	25 mm	300	2 pçs
	AT18131	3.3 mm	25 mm	457	2 pçs
	AT24131	3.3 mm	25 mm	610	2 pçs
	AT12158	4 mm	38 mm	300	2 pçs
	AT18158	4 mm	38 mm	457	2 pçs
	AT24158	4 mm	38 mm	610	2 pçs
	AT12197	5 mm	51 mm	300	2 pçs
1)	AT18197	5 mm	51 mm	457	2 pçs
	AT24197	5 mm	55 mm	610	2 pçs
	AT12250	6.4 mm	51 mm	300	2 pçs
	AT18250	6.4 mm	51 mm	457	2 pçs
	AT24250	6.4 mm	55 mm	610	2 pçs
	AT12276	7 mm	51 mm	300	2 pçs
	AT18276	7 mm	51 mm	457	2 pçs
	AT24276	7 mm	55 mm	610	2 pçs
!)	AT12375	9.5 mm	76 mm	300	2 pçs
	AT18375	9.5 mm	76 mm	457	2 pçs
	AT24375	9.5 mm	76 mm	610	2 pçs
	AT12440	11 mm	76 mm	300	2 pçs
	AT18440	11 mm	76 mm	457	2 pçs
	AT24440	11 mm	76 mm	610	2 pçs

A	
B	Hillian Harris Control of the Contro
C	
D	
E	
F	
G	
G	ideddddddddddddddddddddddddddddddddddd
H	henenededededededededededededededededede
(I	Hitterstatests:
J	Hilicia de
K	Heideldeldeldeldeldelde
Ĺ	
N	
N	Helekelekelekelekelekelekelekelekelekele
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	- ALLIESTELESEETELESEETELESEETELESEETELESEETELESEETELESEETELESEETELESEETELESEETELESEETELESEETELESEETELESEETELES
R	

052

B C C

Limpeza e manutenção de instrumentos Escovas de limpeza

FLEXISTEM E MICROCLENE


Flexistem e Microclene são escovas de limpeza exclusivas para todas os canulados de pequeno diâmetro. Diâmetros de 3 mm a 15 mm, com cerdas de muito macias a duras. Descartável. Flexistem FLEX007A e FLEX007B tem uma configuração de cerda ondulada para reduzir o encurvamento que pode ocorrer em instrumentos longos.

FLEXISTEM

	REF	TIPO	MATERIAL	Ø DIA	COMPRIMENTO	QDE
A	FLEX001	detergente suave	Algodão	3 mm	1000 mm	1 rolo
	FLEX003	ponta dupla	poliéster/nylon	3 mm	30 mm	100 pçs
B	FLEX004	Velo	Poliéster	9 mm	30 mm	50 pçs
B	FLEX005	Velo	Poliéster	12 mm	30 mm	50 pçs
C	FLEX006	haste de cerda	Poliéster	15 mm	30 mm	20 pçs
D	FLEX007	haste de cerda	poliéster/nylon	15 mm	500 mm	1 rolo
	FLEX007A	haste de cerda	poliéster/nylon	15 mm	500 mm	1 rolo
E	FLEX033	Velo	Poliéster	3 mm	30 mm	50 pçs

MICROCLENE

REF	TIPO	MATERIAL	Ø DIA	COMPRIMENTO	QDE
FLEX021	súper fino	poliéster/nylon	3 mm	750 cm	1 rolo
FLEX022	finura média	poliéster/nylon	6 mm	750 cm	1 rolo
FLEX023	súper escova	poliéster/nylon	3 mm	750 cm	1 rolo
FLEX024	escova média	poliéster/nylon	6 mm	750 cm	1 rolo



056

ESCOVA PARA ENDOSCÓPIO

Utilize a nossa Escova Combinada DuoSwift para trabalhar de forma mais inteligente, e não mais difícil, durante o processamento dos endoscópios flexíveis. Projetada para limpar diâmetros de canal de endoscópio de 2.8 mm a 7.0 mm, o design exclusivo do DuoSwift apresenta uma escova cônica com cerdas de nylon em uma extremidade e uma série de discos flexíveis (rodos) na outra. Esta escova faz o trabalho pesado por si; a combinação de escova de cerdas e rodo proporciona uma ação de limpeza que remove mais sujidade numa única passagem.

REF	DESCRIÇÃO	Ø DA CERDA	Ø DO RODO	CURTA	COMPRI- MENTO TOTAL	QDE
BX00711618	Escova combinada com rodo DuoSwift	5 - 7 (afunilado) mm	2.5 – 5.2 mm	n/a	230 mm	50/caixa
BX00711619	Escova combinada com rodo DuoSwift com	5 - 7 (afunilado) mm	2.5 – 5.2 mm	10 mm	230 mm	50/caixa

STERIS

057





















AUXILIARES DE PREPARAÇÃO - PARA UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA


Suportes e braçadeiras de fita para facilitar a limpeza dos instrumentos, segurando os instrumentos abertos.

	REF	DESCRIÇÃO	COR	MATERIAL	DIÂMETRO	QDE
A	20413	suporte para microclipe	-	aço inoxidável	4.8 mm	1 pç
B	20409	suporte para braçadeiras	-	aço inoxidável	6 mm	5 pçs
C	20429	suporte para braçadeiras	-	aço inoxidável	8.4 mm	5 pçs
D	20410	suporte para braçadeiras	-	aço inoxidável	10 mm	5 pçs
E	20430	suporte para braçadeiras	-	aço inoxidável	14 mm	5 pçs
(F)	20460	Braçadeira	Branco	aço inoxidável com tampa de silicone	40 mm	1 pç
G	20411	Braçadeira	Amarelo	aço inoxidável com tampa de silicone	50 mm	1 pç
(\mathbf{H})	20408	Braçadeira	Azul	aço inoxidável com tampa de silicone	60 mm	1 pç
1	20406	Braçadeira	Vermelho	aço inoxidável com tampa de silicone	70 mm	1 pç
J	20412	Braçadeira	Verde	aço inoxidável com tampa de silicone	80 mm	1 pç
K	20407	suporte para instrumentos com cabo de anel	-	aço inoxidável	-	1 pç





B



G



TAPETES PARA ORGANIZAÇÃO DE BANDEJAS

Adequados para lavadoras desinfetadoras, em silicone ou aço inoxidável, projetados para oferecer apoio a instrumentos durante desinfecção de alto nível. Resistente ao calor a 134 °C.

REF		DIMENSÕES EXTERIORES	DIMENSÕES INTERIORES	QDE
09020	para cestos de rede 1/1, armações rígidas de silicone	445 x 230 mm	425 x 210 mm	1 pç
08847	aço inoxidável, malha de rede rígida	445 x 230 mm	-	1 pç

ACESSÓRIOS DE PREPARAÇÃO

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
)	20459	Rack, para 8 pratos em forma de rim	460 x 220 x 165 mm	1 pç

ENVÓLUCROS E FORROS

Os nossos envólucros e forros estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos mas também podem ser personalizados de acordo com as suas necessidades específicas.

Os envólucros de barreira oferecem barreira bacteriana e protegem o conteúdo de um conjunto ou embalagem da contaminação. Quando classificados como repelentes ao álcool, os envólucros de barreira podem ser utilizados em campo estéril.

O envólucro foi desenvolvido para reduzir o risco de rasgos, cortes e embalagens molhadas. Os envólucros de SMS são fabricados em polipropileno. Os envólucros podem ser intercalados em azul ou verde para satisfazer os requisitos dos usuários do serviço de esterilização.

Todos os envólucros de transporte devem ser utilizados em conjunto com um envólucro de barreira compatível para prevenir completamente a entrada de microrganismos. A utilização de uma única camada de barreira como envólucros de transporte pode ser uma solução rentável que reduz danos no manuseio e transporte. Se adotada, poderão ser necessárias alterações tanto nos procedimentos de acondicionamento como de desembalagem, para assegurar uma abertura asséptica.

Envólucros

Envólucro Duplo


Crepe Envoltório

Forros para Bandeias

Folhas Absorventes

Dispensador de Fita Adesiva

Envoltório de Transporte





A



B



Limpeza e manutenção de instrumentos Envólucros

ENVÓLUCROS 55gsm

Um produto SMS totalmente sintético projetado para oferecer flexibilidade e permitir aos usuários embalar de forma convencional ou com "duas camadas" ao mesmo tempo. O envólucro é resistente e está disponível com tratamento repelente ao álcool tanto em verde, e azul para utilização dentro do campo estéril. Também estão disponíveis papéis com folhas intercaladas azuis e verdes. Compatível com esterilização a vapor. Descartável.

ENVOLTÓRIO AZUL

REF	FORMATO	QDE
CB060	60 x 60 cm	350 pçs
CB075	75 x 75 cm	300 pçs
CB090	90 x 90 cm	300 pçs
CB100	100 x 100 cm	200 pçs
CB120	120 x 120 cm	120 pçs
CB1315	130 x 150 cm	100 pçs

B ENVOLTÓRIO VERDE

REF	FORMATO	QDE
CG075	75 x 75 cm	300 pçs
CG100	100 x 100 cm	200 pçs
CG120	120 x 120 cm	120 pçs
CG1315	130 x 150 cm	100 pçs

COMBINAÇÃO DE ENVOLTÓRIOS (VERDE/AZUL)

REF	FORMATO	QDE
CGCB060	60 x 60 cm	500 pçs
CGCB075	75 x 75 cm	200 pçs
CGCB090	90 x 90 cm	200 pçs
CGCB100	100 x 100 cm	200 pçs
CGCB120	120 x 120 cm	100 pçs
CGCBU075	75 x 75 cm	300 pçs

QDE


Limpeza e manutenção de instrumentos Crepe Envoltório

CREPE ENVOLTÓRIO RELIANCE® 60gsm

O Crepe envoltório é adequado para instrumentos e conjuntos mais leves. Fabricado a partir de fibras de celulose de qualidade 100% médica, é uma forma de embrulhar econômica com boa dobragem. Compatível com esterilização a vapor e EO. Descartável.

	REF	COR	FORMATO
	GRNCREPE060N	Verde	60 x 60 cm
	GRNCREPE075NU	Verde	75 x 75 cm
	GRNCREPE090U	Verde	90 x 90 cm
	GRNCREPE100U	Verde	100 x 100 cm
	GRNCREPE120U	Verde	120 x 120 cm

60 cm 750 pçs 174 pçs 75 cm 90 cm 126 pçs 100 cm 126 pçs 120 cm 126 pçs WHCREPE050N $50 \times 50 \text{ cm}$ 750 pçs Branco 750 pçs WHCREPE060N 60 x 60 cm Branco WHCREPE100U 100 x 100 cm Branco 252 pçs









A FORROS PARA BANDEJAS

Os nossos Forros para Bandejas têm alta absorção e dispersão rápida para absorver a condensação, promovendo embalagens secas e melhorando a eficácia do processo de esterilização. Para serem utilizados por cima ou por baixo de bandejas. 80 gsm de espessura. Compatível com esterilização a vapor. Descartável.

REF	FORMATO	QDE
TLC004	200 x 305 mm	2000 pçs
TLC005	250 x 250 mm	2400 pçs
TLC006	250 x 500 mm	1200 pçs
TLC007	305 x 410 mm	1000 pçs
TLC008	457 x 550 mm	800 pçs
TLC009	305 x 305 mm	2000 pçs
TLC010	305 x 457 mm	1000 pçs
TLC011	305 x 610 mm	1000 pçs
TLC012	457 x 457 mm	1000 pçs
TLC013	457 x 610 mm	600 pçs
TLC027	350 x 500 mm	1000 pçs
TLC036	305 x 500 mm	1000 pçs
TLC045	400 x 500 mm	1000 pçs
TLC051	250 x 305 mm	2000 pçs
TLC055	250 x 550 mm	1200 pçs
TLC085	250 x 480 mm	1000 pçs
TLC100	305 x 350 mm	1000 pçs
TLC110	150 x 250 mm	2000 pçs
TLC340	250 x 340 mm	2000 pçs

Limpeza e manutenção de instrumentos Folhas Absorventes

A FOLHAS ABSORVENTES

As folhas absorventes de 140 gsm destinam-se a ser utilizadas sob as bandejas para proteger o interior de cantos cortantes, os pés das bandejas e para absorver a condensação durante a esterilização. As folhas absorventes podem ser utilizadas como forro de prateleira para proteção adicional. Descartável.

REF	TAMANHO	QDE
SOK001SS	750 x 500 mm	50 folhas
SOK002SS	500 x 375 mm	100 folhas
SOK003SS	610 x 305 mm	100 folhas
SOK004SS	500 x 200 mm	100 folhas
SOK005SS	500 x 500 mm	100 folhas
SOK006SS	250 x 250 mm	100 folhas
SOK007SS	500 x 280 mm	100 folhas
SOK008SS	1219 x 560 mm	50 folhas
SOK009SS	1524 x 560 mm	50 folhas









DISPENSADORES DE FITA ADESIVA

	REF	DESCRIÇÃO	QDE
A	09001	dispensador de mesa para 1 rolo de fita indicadora	1 pç
В	09002	dispensador de mesa para 2 rolos de fita indicadora	1 pç
	09008	lâmina de substituição para dispensador de mesa REF 09002	1 pç
C	09035	dispensador de mesa para fita indicadora até 25 mm de comprimento de tira	1 pç

073



В



A ENVÓLUCROS DE COBERTURA PARA TRANSPORTE

Os nossos envólucros de cobertura para transporte, são fabricados com o mesmo material que os invólucros de cobertura para transporte a seco, e podem, como alternativa, ser selados com fita indicadora. Disponíveis em diferentes tamanhos.

REF	FORMATO	QDE
TCOVER001	400 x 700 x 90 mm	200 pçs
TCOVER002	500 x 700 x 90 mm	200 pçs
TCOVER003	600 x 700 x 90 mm	100 pçs
TCOVER008	550 x 800 x 90 mm	100 pçs

B ENVÓLUCROS DE COBERTURA PARA TRANSPORTE A SECO 60gsm

Proteção contra embalagens danificadas, fortes e com resistência a rasgo com uma camada absorvente patenteada. Particularmente adequados para utilização no manuseio de conjuntos ortopédicos pesados. Disponível em roxo, para distinguir dos envólucros de barreira, também ajudam a reforçar a identificação durante o transporte e armazenamento. Compatível com esterilização a vapor. Descartável.

REF	FORMATO	QDE
TDRY090	90 x 90	300 pçs
TDRY120	120 x 120	120 pçs
TWRAP100	100 x100	200 pçs
TWRAP120	120 x 120	120 pçs

PROTEÇÃO DE INSTRUMENTOS

A proteção dos instrumentos nunca foi tão importante. Como resultado da crescente centralização, da fusão de Centro de Material e Esterilização (CME) e do reprocessamento externo, as rotas de transporte estão a tornar-se cada vez mais longas. Isto significa que os instrumentos delicados e complexos têm de ser protegidos não só dentro do seu próprio hospital, mas muitas vezes quando são transportados para fora do local.

As embalagens para instrumentos são fabricadas em cartão especial ou plástico transparente e são utilizadas para proteger instrumentos de alta qualidade contra danos durante a preparação, transporte e armazenamento. A forma dos protetores não está diretamente adaptada ao respectivo instrumento. Isto tem a vantagem das embalagens protetoras serem adequadas tanto para os instrumentos mais comuns como para formas especiais (tais como ganchos ou facas).

As tampas para pontas protetoras de instrumentos são concebidas para prolongar a vida útil dos seus instrumentos. As nossas tampas para as pontas protegem os seus valiosos instrumentos contra desgaste ou danos desnecessários, ajudando a reduzir os custos de reparação ao mesmo tempo que lhe dão tranquilidade de que o seu investimento em instrumentos está protegido. Além de protegerem e prolongarem a vida útil dos seus valiosos instrumentos, as tampas para pontas também ajudam a impedir que as embalagens esterilizadas sejam perfuradas e protegem a equipe dos perigos dos instrumentos afiados.

Disponível numa variedade de formas e tamanhos para satisfazer todas as suas necessidades de protecção de instrumentos, temos a tampa de ponta perfeita para cada um dos seus vários instrumentos, desde tampas planas a capas duplas e suportes de instrumentos, e estão disponíveis com ou sem perfurações, dependendo da sua preferência. As nossas tampas para pontas são radiopacas, descartáveis e compatíveis com esterilização a vapor.

Capas de Proteção para Instrumentos

Capas Protetoras de Instrumentos Redondas

Capas Protetoras de Instrumentos Grandes

Capas Protetoras de Instrumentos Especiais

Organizador de Instrumentos





Proteção de instrumentos Capas de Proteção para Instrumentos





C



D




E

EMBALAGENS PARA INSTRUMENTOS

As capas protetoras são utilizadas para proteger instrumentos de alta qualidade contra danos durante a preparação, transporte e armazenamento. São, portanto, adequadas para os instrumentos mais comuns, tais como ganchos ou facas. Descartáveis.

		REF	DESCRIÇÃO	MATERIAL	FORMATO*	QDE
W	A	01455	Capas de instrumento híbrido	cartão/película	120 x 32 mm	100 pçs
W	В	01457	Capas de instrumento híbrido	cartão/película	160 x 40 mm	100 pçs
W	C	01476	Capas para instrumentos	Película	60 x 10 mm	1000 pçs
X	D	01471	as abas dobráveis podem ser dobradas para dentro para evitar que os instrumentos estreitos escorreguem para fora	Cartão	105 x 25 mm	1000 pçs
	E	01477	as abas dobráveis podem ser dobradas para dentro para evitar que os instrumentos estreitos escorreguem para fora	Película	140 x 50 mm	100 pçs
	F	01479	para facas de amputação, com 8 orifícios	Cartão	123 x 33 mm	100 pçs
	G	01478	para facas de amputação, com 8 orifícios	Cartão	246 x 33 mm	100 pçs
		PPT001	cartão branco		160 x 50 mm	2000 pçs
		PPT002	cartão branco		160 x 50 mm	1000 pçs
		PPT004	cartão branco		160 x 50 mm	1000 pçs

^{*} Comprimento útil x largura máxima do instrumento





As proteções capas são utilizadas para proteger instrumentos premium de danos durante o transporte, manuseamento e esterilização. Além disso, ajudam a proteger o pessoal contra feridas por corte e a minimizar custos de reprocessamento causados por rasgões ou furos nas embalagens de esterilização. As proteções de pontas em vinil padrão também estão disponíveis numa variedade de formas.

CAPAS REDONDAS

Descartável.

		REF	DESCRIÇÃO	COR	Ø DIA	QDE
	A	30401	Perfurado	Transparente	1.6 x 19 mm	100 pçs
$\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$	В	30801	Perfurado	branco transparente	1.6 x 19 mm	100 pçs
	C	31501	Perfurado	Branco	1.6 x 19 mm	100 pçs
	D	30402	Perfurado	Transparente	2.0 x 19 mm	100 pçs
\lesssim	E	30802	Perfurado	azul transparente	2.0 x 19 mm	100 pçs
	F	31502	Perfurado	Azul	2.0 x 19 mm	100 pçs
	G	30403	Perfurado	Transparente	2.8 x 19 mm	100 pçs
\sim	\mathbf{H}	30803	Perfurado	verde transparente	2.8 x 19 mm	100 pçs
	1	31503	Perfurado	Verde	2.8 x 19 mm	100 pçs
	J	30404	Perfurado	Transparente	3.2 x 25 mm	100 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	K	30804	Perfurado	vermelho transparente	3.2 x 25 mm	100 pçs
	L	31504	Perfurado	Vermelho	3.2 x 25 mm	100 pçs
	M	30499	Perfurado	Transparente	4.7 x 38 mm	100 pçs
	N	30405	Perfurado	Transparente	5.0 x 25 mm	100 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	0	30805	Perfurado	amarelo transparente	5.0 x 25 mm	100 pçs
	P	31505	Perfurado	Amarelo	5.0 x 25 mm	100 pçs
	Q	30406	Perfurado	Transparente	10 x 19 mm	100 pçs
	R	30806	Perfurado	púrpura transparente	10 x 19 mm	100 pçs
	S	30703	para instrumentos MIS	Verde	4.3 x 29 mm	50 pçs
	T	30705	para instrumentos MIS	Amarelo	4.3 x 51 mm	50 pçs
	U	01858	para obturadores	Transparente	5.0 x 43 mm	20 pçs
	v	30709	para instrumentos MIS	Transparente	66 x 9.0 mm	50 pçs

PRODUTOS EXIBIDOS EM TAMANHO REAL



PRODUTOS EXIBIDOS EM TAMANHO REAL

CAPAS AFUNILADAS

Radiopacas e compatíveis com esterilização a vapor. Descartável.

	REF	COR	Ø DIA	QDE
A	31101	branco transparente	2.0 - 3.0 x 38 mm	70 pçs
B	31201	Branco	2.0 - 3.0 x 51 mm	70 pçs
(C)	31102	azul transparente	3.0 - 4.0 x 38 mm	70 pçs
\bigcirc	31202	azul transparente	3.0 - 4.0 x 51 mm	70 pçs
$\left(\mathbf{E}\right)$	31103	verde transparente	4.0 - 5.0 x 51 mm	70 pçs
(\mathbf{F})	31203	verde transparente	4.0 - 5.0 x 38 mm	70 pçs
G	31104	vermelho transparente	5.0 - 6.0 x 51 mm	70 pçs
(\mathbf{H})	31204	vermelho transparente	5.0 - 6.0 x 38 mm	70 pçs
	31105	amarelo transparente	6.0 - 7.0 x 38 mm	70 pçs
J	31205	amarelo transparente	6.0 - 7.0 x 51 mm	70 pçs
(\mathbf{K})	31106	púrpura transparente	7.0 - 8.0 x 38 mm	70 pçs
	31206	púrpura transparente	7.0 - 8.0 x 51 mm	70 pçs
\mathbf{M}	31107	laranja transparente	8.0 - 9.0 x 38 mm	70 pçs
N	31207	laranja transparente	8.0 - 9.0 x 51 mm	70 pçs
0	31108	castanho transparente	9.0 - 10 x 38 mm	70 pçs
P	31208	castanho transparente	9.0 - 10 x 51 mm	70 pçs
Q	31109	preto transparente	10 - 11 x 38 mm	70 pçs
R	31209	preto transparente	10 - 11 x 51 mm	70 pçs
S	31303	verde transparente	13 - 14 x 38 mm	50 pçs
(\mathbf{T})	31403	verde transparente	15 - 16 x 51 mm	50 pçs
\mathbf{U}	31305	amarelo transparente	15 - 16 x 38 mm	50 pçs
\mathbf{v}	31405	amarelo transparente	19 - 20 x 51 mm	50 pçs
\mathbf{w}	31307	laranja transparente	15 - 16 x 38 mm	50 pçs
\mathbf{x}	31407	laranja transparente	19 - 20 x 51 mm	50 pçs




























PRODUTOS EXIBIDOS EM TAMANHO REAL


Proteção de instrumentos Capas planas


CAPAS PLANAS

Radiopacas e compatíveis com esterilização a vapor. Descartável.

		REF	DESCRIÇÃO	COR	Ø DIA	QDE
\$	A	30407	para osteótomos	Transparente	2.0 x 9.0 x 25 mm	100 pçs
	B	30807	para osteótomos	laranja transparente	2.0 x 9.0 x 25 mm	100 pçs
	c	31507	para osteótomos	Laranja	2.0 x 9.0 x 25 mm	100 pçs
W	D	30408	para osteótomos	Transparente	2.0 x 16 x 25 mm	100 pçs
	E	30808	para osteótomos	castanho transparente	2.0 x 16 x 25 mm	100 pçs
	F	31508	para osteótomos	Castanho	2.0 x 16 x 25 mm	100 pçs
W	G	30409	para osteótomos	Transparente	3.0 x 25 x 25 mm	100 pçs
	$oldsymbol{H}$	30809	para osteótomos	preto transparente	3.0 x 25 x 25 mm	100 pçs
		31509	para osteótomos	Preto	3.0 x 25 x 25 mm	100 pçs
W	J	30411	para osteótomos	Transparente	6.4 x 19 mm	50 pçs
	K	30811	para osteótomos	branco transparente	6.4 x 19 mm	100 pçs
		30812	para osteótomos	azul transparente	9.5 x 25 mm	100 pçs
	M	30813	para osteótomos	Verde	13 x 25 mm	100 pçs
	(\mathbf{N})	30815	para osteótomos	Amarelo	18 x 25 mm	100 pçs
	0	30415	para osteótomos	Transparente	19 x 25 mm	50 pçs
	P	30409	para osteótomos	Transparente	25 x 25 mm	50 pçs
	Q	30417	para osteótomos	Transparente	32 x 32 mm	50 pçs
	R	30817	para osteótomos	púrpura transparente	32 x 32 mm	100 pçs
	S	30418	para osteótomos	Transparente	38 x 38 mm	50 pçs
	(\mathbf{T})	30818	para osteótomos	Vermelho	38 x 38 mm	100 pçs
	\bigcirc	30419	para osteótomos	Transparente	45 x 32 mm	100 pçs
	v	30819	para osteótomos	Laranja	45 x 32 mm	100 pçs

Artigos mais vendidos





PRODUTOS EXIBIDOS EM TAMANHO REAL

CAPAS PARA GANCHO DE PELE

Proteger os delicados instrumentos de gancho de pele de espigão duplo e simples. Radiopaco. Compatível com esterilização. Descartável.

	REF	DESCRIÇÃO	COR	Ø DIA	QDE
A	31003	Pino duplo. 2 mm de distância	Transparente	4.0 x 19 mm	100 pçs
B	31001	espigão único. gancho de 2.53.5 mm	Transparente	4.8 x 19 mm	100 pçs
(c)	31002	espigão único. gancho de 5 mm	Transparente	6.3 x 19 mm	100 pçs
D	31004	Pino duplo. 5 mm de distância	Transparente	6.7 x 19 mm	100 pçs
E	31005	Pino duplo. 7 mm de distância	Transparente	9.1 x 19 mm	100 pçs


CAPAS PARA RETRATORES AUTORRETENTORES E GELPI

Proteja uma variedade de retratores autorretentores, incluindo Weitlaner, D'Errico-Adson, Beckman e Adson. Radiopaco. Compatível com esterilização a vapor. Descartável.

	REF	DESCRIÇAO	COR	Ø DIA	QDE
F	30907	Tampa capa para retrator de autorretenção	azul transparente	22 x 20 mm	100 pçs
G	30908	Tampa capa para retrator de autorretenção	Púrpura	25 x 25 mm	100 pçs
\mathbf{H}	30909	Tampa capa para retrator de autorretenção	Laranja	25 x 32 mm	100 pçs
1	30910	Tampa capa para retrator de autorretenção	Verde	45 x 13 mm	100 pçs
J	30903	Para retratores Gelpi	Transparente	51 mm	100 pçs
K	30904	Para retratores Gelpi	Transparente	76 mm	100 pçs
L	30905	Para retratores Gelpi	Transparente	38 mm	100 pçs
























TAMPAS CAPAS DUPLAS

Proteger instrumentos, mantendo-os em posição aberta para limpeza. Perfeito para tesouras e fórceps. Radiopaco. Descartável. Compatível com esterilização a vapor.

		REF	COR	Ø DIA	QDE
	A	30601	branco transparente	1.6 x 19 mm	50 pçs
	B	30602	azul transparente	2.0 x 19 mm	50 pçs
\Rightarrow	C	30603	verde transparente	2.8 x 19 mm	50 pçs
\lesssim	D	30607	laranja transparente	2.0 x 25 mm	50 pçs
\sim	E	30604	vermelho transparente	3.2 x 25 mm	50 pçs
\sim	F	30605	amarelo transparente	5.0 x 25 mm	50 pçs
		30650	Transparente	-	1 conjunto


AIRFLOW CAPS™

Uma alternativa às tampas perfuradas, as pegas no interior da tampa permitem mais fluxo de ar durante o processo de esterilização e ajudam a uma remoção fácil. Radiopaco. Compatível com esterilização a vapor. Descartável.


	REF	COR	Ø DIA	QDE
G	31608	Transparente	2.0 x 16 x 25 mm	100 pçs
\mathbf{H}	31605	Transparente	4.8 x 25 mm	100 pçs
1	31606	Transparente	10 x 20 mm	100 pçs
J	31607	Transparente	9.5 x 25 mm	100 pçs
K	31609	Transparente	25 x 25 mm	100 pçs

PRODUTOS EXIBIDOS EM TAMANHO REAL

PODE SER CORTADO NAS COSTURAS SELA-DAS PARA FAZER TRÊS PEÇAS INDIVIDUAIS







INSTRUMENTOS NÃO INCLUÍDOS


Proteção de instrumentos Organizador de Instrumentos

ORGANIZADOR DE INSTRUMENTOS

Concebido para ajudar a proteger e organizar os seus instrumentos cirúrgicos delicados dentro de um conjunto embrulhado ou sistema de containers. Descartável. Compatível com esterilização a vapor.

	REF	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	QDE
A	CSDH100	2 filas de 6 bolsas	444.5 mm	292.1 mm	100 pçs
B	CSDH102	2 filas de 6 bolsas com ranhuras na bolsa	444.5 mm	292.1 mm	100 pçs
C	CSDH200	2 filas de 6 bolsas nervuradas com fitas de fecho	470 mm	260 mm	100 pçs
D	CSDH300	2 filas de 6 bolsas	460 mm	410 mm	100 pçs
E	CSDH505	bolsa única	140 mm	133 mm	100 pçs
F	CSDH512	bolsa única	127 mm	305 mm	100 pçs





ETIQUETAS

As nossas etiquetas permitem indicar instruções de especiais de manuseio, proteger bandejas e containers contra o manuseio indevido e identificar rapidamente os instrumentos prioritários para reparo e esterilização. As etiquetas estão disponíveis numa ampla gama de estilos, cores e configurações de bloqueio. Estão disponíveis como produto padrão etiquetas impressas com instruções de manuseio especiais, bem como etiquetas exclusivas numeradas.

As etiquetas de gravação permitem escrever instruções de manuseio específicas em cada etiqueta quando necessário uma comunicação mais detalhada. Estas etiquetas se prendem nos instrumentos e bandejas com braçadeiras, sendo maiores e mais visíveis do que outras etiquetas, assegurando que as instruções detalhadas sejam facilmente vistas.

As etiquetas para bandeja em metal encaixam na borda bandeja e proporcionam amplo espaço para identificação, rastreabilidade e código de barras. Fabricadas em aço inoxidável para maior durabilidade.

Etiquetas para Bandeja em Plástico

Suportes de Etiquetas de Braçadeira

Etiquetas para Bandeja em Metal

Acessórios de Etiquetas

Etiquetas de um Laço

Etiquetas de Auto Amarração

Etiqueta para Gravação








ETIQUETAS DE BANDEJA PARA CODIFICAÇÃO POR COR


Etiquetas de plástico duráveis, projetadas para utilização em bandejas de instrumentos. As etiquetas de bandejas fornecem uma superfície plana para gravação do código de barras. Ideal para codificação por cores. Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Projetadas para fixação a uma bandeja utilizando um prendedor, como um anel ou clip.

REF	COR	FORMATO	QDE
01900	vermelho	90 x 33 mm	100 pçs
01901	verde	90 x 33 mm	100 pçs
01902	azul claro	90 x 33 mm	100 pçs
01904	branco	90 x 33 mm	100 pçs
01905	laranja	90 x 33 mm	100 pçs
01912	preto	90 x 33 mm	100 pçs
01956	castanho	90 x 33 mm	100 pçs
01962	azul escuro	90 x 33 mm	100 pçs
01976	Rosa	90 x 33 mm	100 pçs
01977	Púrpura	90 x 33 mm	100 pçs

PRIMEIRA ETIQUETA EXIBIDA EM TAMANHO REAL



PRIMEIRA ETIQUETA EXIBIDA EM TAMANHO REAL



ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CESTOS

Etiquetas de plástico duráveis, projetadas para utilização em bandejas de instrumentos. As etiquetas de bandejas fornecem uma superfície plana para gravação do código de barras. Ideal para codificação por cores. Compatível com esterilização a vapor e H₂O₂. As etiquetas são projetadas para fixação a uma bandeja utilizando um prendedor, como um anel ou clip.

		REF	COR	FORMATO	QDE
\checkmark	A	01948	branco	60 x 40 mm	100 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	B	01949	vermelho	60 x 40 mm	100 pçs
\checkmark	C	01950	verde	60 x 40 mm	100 pçs
	D	01969	azul escuro	60 x 40 mm	100 pçs
	E	01951	azul claro	60 x 40 mm	100 pçs
	F	01952	laranja	60 x 40 mm	100 pçs
	G	01953	preto	60 x 40 mm	100 pçs
$\stackrel{\sim}{\sim}$	\mathbf{H}	01954	amarelo	60 x 40 mm	100 pçs
	1	01990	rosa	60 x 40 mm	100 pçs
	J	01991	púrpura	60 x 40 mm	100 pçs
	K	02278	castanho	60 x 40 mm	100 pçs
	L	02279	amarelo ocre	60 x 40 mm	100 pçs




ETIQUETAS PARA BANDEJA EM PLÁSTICO

As etiquetas para bandeja simplificam a identificação de conjuntos ou instrumentos e proporcionam uma forma efetiva de etiquetagem de itens para realizar a rastreabilidade. Todas as etiquetas são produzidas para resistir ao rigoroso ciclo de descontaminação. Disponíveis em 18 cores. As etiquetas de bandejas podem ser fixadas as bandejas usando um anel bipartido ou uma braçadeira.

REF	COR	FORMATO	QDE
TAG020	Preto	90 x 38 mm	100 pçs
TAG018	Cinzento	90 x 38 mm	100 pçs
TAG026	azul real	90 x 38 mm	100 pçs
TAG023	Turquesa	90 x 38 mm	100 pçs
TAG017	Verde	90 x 38 mm	100 pçs
TAG021	Lima	90 x 38 mm	100 pçs
TAG013	Amarelo	90 x 38 mm	100 pçs
TAG014	Laranja	90 x 38 mm	100 pçs
TAG015	Vermelho	90 x 38 mm	100 pçs
TAG012	Castanho	90 x 38 mm	100 pçs
TAG011	Branco	90 x 38 mm	100 pçs
TAG016	Azul	90 x 38 mm	100 pçs
TAG019	Púrpura	90 x 38 mm	100 pçs
TAG022	Rosa	90 x 38 mm	100 pçs
TAG024	Mostarda	90 x 38 mm	100 pçs
TAG025	Terracota	90 x 38 mm	100 pçs

Artigos mais vendidos

 $^{\uparrow}$ (I



ETIQUETAS DE ATAR PTL

 (\mathbf{C})

As etiquetas PTL são projetadas para múltiplas utilizações. Podem ser fixadas à bandeja utilizando a REF 01589. São compatíveis com a P-touch e inscrição a laser, incluindo texto e código de barras. Resistente ao calor até 134 °C.

	REF	COR	FORMATO	QDE
A	02253	azul claro	90 x 40 mm	100 pçs
В	02254	Branco	90 x 40 mm	100 pçs

ETIQUETAS PARA BANDEJA VASADAS

As etiquetas para bandeja vasadas não são adequadas para P-touch e a marcação a laser não é possível. Resistente ao calor até 134 °C.


REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
01421	Metálico	90 x 50 mm	150 pçs
01422	Metálico	90 x 33 mm	200 pçs

PRIMEIRA ETIQUETA EXIBIDA EM TAMANHO REAL

103







ETIQUETAS PARA BANDEJA EM PLÁSTICO


Etiquetas de plástico duráveis, projetadas para utilização em bandejas de instrumentos. As etiquetas de bandejas fornecem uma superfície plana para gravação do código de barras. Ideal para codificação por cores. Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . As etiquetas incluem um clipe incorporado na parte de trás.

	REF	COR	FORMATO	QDE
A	01563	Amarelo	30 x 30 mm	25 pçs
B	01913	Branco	30 x 30 mm	25 pçs
C	01914	Vermelho	30 x 30 mm	25 pçs
D	01915	Verde	30 x 30 mm	25 pçs
E	01916	azul claro	30 x 30 mm	25 pçs
F	01917	Laranja	30 x 30 mm	25 pçs
G	01919	amarelo ocre	30 x 30 mm	25 pçs
(\mathbf{H})	01961	Castanho	30 x 30 mm	25 pçs
	01981	Púrpura	30 x 30 mm	25 pçs
J	01561	Amarelo	55 x 30 mm	25 pçs
K	01920	Branco	55 x 30 mm	25 pçs
	01921	Vermelho	55 x 30 mm	25 pçs
M	01922	Verde	55 x 30 mm	25 pçs
\bigcirc	01923	azul claro	55 x 30 mm	25 pçs
0	01924	Laranja	55 x 30 mm	25 pçs
P	01925	Preto	55 x 30 mm	25 pçs
Q	01926	amarelo ocre	55 x 30 mm	25 pçs
R	01965	azul escuro	55 x 30 mm	25 pçs
8	01982	Rosa	55 x 30 mm	25 pçs
(\mathbf{T})	01983	Púrpura	55 x 30 mm	25 pçs

PRIMEIRA ETIQUETA EXIBIDA EM TAMANHO REAL

102

105




PRIMEIRA ETIQUETA EXIBIDA EM TAMANHO REAL


104


ETIQUETAS PARA BANDEJA EM PLÁSTICO

Etiquetas de plástico duráveis, projetadas para utilização em bandejas de instrumentos. As etiquetas de bandejas fornecem uma superfície plana para gravação do código de barras. Ideal para codificação por cores. Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . As etiquetas incluem um clipe incorporado na parte de trás.

	REF	COR	FORMATO	QDE
A	01927	Branco	70 x 30 mm	25 pçs
B	01928	Vermelho	70 x 30 mm	25 pçs
(c)	01929	Verde	70 x 30 mm	25 pçs
D	01930	azul claro	70 x 30 mm	25 pçs
E	01931	Laranja	70 x 30 mm	25 pçs
F	01932	Preto	70 x 30 mm	25 pçs
G	01933	amarelo ocre	70 x 30 mm	25 pçs
(\mathbf{H})	01966	azul escuro	70 x 30 mm	25 pçs
	01985	Púrpura	70 x 30 mm	25 pçs
J	01564	Amarelo	90 x 30 mm	25 pçs
K	01934	Branco	90 x 30 mm	25 pçs
	01935	Vermelho	90 x 30 mm	25 pçs
M	01936	Verde	90 x 30 mm	25 pçs
N	01937	azul claro	90 x 30 mm	25 pçs
0	01938	Laranja	90 x 30 mm	25 pçs
P	01939	Preto	90 x 30 mm	25 pçs
Q	01940	amarelo ocre	90 x 30 mm	25 pçs
R	01958	Castanho	90 x 30 mm	25 pçs
S	01967	azul escuro	90 x 30 mm	25 pçs







PRIMEIRA ETIQUETA EXIBIDA EM TAMANHO REAL

ETIQUETAS DE INSERIR PTL

As etiquetas de inserir PTL são reutilizáveis. São adequadas para as REF 01548, 01497, 01498 e 01995, bem como para suportes de containers. São compatíveis com P-touch e é possível a etiquetagem a laser, incluindo texto e código de barras. Compatível com esterilização a vapor e resistente ao calor até 134 °C.

REF	COR	FORMATO	QDE
01566	Branco	55 x 35 mm	25 pçs
01567	Vermelho	55 x 35 mm	25 pçs
01568	Verde	55 x 35 mm	25 pçs
01569	azul claro	55 x 35 mm	25 pçs
01570	Amarelo	55 x 35 mm	25 pçs
01571	Laranja	55 x 35 mm	25 pç:
01573	azul escuro	55 x 35 mm	25 pç:
01575	Rosa	55 x 35 mm	25 pç:
01576	Púrpura	55 x 35 mm	25 pç
01550	Branco	56 x 18 mm	25 pç
01551	Vermelho	56 x 18 mm	25 pç
01552	Verde	56 x 18 mm	25 pç
01553	azul claro	56 x 18 mm	25 pç
01554	Amarelo	56 x 18 mm	25 pç
01555	Laranja	56 x 18 mm	25 pç
01556	Preto	56 x 18 mm	25 pç
01970	azul escuro	56 x 18 mm	25 pç
01992	Rosa	56 x 18 mm	25 pç
01993	Púrpura	56 x 18 mm	25 pç
01547	Cinzento	56 x 18 mm	25 pç
01971	vermelho coral	56 x 18 mm	25 pç
02215	Branco	70 x 35 mm	25 pç
02216	Vermelho	70 x 35 mm	25 pç
02217	Verde	70 x 35 mm	25 pç
02219	azul escuro	70 x 35 mm	25 pç
02220	Amarelo	70 x 35 mm	25 pç
01598	Preto	70 x 35 mm	25 pç
02221	Branco	90 x 35 mm	25 pç
02222	Vermelho	90 x 35 mm	25 pç
02223	Verde	90 x 35 mm	25 pç
02224	azul claro	90 x 35 mm	25 pç
02225	azul escuro	90 x 35 mm	25 pç
02226	Amarelo	90 x 35 mm	25 pç
01599	Preto	90 x 35 mm	25 pç













SUPORTE DE BRAÇADEIRA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL


Suportes duráveis e reutilizáveis fabricados em aço inoxidável e resistentes ao calor.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
A	01548	suporte de etiquetas com aba lateral, adequado para etiquetas de inserir PTL	60 x 40 mm	25 pçs
B	01497	suporte de etiquetas, adequado para etiquetas de inserir PTL e de alumínio	50 x 20 mm	25 pçs
C	01498	suporte de etiquetas, adequado para etiquetas PTL	60 x 40 mm	25 pçs

ETIQUETAS DE ALUMÍNIO

Adequadas para inserções estreitas em containers e marcação a laser.

REF	COR	FORMATO	QDE
28500	Prata	18 x 50 mm	25 pçs
28501	Azul	18 x 50 mm	25 pçs
28502	Vermelho	18 x 50 mm	25 pçs



A G D


ETIQUETAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ETIQUETAGEM DE BANDEJAS VASADAS

Etiquetas duradouras fabricada em aço inoxidável. Reutilizável e resistente ao calor.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
	O 1444	Etiqueta	90 x 50 mm	50 pçs
(01445	Etiqueta	90 x 33 mm	50 pçs
(01452	etiqueta com furo (4 x 9 mm)	Ø 25 mm	50 pçs
(01453	etiqueta com furo (4 x 9 mm)	Ø 50 mm	50 pçs
(01588	etiqueta de atar com furo (6 x 10 mm)	65 x 24 mm	50 pçs
$\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ (01449	etiqueta clipe	90 x 30 mm	50 pçs
(01454	etiqueta clipe	90 x 50 mm	50 pçs
(F	01559	etiqueta clipe	55 x 30 mm	50 pçs
α	01493	etiqueta clipe	30 x 30 mm	50 pçs
(01590	etiqueta clipe, adequada para moldura dupla	75 x 35 mm	50 pçs
(F	01520	etiqueta clipe, adequada para moldura dupla	42 x 36 mm	50 pçs







ETIQUETAS EXIBIDAS EM TAMANHO REAL

A



B



TAMPAS PARA ACESSÓRIOS DE BANDEJA

Tampas projetadas para fixar acessórios de bandeja, como rótulos, etiquetas, protetores de esquinas, entre outros.

	REF	MATERIAL	COR	QDE
A	09097	Silicone	não colorido	100 pçs


ACESSÓRIOS PARA FIXAR ACESSÓRIOS DE BANDEJA

REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
TG100	gancho para etiqueta de prender; com furos	40 mm	5 pçs
TG200	porta-chaves para fixar etiquetas a bandejas de rede	Ø 20 mm	100 pçs

Artigos mais vendidos

 \gtrsim B






ETIQUETAS DE BANDEJA PLÁSTICAS EM BRANCO

Projetadas para prender nas alças da bandeja para identificar através de codificação por cores ou fornecendo uma superfície plana para a colocação de códigos de barras.

Compatível com esterilização a vapor e EO. Descartável.

		REF	COR	FORMATO	QDE
$\stackrel{\sim}{\sim}$	A	09634	Branco	160 x 35 mm	250 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	B	09637	Vermelho	160 x 35 mm	250 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	C	09636	Verde	160 x 35 mm	250 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	D	09638	Amarelo	160 x 35 mm	250 pçs
	E	09676	Castanho	160 x 35 mm	250 pçs
	F	09635	Azul	160 x 35 mm	250 pçs
\$	G	09268	Branco	206 x 110 mm	250 pçs
		09751	Branco	240 x 50 mm	250 pçs




ETIQUETAS DE BANDEJA PLÁSTICAS EM BRANCO

Descartáveis, resistentes ao calor até 134 °C, adequadas para máquinas de lavar-desinfetar.

REF	COR	FORMATO	QDE
09264	Azul	236 x 50 mm	250 pçs
09566	azul de um lado	240 x 50 mm	250 pçs
09267	Amarelo	236 x 50 mm	250 pçs
09569	amarelo de um lado	240 x 50 mm	250 pçs
09265	Verde	236 x 50 mm	250 pçs
09567	verde de um lado	240 x 50 mm	250 pçs
09269	Laranja	236 x 50 mm	250 pçs
09266	Vermelho	236 x 50 mm	250 pçs
09568	vermelho de um lado	240 x 50 mm	250 pçs
09244	Branco	236 x 50 mm	250 pçs
08338	rosa de um lado	240 x 50 mm	250 pçs







ETIQUETAS DE AUTO AMARRAÇÃO

As etiquetas de auto amarração são concebidas para a identificação de bandejas que devem ser esterilizadas a vapor. Etiqueta de auto amarração tipo haltere. Descartável.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
(09691	rolo de 5.000 pçs	160 x 19 mm	1 rolo

ETIQUETAS DE BANDEJAS EM POLIPROPILENO

Compatíveis com esterilização a vapor e resistentes ao calor até 134 °C, adequadas para máquinas de lavar-desinfetar.

	REF	COR	TAMANHO DO CAMPO DE LETRAS	COMPRIMENTO	QDE
В	09679	Branco	50 x 30 mm	200 mm	100 pçs
C	09681	Verde	50 x 30 mm	200 mm	100 pçs
D	09683	Amarelo	50 x 30 mm	200 mm	100 pçs















NSTRUMENT SET: _	
ASSEMBLED BY:	
DESCRIBE DAMAGE	PROBLEM: (HOW, WHEN, WHAT
PROCEDURE NAME	
SCRUB:	OR NURSE:

DUPLA FACE

ETIQUETAS DE GRAVAÇÃO

Duráveis e econômicas. Identifique e registe instruções específicas com estas etiquetas versáteis. Invioláveis. Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Personalizável. 76 x 127 mm. Cada pacote inclui 100 braçadeiras para cabos e um marcador de laboratório. Descartável.

	REF	DESCRIÇÃO	COR	QDE
A	WT-0009	EM BRANCO	Preto	100 pçs
В	WT-0102	VENDOR	Azul	100 pçs
C	WT-0203	LOANER	Verde	100 pçs
D	WT-0304	PRIORITY	Vermelho	100 pçs
E	WT-0405	RE-RUN	Amarelo	100 pçs
F	WT-0507	BROKEN	Laranja	100 pçs
G	WT-1911	MISSING	Rosa	100 pçs
H	RT-100	BROKEN DO NOT USE	Branco	100 pçs
1	RT-200	EM BRANCO	Branco	100 pçs





G

G

B



Tech Initials: Room Number: Item Number: Time Needed: Decontam / LD / ILD / HLD Immediate Use Sterilization Immediate Use Sterilization Terminal Sterilization in SPD Terminal Sterilization	QUICK TURNOVER Call Room Number: Sterilizer Number: Time Given to Runner: Time of Assembly: Time of Sterilization:
TO RECORDER TAGGS: 600-541-7995 WWW.XEYSURGICAL.COM WY-3411	TO REORDER TAGS: 800-541-7995 WWW.KEYSURGIGAL.COM WI-0217

ETIQUETAS DE GRAVAÇÃO

Duráveis e econômicas. Identifique e registe instruções específicas com estas etiquetas versáteis. Invioláveis. Compatível com esterilização a vapor e H₂O₂. Personalizável. 76 x 127 mm. Cada pacote inclui 100 braçadeiras para cabos e um marcador de laboratório. Descartável.

	REF	DESCRIÇÃO	COR	QDE
A	WT-2614	LOANER	verde claro	100 pçs
В	WT-3217	QUICK TURNOVER	Azul	100 pçs

122

STERIS

123

BANDEJAS E ACESSÓRIOS

Requisitos rigorosos devem ser cumpridos quando se trata do processamento de instrumentos e dispositivos médicos. Oferecemos uma ampla gama de produtos para otimizar os procedimentos individuais e reduzir os tempos de rotatividade.

Para atender aos requisitos necessários, fornecemos cestos malha e bandejas de esterilização numa variedade de designs e tamanhos em material de primeira qualidade para uma utilização versátil (por exemplo, oftalmologia).

Em nosso portfólio de produtos, você também encontrará acessórios completos para bandeja de malha para múltiplas aplicações e para proteger os seus instrumentos sensíveis.

Bandejas de Malha

Bandejas de Malha e de Plástico Especiais

Clipes de Instrumentos

Organização em Peneira

Protetores de Cantos







Fornecemos uma vasta gama de bandejas de rede de aço inoxidável que satisfazem os mais elevados padrões, a fim de garantir processos ótimos e eficientes. As nossas bandejas de malha fabricadas na Alemanha (cestos de rede Kögel) com uma longa vida útil estão disponíveis nos formatos DIN e ISO nos tamanhos mais utilizados, com diferentes tamanhos e designs de grade de malha.

BANDEJA DE MALHA COM ALÇAS QUE SE DOBRAM

Bandejas de malha sem tampa. Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade.

REF	FORMATO	TAMANHO DA MALHA DE REDE	QDE
08909	250 x 240 x 50 mm	6.0 x 6.0 mm	1 pç
08951	280 x 160 x 30 mm	5.0 x 5.0 mm	1 pç
08908	400 x 250 x 70 mm	6.0 x 6.0 mm	1 pç






D	
collin	
printer.	
Market L	










CAIXAS DE MALHA PARA ARTIGOS PEQUENOS COM TAMPA

Bandejas de malha com tampa. Fabricado em aço inoxidável.

REF	FORMATO	TAMANHO DA MALHA DE REDE	QDE
08910	40 x 40 x 25 mm	1.0 x 1.0 mm	1 pç
08896	40 x 40 x 25 mm	3.0 x 3.0 mm	1 pç
08897	80 x 40 x 20 mm	3.0 x 3.0 mm	1 pç
08935	80 x 40 x 25 mm	1.0 x 1.0 mm	1 pç
08435	80 x 40 x 30 mm	1.6 x 1.6 mm	1 pç
08900	80 x 40 x 40 mm	3.0 x 3.0 mm	1 pç
08901	80 x 80 x 40 mm	3.0 x 3.0 mm	1 pç
08902	90 x 90 x 50 mm	3.0 x 3.0 mm	1 pç
08903	140 x 110 x 20 mm	3.0 x 3.0 mm	1 pç
08911	80 x 80 x 40 mm	1.0 x 1.0 mm	1 pç
08931	150 x 110 x 20 mm	1.0 x 1.0 mm	1 pç
08912	160 x 40 x 20 mm	1.0 x 1.0 mm	1 pç
08898	160 x 40 x 20 mm	3.0 x 3.0 mm	1 pç
08904	180 x 130 x 20 mm	3.0 x 3.0 mm	1 pç









130



MALHA PARA PEÇAS PEQUENAS

Bandejas de malha com tampa. Fabricado em aço inoxidável.

		REF	FORMATO	TAMANHO DA MALHA DE REDE	QDE
Z	A	08936	200 x 40 x 40 mm	1.0 x 1.0 mm	1 pç
	В	08899	200 x 40 x 40 mm	3.0 x 3.0 mm	1 pç
	C	08948	200 x 60 x 40 mm	3.0 x 3.0 mm	1 pç
	D	08772	210 x 80 x 40 mm	5.0 x 5.0 mm	1 pç
	E	08905	210 x 170 x 20 mm	3.0 x 3.0 mm	1 pç
3	F	08957	230 x 150 x 50	1.0 x 1.0 mm	1 pç
		08906	250 x 200 x 20 mm	3.0 x 3.0 mm	1 pç
		08875	300 x 150 x 70 mm	1.0 x 1.0 mm	1 pç
	G	08950	300 x 150 x 70 mm	4.0 x 4.0 mm	1 pç



lacksquare



BANDEJAS DE MALHA E CONJUNTOS DE SISTEMA KÖGEL

Bandejas de malha com tampa. Fabricado em aço cromoníquel 18/10 (1.4301), polido electroliticamente, sem rebarbas, com dupla armação de segurança periférica (DBGM).

	REF	DESCRIÇÃO	NORMA DIN STE	FORMATO	TAMANHO DA MALHA DE REDE	QDE
A	08400	1 x sistema de malha para pequenas peças com tampa de braçadeiras para divisórias variáveis: 1 x divisória longitudinal 1/1 1 x divisória transversal 1/1 1 x divisória transversal 2/3 1 x divisória transversal 1/3 8 x braçadeiras T	1/1	480 x 250 x 57 mm	2.5 x 2.5 x 0.7	1 conjunto
В	08469	1 x sistema de malha para pequenas peças com tampa de braçadeiras	1/3	466 x 74 x 28 mm	1.0 x 1.0 x 0.5	1 conjunto

133

134



SISTEMA DE REDE KÖGEL

Bandejas de malha com tampa. Fabricado em aço cromoníquel.

REF	NORMA DIN STE	FORMATO	TAMANHO DA MALHA DE REDE	QDE
08415	1/2	240 x 250 x 50 mm	4.0 x 4.0 mm	1 pç
08416	1/1	480 x 250 x 50 mm	4.0 x 4.0 mm	1 pç
08809	XL	560 x 250 x 50 mm	4.0 x 4.0 mm	1 pç
08810	XL	560 x 250 x 70 mm	5.0 x 5.0 mm	1 pç

135



A









SISTEMA DE REDE PARA PEÇAS PEQUENAS KÖGEL

Recipiente de arame com tampa. Fabricado em aço cromoníquel polido electroliticamente, sem rebarbas, com uma estrutura dupla segura (DBGM).

REF	DESCRIÇÃO	NORMA DIN STE	FORMATO	TAMANHO DA MALHA DE REDE	QDE
08463	conjunto com tampa e braçadeiras	1/4	236 x 121 x 28 mm	1.0 x 1.0 x 0.5 mm	1 conjunto
08404	conjunto com tampa e braçadeiras	1/4	236 x 121 x 46 mm	2.5 x 2.5 x 0.7 mm	1 conjunto
08454	conjunto com tampa e braçadeiras	1/6	236 x 121 x 28 mm	1.0 x 1.0 x 0.5 mm	1 conjunto
08457	sem tampa e bracadeiras	1/6	236 x 73.5 x 28 mm	1.0 x 1.0 x 0.5 mm	1 pç

sandejas e Acessóric



В



C

138




SISTEMA DE REDE PARA PEÇAS PEQUENAS KÖGEL

Bandejas de malha com tampa. Fabricado em aço cromoníquel polido electroliticamente, sem rebarbas, e dupla armação de segurança periférica (DBGM).

	REF	DESCRIÇÃO	NORMA DIN STE		TAMANHO DA MALHA DE REDE	QDE
(A)	08406	conjunto com tampa e braçadeiras	1/8	121 x 121 x 29 mm	2.5 x 2.5 x 0.7 mm	1 conjunto
B	08408	conjunto com tampa e braçadeiras	1/16	121 x 73 x 29 mm	1.0 x 1.0 x 0.5 mm	1 conjunto
(c)	08442	conjunto com tampa e braçadeiras	1/32	63 x 63 x 23.4 mm	1.0 x 1.0 x 0.5 mm	1 conjunto



3)



BANDEJAS DE MALHA PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS

	REF	DESCRIÇÃO	TAMPA	FORMATO	QDE
(A)	08774	cesto de rede com tampa para braços Da Vinci, tamanho da malha de rede: 5.5 x 5.5 mm, fabricado em aço inoxidável, adequado para: Suporte de silicone REF A327593. adequado para sistemas Da Vinci 470006 e 470179	Sim	635 x 95 x 60 mm	1 pç
B	645DVXL	bandeja de rede para sistema Da Vinci XI	Não	640 x 340 x 100 mm	1 pç
	79DVVXL1	bandeja de esterilização para endoscópio rígido- -flexível	Sim	670 x 80 x 52 mm	1 pç


BANDEJAS E CASSETES DE ESTERILIZAÇÃO

Bandejas e cassetes exclusivamente para esterilização e armazenamento de instrumentos. Fabricadas em plástico.

REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	RESISTÊNCIA AO CALOR	QDE
08892	com tampa e tapete de silicone com saliências	185 x 75 x 20 mm	até 134 °C	1 pç
08890	com tampa e tapete de silicone com saliências	190 x 100 x 20 mm	até 134 °C	1 pç



Bandejas e Acessórios Clipes para Instrumentos



 \bigcirc

142



CLIPES PARA INSTRUMENTOS

Estes clipes podem ser utilizados para agrupar instrumentos de anéis, de modo a que os grupos de instrumentos sejam armazenados de forma organizada na bandeja de rede. Fabricado em aço inoxidável.

	REF	COMPRIMENTO TOTAL	QDE
A	20403	75 mm	1 pç
B	20404	100 mm	1 pç
C	20405	135 mm	1 pç


INSERÇÕES DE SILICONE

Com pinos para fixação na bandeja, ideais para um tamanho de malha de 5 x 5 mm a 6 x 6 mm.

REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	Ø DIA	QDE
08949	abertura redonda (5 ranhuras)	125 x 25 mm	4 mm	6 pçs

143


B




TAPETES DE SILICONE COM SALIÊNCIAS

Tapetes de silicone projetados para fornecer apoio a instrumentos durante desinfecção de alto nível. Adequados para máquinas lavadoras desinfetadoras flexíveis.


		REF	COR	FORMATO	RESISTÊNCIA AO CALOR	QDE
	lacksquare	08698	Rosa	245 x 1000 mm	até 230 °C	1 pç
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	B	08321	Azul	500 x 320 mm	até 40 °C	1 pç
		08609	Azul	470 x 250 x 3.5 mm	até 230 °C	1 pç






(C)

146










INSERÇÕES E TAPETES DE GRADES

Grades e tapetes de silicone concebidos para fornecer apoio a instrumentos durante desinfecção de alto nível.

Adequados para lavadoras desinfectadoras, estrutura alveolar e flexível.

REF	DESCRIÇÃO	COR	FORMATO	RESISTÊNCIA AO CALOR	QDE
08602	estrutura alveolar	azul escuro	238 x 248 mm	até 230 °C	1 pç
08608	estrutura alveolar	verde claro	270 x 120 mm	até 230 °C	1 pç
08601	estrutura alveolar	azul escuro	480 x 250 mm	até 230 °C	1 pç
08110	inserção em grelha de silicone, espessura 6 mm	Branco	600 x 324 mm	até 134 °C	1 pç
08605	inserção em grelha de silicone, espessura 2 mm	Azul	600 x 400 mm	-40° C a +230° C	1 pç
08600	inserção em grelha de silicone, espessura 2 mm	Azul	540 x 320 mm	-60° C a +300 °C	1 pç

147





 (\mathbf{c})





PROTETORES DE CANTOS

Os protetores de cantos são desenvolvidos para proteger as embalagens macias das arestas afiadas das bandejas de esterilização.

	REF	DESCRIÇÃO	COR	FORMATO	QDE
A	CS9113	Protetor de cantos em silicone	verde lima	71.12 x 71.12 x 30.48 mm	80 pçs
B	CS9125C	protetor de cantos de esponja descartável	Azul	152.4 x 152.4 x 31.75 mm	80 pçs
(C)	CC002	protetor de cantos de crepe descartável	Branco	200 x 150 mm	100 pçs
D	CC001	protetor de cantos em cartão descartável	Branco	200 x 150 mm	200 pçs
	42007	protetor de cantos em cartão descartável	Branco	100 x 100 x 50 mm	600 pçs
	42010	protetor de cantos em cartão descartável	Branco	100 x 100 x 50 mm	600 pçs

ACESSÓRIOS PARA CONTAINERS

Os containers são utilizados em todo o mundo para fornecer uma barreira protetora durante a esterilização, manipulação e armazenamento de instrumentos cirúrgicos. Independentemente do modelo do container que estiver utilizando, temos os acessórios corretos.

Os filtros para containers estão disponíveis em várias formas e tamanhos para uma variedade de sistemas de containers, em conformidade com as normas aplicáveis.

Etiquetas plásticas coloridas em várias formas que podem ser utilizadas para codificação por cores e como opção sustentável de fechamento dos containers; os selos de papel são ideais para um manuseamento fácil.

Filtros para Containers

Lacres de Segurança em Plástico

Lacres de Segurança em Papel


Lacres de Segurança Impressos

Etiquetas de Inserir

Etiquetas de Identificação








Acessórios para Containers Filtros para Containers


FILTROS PARA CONTAINERS


Oferecemos uma variedade de filtros para containers em conformidade com a norma DIN EN ISO 11607. Estes filtros de papel estão disponíveis com ou sem indicador de processo e existem em diferentes tamanhos e formas. Uso único.

FILTROS PARA CONTAINERS AESCULAP

		REF	DESCRIÇAO	FORMATO	QDE
¥	A	01152	filtro redondo com indicador de vapor, perfuração de furo central Ø 6 mm	Ø 190 mm	500 pçs
Ž	B	01141	filtro redondo sem indicador, perfuração de furo central Ø 6 mm, branco	Ø 190 mm	500 pçs
Ž	C	01148	pequeno conjunto de filtros com indicador de vapor, retangulares, brancos	118 x 235 mm	200 pçs
	D	01186	pequeno conjunto de filtros sem indicador, retangulares, brancos	118 x 235 mm	200 pçs
	E	01317	filtro retangular com indicador de vapor	170 x 230 mm	500 pçs
Ž	F	01153	filtro quadrado com indicador de vapor, branco	230 x 230 mm	500 pçs
	G	01142	filtro quadrado sem indicador, branco	230 x 230 mm	500 pçs
	H	01149	filtro quadrado sem indicador, branco	230 x 230 mm	500 pçs
	1	01330	filtro quadrado com indicador de vapor	104 x 104 mm	250 pçs
	J	01158	filtro retangular com indicador de vapor	110 x 240 mm	200 pçs
	K	01143	filtro retangular com indicador de vapor	180 x 270 mm	500 pçs
	L	01321	filtro retangular com indicador de vapor	180 x 255 mm	500 pçs







C

Acessórios para Containers Filtros para Containers

FILTROS PARA CONTAINERS


Retangulares, brancos. Em conformidade com a norma DIN EN ISO 11607. Uso único.


	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
A	01144	retangular, sem indicador	240 x 240 mm	250 pçs
	01198	retangular, sem indicador	230 x 540 mm	250 pçs
B	01304	retangular, sem indicador	210 x 490 mm	100 pçs


FILTROS PARA RECIPIENTES NÃO TECIDOS

Filtros para containers redondos e quadrados, 67 gsm de acordo com DIN EN ISO 11607. Descartáveis.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
$\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\bullet}{\sim}$	01145	quadrado, verde, com indicador de vapor,	225 x 225 mm	500 pçs
₩ D	01378	redondo, azul, para esterilização por H ₂ O ₂ , com indicador de vapor	190 x 6.0 mm	500 pçs
	01365	redondo, azul, com indicador de vapor	190 x 6.0 mm	500 pçs
E	01368	redondo, verde, sem indicador, sem impressão no filtro	Ø 92 mm	1000 pçs

















FILTROS PARA CONTAINERS

Descartável.


	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
(A)	01314	filtro retangular, com indicador	145 x 205 mm	100 pçs
В	01315	filtro quadrado, com indicador	240 x 240 mm	250 pçs
\gtrsim C	01327	filtro retangular, com indicador	240 x 540 mm	100 pçs


FILTROS PARA CONTAINERS WAGNER

Redondo e retangular, branco, com indicador. Descartável.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
D	01355	redondo, perfuração de furo central Ø 10 mm	Ø 190 mm	500 pçs
E	01369	redondo, perfuração de furo central Ø 10 mm	Ø 75 mm	1000 pçs
F	01363	Retangular	245 x 400 mm	100 pçs
G	01323	Retangular	96 x 212 mm	250 pçs







158


LACRES DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO


Oferecemos uma vasta gama de designs diferentes para todos os tipos de containers. Os nossos lacres estão disponíveis com ou sem indicadores de processo. São utilizados como um fecho inviolável e têm um ponto de quebra pré-determinado para facilitar a abertura. Temos opções para todas as marcas de containers comuns e uma vasta gama de cores. Também temos disponíveis lacres de segurança numerados (REF 02639) para a devolução inviolável dos instrumentos, implantes e containers emprestados. Descartável.


LACRE DE FECHAMENTO - PONTE ANGULAR


Comprimento da ponte 19 mm.

		REF	DESCRIÇÃO	COR	QDE
7	4	01020	sem indicador	azul escuro	1000 pçs
3 (3	01021	sem indicador	Verde	1000 pçs
3 (01022	sem indicador	Branco	1000 pçs
7 (0	01023	sem indicador	Vermelho	1000 pçs
Z (E		01024	sem indicador	Amarelo	1000 pçs
F	F)	01234	sem indicador	Laranja	1000 pçs
(3	01286	sem indicador	Preto	1000 pçs
(F	1	02623	sem indicador	azul claro	1000 pçs
(1	1	01228	com indicador de vapor	azul escuro	1000 pçs
7 (J	01229	com indicador de vapor	Verde	1000 pçs
((01230	com indicador de vapor	Branco	1000 pçs
7 (01231	com indicador de vapor	Vermelho	1000 pçs
(N	01232	com indicador de vapor	Amarelo	1000 pçs
(V	01235	com indicador de vapor	Laranja	1000 pçs
()	02670	com indicador de vapor	azul claro	1000 pçs









160

SELOS DE FECHO UNIVERSAIS UNILOCK - PONTE ANGULAR

Comprimento da ponte 19 mm. Descartável.


	REF	DESCRIÇÃO	COR	QDE
A	01240	sem indicador	Azul	1000 pçs
B	01241	sem indicador	Verde	1000 pçs
(C)	01242	sem indicador	Branco	1000 pçs
D	01246	com indicador de vapor	Verde	1000 pçs
E	01248	com indicador de vapor	Vermelho	1000 pçs
F	01249	com indicador de vapor	Amarelo	1000 pçs


LACRE DE FECHAMENTO UNIVERSAL UNILOCK XL - PONTE QUADRADA


Comprimento da ponte 27 mm. Descartável.


REF	DESCRIÇÃO	COR	QDE
01250	sem indicador	Azul	1000 pçs
01251	sem indicador	Verde	1000 pçs
01252	sem indicador	Branco	1000 pçs
01254	sem indicador	Amarelo	1000 pçs
02514	sem indicador	Violeta	1000 pçs
02515	sem indicador	Laranja	1000 pçs
01255	com indicador de vapor	Azul	1000 pçs
01256	com indicador de vapor	Verde	1000 pçs
01257	com indicador de vapor	Branco	1000 pçs
01258	com indicador de vapor	Vermelho	1000 pçs
01259	com indicador de vapor	Amarelo	1000 pçs

161









LACRES DE FECHAMENTO UNIVERSAL - PONTE ANGULAR


Adequado para containers Aesculap e Wagner. Comprimento da ponte 34 mm. Descartável.


	REF	DESCRIÇÃO	COR	QDE
A	01025	sem indicador	azul escuro	1000 pçs
B	01026	sem indicador	Vermelho	1000 pçs
(C)	01027	sem indicador	Verde	1000 pçs
D	01028	sem indicador	Amarelo	1000 pçs
E	01029	sem indicador	Branco	1000 pçs
F	02624	sem indicador	Laranja	1000 pçs
G	02625	sem indicador	Violeta	1000 pçs
(\mathbf{H})	01220	com indicador de vapor	azul escuro	1000 pçs
1	01221	com indicador de vapor	Vermelho	1000 pçs
J	01233	com indicador de vapor	Verde	1000 pçs
K	01238	com indicador de vapor	Amarelo	1000 pçs
L	01239	com indicador de vapor	Branco	1000 pçs

LACRES 'AW' - BARRA REDONDA

Adequado para containers Aesculap e Wagner. Comprimento da ponte 19 mm. Descartável

	REF	DESCRIÇÃO	COR	QDE
M	02612	sem indicador	Vermelho	1000 pçs
7 N	02613	sem indicador	Azul	1000 pçs
7 0	02614	sem indicador	Verde	1000 pçs
P	02615	sem indicador	Amarelo	1000 pçs
Q	02661	sem indicador	Branco	1000 pçs
R	02662	sem indicador	Preto	1000 pçs
S	02632	com indicador de vapor	Vermelho	1000 pçs
T	02633	com indicador de vapor	Azul	1000 pçs
	02634	com indicador de vapor	Verde	1000 pçs
V	02635	com indicador de vapor	Amarelo	1000 pçs





LACRE UNIVERSAL - PONTE REDONDA

Comprimento 195 mm. Descartável

	REF	DESCRIÇÃO	COR	QDE
A	01204	sem indicador	azul escuro	1000 pçs
B	02643	sem indicador	Amarelo	1000 pçs
C	01205	com indicador de vapor	azul escuro	1000 pçs


LACRE UNIVERSAL - PONTE ANGULAR


Comprimento da ponte 80 mm. Descartável.

	REF	DESCRIÇÃO	COR	QDE
D	01014	sem indicador	Azul	1000 pçs
E	01216	sem indicador	Vermelho	1000 pçs
F	01217	sem indicador	Verde	1000 pçs
G	01218	sem indicador	Amarelo	1000 pçs
1	01219	sem indicador	Preto	1000 pçs
	01013	com indicador de vapor	Azul	1000 pçs
	01212	com indicador de vapor	Vermelho	1000 pçs
(01214	com indicador de vapor	Amarelo	1000 pçs

Acessórios para Containers Lacres de Segurança em Plástico







LACRES EM PLÁSTICO PARA CONTAINERS MARTIN

	REF	DESCRIÇÃO	COR	QDE
A	01011	sem indicador	Branco	1000 pçs
B	01012	com indicador de vapor	Branco	1000 pçs

LACRES DE SEGURANÇA

	REF	DESCRIÇÃO	COR	QDE
C	02639	290 mm de comprimento, comprimento utilizável 220 mm	Amarelo	400 pçs

Acessórios para Containers Lacres de fechamento impressos

ETIQUETAS DE FECHO


Versáteis, duradouras e econômicas. Invioláveis. Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Descartável. Personalizável. 25.4 mm de comprimento.


	REF	DETALHES	COR	QDE
A	LT100N	numeração única	Branco	100 pçs
	LT100N1000	numeração única	Branco	1000 pçs
B	LT300N	numeração única	Verde	100 pçs
	LT300N1000	numeração única	Verde	1000 pçs
C	LT400N	numeração única	Vermelho	100 pçs
	LT400N1000	numeração única	Vermelho	1000 pçs
D	LT500N	numeração única	Amarelo	100 pçs
	LT500N1000	numeração única	Amarelo	1000 pçs
E	LT900N	numeração única	Preto	100 pçs
	LT900N1000	numeração única	Preto	1000 pçs


0032475	0041278	0023963
A	В	©




Acessórios para Containers Lacres de papel








STER. DATE		
EXP. DATE		
STER.NO		
NAME		
REF 01009	STEAM BROV	VN





G

LACRES DE PAPEL

Oferecemos-lhe uma forma ecológica de fechar containers. Os lacres podem ser aplicados em quase todos os containers comuns e seguem um princípio simples. Com os nossos lacres de papel, garantem um fecho seguro para o transporte e armazenamento devido ao fecho térmico dos componentes. Disponíveis em diferentes versões com e sem campos para documentação. Em alguns casos, é também possível colar sobre etiquetas. Descartável.

	REF	DESCRIÇÃO	COR	FORMATO	QDE
A	01010	largura da ponte 3 mm	Branco	100 x 18 mm	1000 pçs
B	01003	com indicador, largura da ponte 3 mm	Branco	105 x 30 mm	1000 pçs
c	01004	com indicador, com fechamento de pressão, largura da ponte 4 mm	Branco	117 x 38 mm	500 pçs
D	01005	com alça de puxar, autocolante	branco	117 x 38 mm	500 pçs
E	02638	com indicador, largura da ponte 2 mm	branco	105 x 30 mm	1000 pçs
(F)	04120	com indicador, com fechamento de pressão, largura da ponte 4 mm	branco	132 x 38 mm	500 pçs
G	04179	com indicador, autocolante	Branco	145 x 35 mm	750 pçs
(\mathbf{H})	01006	com indicador, com campo de documentação, autocolante, inserção pela direita	Branco	35 x 74 mm	1000 pçs
	04114	ver 01006, em branco	Branco	35 x 74 mm	1000 pçs
1	01008	com indicador, com campo de documentação, não autocolante, inserção pela direita	Branco	35 x 74 mm	1000 pçs
\(\)	01009	com indicador, com campo de documentação, autocolante, inserção pela esquerda	Branco	35 x 74 mm	1000 pçs
K	04108	com indicador, com campo de documentação, não autocolante, inserção pela esquerda	Branco	35 x 74 mm	1000 pçs
\(\)	04113	com indicador, com campo de documentação, autocolante, inserção pela direita	Branco	35 x 80 mm	1000 pçs
M	61006	etiqueta de fecho, com indicador, autocolante, inserção pela direita, com campo de documentação	Branco	74 x 35 mm	1000 pçs



inter<u>lock</u>


REF 01003

REF 02638


REF 01004

REF 01005


REF 04120




В



(c)






STER. DAT.
STER. DATE

VERFALL DAT.
EXP. DATE

STER. NR.
STER. NO.

NAME

DAMPF BRAUN
STEAM BROWN
STERIL



ETIQUETAS DE INSERIR

As etiquetas de inserir facilitam a documentação pois é apenas necessário empurrá-las para dentro da abertura no container. Disponíveis em diferentes designs adequados para containers Aesculap, Martin ou outros sistemas de acondicionamento. Também oferecemos versões em branco e com campos de documentação nos quais podem ser anotados dados de esterilização, números de lote e nomes das bandejas. As nossas etiquetas de inserir são fabricadas em cartão especial compatível com a esterilização. Descartável.


ETIQUETAS DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTAINERS WAGNER

Com indicador e campo de documentação.

	REF	AUTOCOLANTE	FORMATO	QDE
A	01133	Não	40 x 59 mm	1000 pçs
B	01134	Sim	40/10 x 59 mm	1000 pçs
(C)	01169	Sim	40 x 59/74 mm	1000 pçs

ETIQUETAS DE DOCUMENTAÇÃO PARA OUTROS CONTAINERS

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
D	04067	com indicador, com campo de documentação, autocolante; para containers Geuder	23 x 60 mm	1000 pçs
E	04116	com indicador, com campo de documentação, não autocolante; para containers CBM	39 x 55 mm	1000 pçs
F	04112	com indicador, com campo de documentação, autocolante; para containers Microstop	39 x 63 mm	1000 pçs
G	01116	com indicador, com campo de documentação, não autocolante; para containers de esterilização	38 x 67 mm	1000 pçs
$oldsymbol{H}$	04003	conjunto de etiquetas com indicador, autocolante, material de transporte de cartão especial com linhas 280 gsm	40 x 80 mm	1000 pçs



ETIQUETAS DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTAINERS AESCULAP

Descartável.

		REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
	A	04102	em branco, não autocolante	39 x 68 mm	1000 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	B	01400	com indicador, com campo de documentação, não autocolante	35 x 80 mm	1000 pçs
	(C)	04184	sem indicador, em branco, não autocolante	35 x 80 mm	1000 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	D	01135	com indicador, com campo de documentação, não autocolante	39 x 68 mm	1000 pçs
	E	01136	com indicador, com campo de documentação, autocolante	39 x 67 mm	1000 pçs
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	F	04000	com indicador, com campo de documentação, autocolante	18 x 60 mm	1000 pçs
	G	04005	com indicador, com campo de documentação, não autocolante, 100 peças cada, em embalagem	18 x 50 mm	1000 pçs
		04107	com indicador "STERILE", sem moldura, autocolante	39 x 67 mm	1000 pçs

ETIQUETAS DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTAINERS MARTIN

Com indicador de vapor e campo de documentação. Descartável.

	REF	AUTOCOLANTE	FORMATO	QDE
$oldsymbol{H}$	01139	Sim	46 x 50 mm	1000 pçs
1	01122	Sim	46 x 60 mm	1000 pçs


ETIQUETAS DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTAINERS MARTIN

Descartável.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
$\stackrel{\wedge}{\sim}$ (J)	01120	com indicador, com campo de documentação, autocolante	36 x 67 mm	1000 pçs
K	04123	em branco, não autocolante	36 x 67 mm	1000 pçs
L	01121	com indicador, com campo de documentação, não autocolante	36 x 64 mm	1000 pçs







ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

As nossas etiquetas ajudam a etiquetar rapidamente os seus containers e carros. São resistentes ao calor até 134 °C, não autocolantes. Descartáveis.

		REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	A	04162	com furo, branco, fabricada em poliéster	90 x 50 x 20 mm	1000 pçs
	B	04192	com furo, vermelho de um lado, fabricada em poliéster	90 x 50 x 20 mm	1000 pçs
	C	04193	com furo, azul de um lado, fabricada em poliéster	90 x 50 x 20 mm	1000 pçs
		04216	com furo, branco, fabricada em poliéster	110 x 60 x 20 mm	1000 pçs
		04289	com furo, vermelho de ambos os lados, fabricada em poliéster	110 x 60 x 20 mm	1000 pçs
	D	04172	com corte cruzado, branco, fabricada em poliéster	75 x 40 x 20 mm	1000 pçs



Identificação de Instrumentos

O KeyDot® é uma pequena etiqueta de código de barras Data Matrix 2D, gravada a laser, que pode ser aplicada diretamente à superfície de um instrumento. Testado quanto a eficácia de esterilização e biocompatibilidade para aplicação em instrumentos cirúrgicos de aço inoxidável, foi adequadamente instalado na maioria das aplicações de software de rastreabilidade de instrumentos atualmente disponíveis. Com o KeyDot, não é necessário uma formação especializada ou equipamento complicado para aplicação, pode ser feita no local, eliminando o incômodo do envio dos kits de instrumental para fora para aplicação de outra solução de rastreio.

A nossa Fita de Identificação foi projetada para ajudar a organizar e identificar instrumentos à medida que estes são transferidos entre o processamento estéril e vários departamentos. A utilização de fita de identificação pode ajudar a poupar tempo, esforço e dinheiro, oferecendo uma organização e identificação eficazes dos seus instrumentos cirúrgicos. É fácil de aplicar e é compatível com esterilização a vapor e $\rm H_2O_2$.

Temos a mais ampla seleção de fita disponível e é colorida, fácil de usar e econômica. O Removedor de Adesivo foi concebido para dissolver resíduos de fita adesiva em instrumentos, bandejas, bacias e outras superfícies. É uma solução à base de citrinos de que removem resíduos sem causar qualquer dano.

Codificação por cores

Removedor de adesivo

Rolo de fita

Folha de fita cola

KeyDot

Etiquetas para Ident. de Reparo

Etiqueta de Fecho Impressa


Braçadeiras de Cabos

Tiras de Agrupar

Tubos de Silicone







A codificação por cores simplifica a distribuição de produtos individuais a diferentes usos ou áreas ou estações especializadas. Oferecemos uma ampla gama de opções de identificação que podem ser selecionadas de acordo com as preferências ou necessidades.

CONTAS COLORIDAS

As nossas contas coloridas fabricadas em silicone são ideais para a marcação de instrumentos e são resistentes ao calor até 134 °C. Disponível em diferentes cores. Descartável.

RE	F	COR	MÁX. Ø DIA	QDE
09	652	Turquesa	20 mm	100 pçs
09	653	Verde	20 mm	100 pçs
09	654	Azul	20 mm	100 pçs
09	655	Amarelo	20 mm	100 pçs
09	656	Preto	20 mm	100 pçs
09	657	Vermelho	20 mm	100 pçs
09	658	Branco	20 mm	100 pçs
09	659	Laranja	20 mm	100 pçs
09	660	Castanho	20 mm	100 pçs
09	661	Cinzento	20 mm	100 pçs
09	662	Violeta	20 mm	100 pçs

Identificação de instrumentos Codificação por cores

COLOR CURLS® (ANEL COLORIDO)

Os ColorCurls - anel colorido, fabricados em polipropileno (PP), são ideais para a marcação de instrumentos e são resistentes ao calor até 134 °C. Disponível a pedido em várias cores. Descartável.

	REF	COR	PEGA DE ANEL Ø DIA	QDE
A	09639	azul claro	até cerca de 6 mm	500 pçs
B	09640	azul escuro	até cerca de 6 mm	500 pçs
(C)	09641	verde claro	até cerca de 6 mm	500 pçs
D	09642	verde escuro	até cerca de 6 mm	500 pçs
E	09643	Branco	até cerca de 6 mm	500 pçs
F	09645	vermelho escuro	até cerca de 6 mm	500 pçs
G	09646	amarelo claro	até cerca de 6 mm	500 pçs
$oldsymbol{H}$	09647	Laranja	até cerca de 6 mm	500 pçs
	09648	Castanho	até cerca de 6 mm	500 pçs
J	09649	Preto	até cerca de 6 mm	500 pçs
K	09651	Turquesa	até cerca de 6 mm	500 pçs

S
0
ιt
<u>_</u>
9
\succeq
\equiv
stru
S
_
Φ
$\overline{}$
\circ
Šã
(On
Caç
\circ
=
Ξ.
Ψ
O

1AA1	MAR	1001	MAR
(A)	$(\overline{\mathbf{B}})$	(c)	D
1833		1,0,0,3	DATE:
(E)	(F)	G	(\mathbf{H})
HARR	MAR	LEEP	
(<u>1</u>)	(J)	(K)	

Identificação de instrumentos Codificação por cores

ANÉIS DE FIXAÇÃO Desenvolvidos com um fecho fácil de usar para marcar cestos perfurados e instrumentos, ou para prender etiquetas nos cestos. Fabricados em plástico e resistentes ao calor até 134 °C. Descartável.

	REF	COR	Ø DIA INTERIOR	QDE
A	09418	Azul	10 mm	100 pçs
B	09419	Verde	10 mm	100 pçs
(C)	09420	Branco	10 mm	100 pçs
D	09421	Vermelho	10 mm	100 pçs
E	09422	Amarelo	10 mm	100 pçs
F	09423	Laranja	10 mm	100 pçs
G	09424	Violeta	10 mm	100 pçs
\mathbf{H}	09425	Preto	10 mm	100 pçs
	09426	Transparente	10 mm	100 pçs
J	09585	Rosa	10 mm	100 pçs























J



REMOVEDOR DE ADESIVO


O nosso removedor de adesivo foi desenvolvido para dissolver resíduos de fita adesiva em instrumentos, bandejas, bacias ou outras superfícies. Solução biodegradável com aroma de cítrico. A disponibilidade de produtos e o registo no país local varia de acordo com o mercado. Contate o seu representante de vendas para obter maiores informações.

REF	DESCRIÇÃO	QDE
BC2006	removedor de adesivo, frasco de 250 ml	6 frascos por caixa

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Remove resíduos de cola na maioria das superfícies
- Frascos de 250 ml
- Aroma a limão
- Marca CE
- pH 6 6.5
- Armazenamento: guardar o recipiente numa área fresca e seca no seu frasco original.
 Manter o recipiente bem fechado quando não estiver sendo utilizado
- Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabrico
- Classe de risco de transporte 9

Identificação de instrumentos Rolo de fita



ROLO DE FITA

Disponível em diferentes cores e larguras. Compatível com a esterilização a vapor até 134 $^{\circ}$ C e H_2O_2 . Descartável.

	REF	COR	FORMATO	QDE
A	T0102	Azul	3.2 x 6350 mm	1 rolo
	T0202	Azul	6.4 x 6350 mm	1 rolo
	T0302	Azul	9.4 x 6350 mm	1 rolo
B	T0108	Castanho	3.2 x 6350 mm	1 rolo
	T0208	Castanho	6.4 x 6350 mm	1 rolo
	T0308	Castanho	9.4 x 6350 mm	1 rolo
(C)	T0105	Amarelo	3.2 x 6350 mm	1 rolo
	T0205	Amarelo	6.4 x 6350 mm	1 rolo
	T0305	Amarelo	9.4 x 6350 mm	1 rolo
D	T0103	Verde	3.2 x 6350 mm	1 rolo
	T0203	Verde	6.4 x 6350 mm	1 rolo
	T0303	Verde	9.4 x 6350 mm	1 rolo
E	T0107	Laranja	3.2 x 6350 mm	1 rolo
	T0207	Laranja	6.4 x 6350 mm	1 rolo
	T0307	Laranja	9.4 x 6350 mm	1 rolo
F	T0104	Vermelho	3.2 x 6350 mm	1 rolo
	T0204	Vermelho	6.4 x 6350 mm	1 rolo
	T0304	Vermelho	9.4 x 6350 mm	1 rolo
G	T0109	Preto	3.2 x 6350 mm	1 rolo
	T0209	Preto	6.4 x 6350 mm	1 rolo
	T0309	Preto	9.4 x 6350 mm	1 rolo
\mathbf{H}	T0106	Violeta	3.2 x 6350 mm	1 rolo
	T0206	Violeta	6.4 x 6350 mm	1 rolo
	T0306	Violeta	9.4 x 6350 mm	1 rolo
1	T0101	Branco	3.2 x 6350 mm	1 rolo
	T0201	Branco	6.4 x 6350 mm	1 rolo
	T0301	Branco	9.4 x 6350 mm	1 rolo

Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Personalizável.

FITA ADESIVA EM FOLHA DE COR SÓLIDA - 6.35 MM DE LARGURA

Cada folha de 216 mm x 279.4 mm inclui: 231 peças de 6.35 mm x 25.4 mm 44 peças de 6.35 mm x 38.1 mm 11 peças de 6.35 mm x 50.8 mm 11 peças de 6.35 mm x 127 mm (total de 950 cm de fita)

		Número
	A	T12001
7	B	T12002
	C	T12003
7	D	T12004
	E	T12005
	F	T12006
	G	T12007
	\mathbf{H}	T12008
		T12009
	J	T12010
	K	T12011
	L	T12012
	M	T12013
	N	T12014
	0	T12015
	P	T12016
	Q	T12017
	R	T12021

Cor
Branco
Azul
Verde
Vermelho
Amarelo
Púrpura
Laranja
Castanho
Preto
laranja vivo
Rosa
Cinzento
verde lima
azul claro
Lavanda
Bege
Ameixa
verde esmeralda

Cada folha de 216 mm x 279.4 mm inclui: 462 peças de 3.17 mm x 25.4 mm 88 peças de 3.17 mm x 38.1 mm


Compatível com esterilização a vapor e H₂O₂. Personalizável.


FITA EM FOLHA DE COR SÓLIDA - 3.17 MM DE LARGURA

22 peças de 3.17 mm x 50.8 mm 22 peças de 3.17 mm x 127 mm (total de 1.899 cm de fita)

		_	_	
	_			

	Número	Cor
A	T11001	Branco
В	T11002	Azul
C	T11003	Verde
D	T11004	Vermelho
E	T11005	Amarelo
F	T11006	Púrpura
G	T11007	Laranja
H	T11008	Castanho
1	T11009	Preto
J	T11010	laranja vivo
K	T11011	Rosa
L	T11012	Cinzento
M	T11013	verde lima
N	T11014	azul claro
0	T11015	Lavanda
P	T11016	Bege
Q	T11017	Ameixa





Artigos mais vendidos

190 ≤ STERIS 191

FITA ADESIVA EM FOLHA COM PADRÃO - 6.35 MM DE LARGURA


Compatível com a esterilização a vapor e H_2O_2 . Personalizável. Uma folha de 216 mm x 279.4 mm pré-cortada em comprimentos de 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm e 127 mm. Cortar conforme ilustrado na página 196.



192

FITA ADESIVA EM FOLHA COM PADRÃO - 6.35 MM DE LARGURA

Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Personalizável. Uma folha de 216 mm x 279.4 mm pré-cortada em comprimentos de 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm e 127 mm. Cortar conforme ilustrado na página 196.



193

FITA ADESIVA EM FOLHA COM PADRÃO - 6.35 MM DE LARGURA

Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Personalizável. Uma folha de 216 mm x 279.4 mm pré-cortada em comprimentos de 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm e 127 mm. Cortar conforme ilustrado na página 196.

ER ER ER T50202 ER azul/ER	ER ER T50203 ER verde/ER	ER ER T50204 ER vermelho/ER	ER ER T50206 ER púrpura/ER	ER ER T50207 ER laranja/ER
GI GI GI T5031609 bege/GI	0B 0B 0B T50411 rosa/OB	OB OB OB OB T50414 azul claro/OB	OR OR OR T52303 OR verde/OR	OR OR OR T52307 OR laranja/OR
DEN DEN DEN T6030109 DEN branco/DEN	DEN DEN DEN T60304 DEN vermelho/DEN	ENT ENT T60402 ENT azul/ENT	ENT ENT T60403 ENT verde/ENT	ENT ENT T60404 ENT vermelho/ENT
ENT ENT T60407 ENT laranja/ENT	ENT ENT T60415 ENT lavanda/ENT	TX TX TX TX T50602 azul/TX	EYE EYE EYE T60502 EYE azul/EYE	EYE EYE EYE T60503 EYE verde/EYE
EYE EYE EYE T60504 EYE vermelho/EYE	EYE EYE EYE T60506 EYE púrpura/EYE	GEN GEN GEN T60602 GEN azul/GEN	GEN GEN GEN T60603 GEN verde/GEN	GEN GEN GEN T60604 GEN vermelho/GEN
GEN GEN GEN T60606 GEN púrpura/GEN	GEN GEN GEN T60607 GEN laranja/GEN	GEN GEN GEN T60609 GEN preto/GEN		


FITA ADESIVA EM FOLHA COM PADRÃO - 6.35 MM DE LARGURA

Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Personalizável. Uma folha de 216 mm x 279.4 mm pré-cortada em comprimentos de 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm e 127 mm. Cortar conforme ilustrado na página 196.

GYN GYN GYN T60703 GYN verde/GYN	GYN GYN GYN T60704 GYN vermelho/GYN	GYN GYN GYN T60706 GYN púrpura/GYN	GYN GYN GYN T60707 GYN laranja/GYN	GYN GYN GYN T60719 GYN fúcsia/GYN
GYN GYN T60720 GYN Médico GYN azul/GYN	ICU ICU ICU T60803 ICU verde/ICU	ICU ICU ICU T60804 ICU vermelho/ICU	L&D L&D L&D T60903 L&D verde/L&D	L&D L&D L&D T60904 L&D vermelho/L&D
L&D L&D L&D T60911 L&D rosa/L&D	L&D L&D L&D T60914 L&D azul claro/L&D	NEU NEU NEU T61002 NEU azul/NEU	NEU NEU NEU T61003 NEU verde/NEU	NEU NEU T61004 NEU vermelho/NEU
NEU NEU NEU T61006 NEU púrpura/NEU	NEU NEU NEU T61007 NEU laranja/NEU	NEU NEU NEU T61011 NEU rosa/NEU	PLA PLA PLA T61203 PLA verde/PLA	PLA PLA PLA T61204 PLA vermelho/PLA
SPD SPD T61403 SPD verde/SPD	SPD SPD SPD T61407 SPD laranja/SPD	SPD SPD T61417 SPD ameixa/SPD	PED PED T61114 PED azul claro/PED	PED PED T61118 PED rosa bebé/PED
PED PED T6111309 PED verde lima/PED	PLA PLA PLA T6120509 PLA amarelo/PLA	RAD RAD T6130709 RAD laranja/RAD	SPN SPN SPN T61402 SPN azul/SPN	


FITA ADESIVA EM FOLHA COM PADRÃO - 6.35 MM DE LARGURA

Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Personalizável. Uma folha de 216 mm x 279.4 mm pré-cortada em comprimentos de 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm e 127 mm. Cortar conforme ilustrado na página 196.



FITA ADESIVA EM FOLHA COM PADRÃO - 6.35 MM DE LARGURA

Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Personalizável. Uma folha de 216 mm x 279.4 mm pré-cortada em comprimentos de 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm e 127 mm. Cortar conforme ilustrado na página 196.



Compatível com esterilização a vapor e H₂O₂. Personalizável. Uma folha de 216 mm x 279.4 mm pré-cortada em comprimentos de 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm e 127 mm. Cortar conforme ilustrado na página 196.



































verde lima/ caras a sorrir











T7120104

branco/

lábios

0










































FITA ADESIVA EM FOLHA COM PADRÃO - 6.35 MM DE LARGURA

Compatível com esterilização a vapor e H₂O₂. Personalizável. Uma folha de 216 mm x 279.4 mm pré-cortada em comprimentos de 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm e 127 mm. Cortar conforme ilustrado na página 196.







vermelho/

perigo biológico






T4010509




T4020509

amarelo/B



T7180111













T8001009



T8010509

amarelo/6



T8020509

amarelo/2





T8040509









T8030509

emarelo/3

Identificação de instrumentos Fita adesiva em folha com padrão

FITA ADESIVA EM FOLHA COM PADRÃO - 6.35 MM DE LARGURA

Compatível com esterilização a vapor. Personalizável. Uma folha de 216 mm x 279.4 mm pré-cortada em 25.4 mm, cortada como ilustrado na página 200. Comprimentos de 38.1 mm, 50.8 mm e 127 mm. Cada folha contém números 1-44.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

T92002 azul/1-44


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	OF	06	07	00	20	20	91	20	20	24	25	26	27	20	20	40	11	40	40	44
	24	25	26	21	20	29	30	31	32	သ	34	၁၁	36	37	30	39	40	41	42	43	44
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
						00	00	04	00	20	0.4	25	00	07	20	20	40	11	40	10	11
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	၁၁	34	သ၁	30	37	၁၀	39	40	41	42	40	44

T92004 vermelho/1-44


FITA ADESIVA EM FOLHA COM PADRÃO - 6.35 MM DE LARGURA

Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Personalizável. Uma folha de 216 mm x 279.4 mm pré-cortada em comprimentos de 25.4 e 38.7 mm. Cortada conforme ilustrado abaixo.

Cada folha de 216 mm x 279.4 mm inclui: 308 peças de 6.35 mm x 25.4 mm 44 peças de 6.35 mm x 38.1 mm




Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Personalizável. Uma folha de 216 mm x 279.4 mm pré-cortada em comprimentos de 25.4 mm e 127 mm. Cortada conforme ilustrado na página 196.



T9100109 branco/alfabeto

FITA ADESIVA EM FOLHA COM PADRÃO - 6.35 MM DE LARGURA

Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Personalizável. Uma folha de 216 mm x 279.4 mm pré-cortada em comprimentos de 25.4 mm e 127 mm. Cortada conforme ilustrado na página 196.





COMO FUNCIONA O KEYDOT?

O KeyDot funciona como uma chapa de matrícula. Um instrumento específico é vinculado a um arquivo de dados dentro de uma aplicação de software, permitindo que esse instrumento seja rastreado ao longo de todo o ciclo de processamento do instrumento. Os instrumentos marcados com o KeyDot são digitalizados usando um leitor de código de barras bidimensional. Não disponibilizamos scanners e aplicações de software.

O KEYDOT É EFICIENTE

O KeyDot oferece a vantagem de decidir o que marcar e quando o marcar - ficando tudo sob controle. Não são necessários equipamento, procedimentos complicados e treinamento da equipe, os instrumentos podem ser marcados com um KeyDot numa base contínua por qualquer pessoa no seu departamento, começando com instrumentos críticos e expandindo a um ritmo individual.


KEYDOT®

Com o KeyDot, não há necessidade de formação especializada ou de equipamento complicado. Aplicar um KeyDot a um instrumento cirúrgico é rápido e fácil: basta simplesmente limpar, levantar, colocar e pressionar. Em seguida, o instrumento deve ser esterilizado para secar o adesivo e assegurar uma adesão firme.

1 limpar a área de aplicação



2 levantar o KeyDot da folha



3 colocar o KeyDot no instrumento



4 aplicar pressão firme e esterilizar para fixar o adesivo



Identificação de instrumentos KeyDot

KEYDOTS EXIBIDOS EM TAMANHO REAL

KEYDOT®

	REF	Ø	QDE
$\stackrel{\wedge}{\sim}$ (A)	ID40501	3.2 mm	1 folha
	ID40502	3.2 mm	2 folhas
	ID40505	3.2 mm	5 folhas
	ID40510	3.2 mm	10 folhas
	ID40001	4.8 mm	1 folha
	ID40002	4.8 mm	2 folhas
	ID40005	4.8 mm	5 folhas
	ID40010	4.8 mm	10 folhas
$\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\bullet}{\sim}$	ID41001	6.4 mm	1 folha
	ID41002	6.4 mm	2 folhas
	ID41005	6.4 mm	5 folhas
	ID41010	6.4 mm	10 folhas
$\stackrel{\wedge}{\sim}$ (D)	ID42001	9.5 mm	1 folha
	ID42002	9.5 mm	2 folhas
	ID42005	9.5 mm	5 folhas
	ID42010	9.5 mm	10 folhas

KEYDOTS NUMERADOS PERSONALIZADOS DISPONÍVEIS A PEDIDO.








ETIQUETAS DE FECHO

Versáteis, duradouras e econômicas. Invioláveis. Compatível com esterilização a vapor e H_2O_2 . Descartável. Personalizável. 25.4 mm de comprimento.

	REF	DETALHES	COR	QDE
A	LT150	CLEAN	Branco	100 pçs
	LT1501000	CLEAN	Branco	1000 pçs
B	LT210	QUICK TURNOVER	Azul	100 pçs
	LT2101000	QUICK TURNOVER	Azul	1000 pçs
(C)	LT310	LOANER	Verde	100 pçs
	LT3101000	LOANER	Verde	1000 pçs
D	LT450	REPAIR	Vermelho	100 pçs
	LT4501000	REPAIR	Vermelho	1000 pçs
E	LT550	SHARPEN	Amarelo	100 pçs
	LT5501000	SHARPEN	Amarelo	1000 pçs
F	LT720	BROKEN	Laranja	100 pçs
	LT7201000	BROKEN	Laranja	1000 pçs



ETIQUETAS PARA IDENT. DE REPARO

As etiquetas para identificação de reparo estão disponíveis em plástico ou Tyvek e são desenvolvidas para marcar instrumentos com defeito. Disponível em branco ou com pré-impressão (multilingues). Descartável.

A	REF	DESCRIÇÃO	COR	IMPRESSÃO	QDE
	04132	fabricado em Tyvek, lavável até 90 °C, 105 g/m ², não adequado para esterilizador a vapor	Branco	em branco	1000 pçs
	04121	fabricado em Tyvek, lavável até 90 °C, não ade-	Branco	em branco	1000 pçs

Identificação de instrumentos Braçadeiras de Cabos

As braçadeiras de cabos podem ser utilizadas para agrupar diferentes instrumentos. Podem ser utilizadas para fixar etiquetas de cestos de perfurados ou para identificação visual rápida dos instrumentos, conjuntos e bandejas devido às suas propriedades únicas. Os nossos produtos de silicone oferecem excelentes propriedades de fixação e, ao mesmo tempo, protegem objetos embalados. Facilitam a organização do cestos durante o processo de embalagem no departamento centro de material e esterilização (CME) e durante a retirada no bloco operatório. Disponível em diferentes formas, cores, comprimentos e variantes de fecho para diferentes necessidades, como no bloco operatório para marcar instrumentos para reparo ou substituição. Resistente a rasgos. Descartável.

BRAÇADEIRAS DE CABOS FEITAS DE SILICONE

Resistente ao calor até 134 °C.

A A	092
B	092
(C)	092
D	092
(E)	092

	REF	COR	COMPRIMENTO	QDE
A	09246	Branco	60 mm	100 pçs
B	09252	Verde	60 mm	100 pçs
(C)	09253	Azul	60 mm	100 pçs
D	09254	Amarelo	60 mm	100 pçs
E	09255	Preto	60 mm	100 pçs
(F)	09256	Vermelho	60 mm	100 pçs
G	09258	Laranja	60 mm	100 pçs
(\mathbf{H})	09261	Violeta	60 mm	100 pçs

Artigos mais vendidos




Identificação de instrumentos Braçadeiras de Cabos




BRAÇADEIRAS DE CABOS PARA AGRUPAR INSTRUMENTOS

Resistente ao calor até 134 °C. Descartável.

REF	COR	COMPRIMENTO	QDE
09231	Branco	110 mm	100 pçs
09235	Vermelho	110 mm	100 pçs
09236	Amarelo	110 mm	100 pçs
09237	Verde	110 mm	100 pçs
09238	Azul	110 mm	100 pçs
09369	Violeta	110 mm	100 pçs
09370	Preto	110 mm	100 pçs
09373	Branco	110 mm	100 pçs
09374	Vermelho	110 mm	100 pçs
09375	Amarelo	110 mm	100 pçs
09376	Verde	110 mm	100 pçs
09377	Azul	110 mm	100 pçs
09378	Laranja	110 mm	100 pçs
09379	Preto	110 mm	100 pçs





0

BRAÇADEIRAS DE CABOS FEITAS DE SILICONE

Resistente ao calor até 134 °C. Descartável.

		REF	COR	COMPRIMENTO	QDE
	A	09282	Branco	190 mm	100 pçs
	В	09283	Vermelho	190 mm	100 pçs
	C	09284	Verde	190 mm	100 pçs
	D	09285	Azul	190 mm	100 pçs
	E	09286	Amarelo	190 mm	100 pçs
	F	09381	Laranja	190 mm	100 pçs
	G	09382	Preto	190 mm	100 pçs
\mathcal{L}	H	09239	Vermelho	210 mm	100 pçs
\$	1	09240	Amarelo	210 mm	100 pçs
\$	J	09241	Verde	210 mm	100 pçs
	K	09242	Azul	210 mm	100 pçs
	L	09371	Violeta	210 mm	100 pçs
	M	09372	Preto	210 mm	100 pçs
	N	09586	Branco	210 mm	100 pçs

BRAÇADEIRAS DE PLÁSTICO

0

Resistente ao calor até 134 °C. Descartável.

REF	COR	FORMATO	QDE
09482	Branco	200 x 3.5 mm	100 pçs

Identificação de instrumentos Tira para organizar



TIRA PARA ORGANIZAR INSTRUMENTOS

Fabricado em silicone e resistente ao calor até 134 °C.

	REF	FORMA	COR	FORMATO	QDE
A	09143	Liso	Azul	300 mm	100 pçs
	09144	Liso	Branco	300 mm	100 pçs
	09161	Liso	Amarelo	500 mm	100 pçs
	09164	Liso	Cinzento	500 mm	100 pçs
	09039	Liso	Verde	300 mm	100 pçs
	09139	Liso	Verde	500 mm	100 pçs
	09146	Liso	Púrpura	300 mm	100 pçs
	09163	Liso	Vermelho	500 mm	100 pçs
	09145	Liso	Preto	300 mm	100 pçs
	09010	Redondo	castanho-avermelhado	Ø 3.0 x 700 mm	100 pçs

ORGANIZADORES DE TUBOS

REF	COR	Ø DIA	QDE
09158	Branco	25 mm	100 pçs

Identificação de instrumentos Tubos de Silicone

Identificação de Instrumentos



REF	DESCRIÇÃO	Ø DIA INTERNO	QDE
09043	Transparente	1.0 x 0.3 mm	25 m/rolo
09029	Transparente	1.5 x 0.5 mm	25 m/rolo
09037	Transparente	1.5 x 0.8 mm	25 m/rolo
09042	Transparente	2.0 x 0.5 mm	25 m/rolo
09028	Transparente	2.0 x 0.8 mm	25 m/rolo
09021	vermelho opaco	2.0 x 1.0 mm	25 m/rolo
09024	Transparente	2.0 x 1.0 mm	25 m/rolo
09149	Transparente	2.5 x 1.0 mm	25 m/rolo
09023	Transparente	4.0 x 1.0 mm	25 m/rolo
09115	Transparente	4.0 x 1.0 mm	25 m/rolo
09154	azul opaco	3.0 x 2.0 mm	25 m/rolo
09022	Transparente	5.0 x 1.0 mm	25 m/rolo
09015	verde transparente	5.0 x 1.0 mm	25 m/rolo
09014	Transparente	5.0 x 2.0 mm	25 m/rolo
09041	Transparente	6.0 x 3.0 mm	25 m/rolo
09018	Transparente	7.0 x 2.0 mm	25 m/rolo



220

Identificação de instrumentos Tubos de Silicone

Identificação de Instrumentos



222

TUBOS DE SILICONE

RE	ΕF	DESCRIÇÃO	Ø DIA INTERNO	SECÇÃO TRANSVERSAL	QDE
09	9116	Transparente	7.0 x 3.0 mm	Nenhum	25 m/rolo
09	9044	Transparente	8.0 x 2.0 mm	Nenhum	25 m/rolo
09	9701	Transparente	8.0 x 2.0 mm	Nenhum	25 m/rolo
09	9047	Transparente	10 x 1.0 mm	Nenhum	25 m/rolo
09	9700	Transparente	10 x 2.0 mm	Nenhum	25 m/rolo
09	9710	verde transparente, 6 nervuras de 0.5 mm cada	2.5 x 0.5 mm	6	25 m/rolo
09	9706	transparente, 6 nervuras de 0.5 mm cada	2.5 x 0.5 mm	6	25 m/rolo
09	9183	transparente, 6 nervuras de 0.5 mm cada	2.5 x 1.2 mm	6	25 m/rolo
09	9233	transparente, 6 nervuras de 1.0 mm cada	4.0 x 0.5 mm	6	25 m/rolo
09	9150	transparente, 6 nervuras de 1.0 mm cada	4.0 x 1.2 mm	6	25 m/rolo
09	9151	transparente, 6 nervuras de 1.0 mm cada	6.0 x 1.2 mm	6	25 m/rolo
09	9712	verde transparente, 6 nervuras de 1.0 mm cada	6.0 x 1.2 mm	6	25 m/rolo
09	9152	transparente, 6 nervuras de 1.0 mm cada	8.0 x 1.2 mm	6	25 m/rolo
09	9142	transparente, 8 nervuras de 1.0 mm cada	11 x 1.2 mm	8	25 m/rolo
09	9153	transparente, 8 nervuras de 1.0 mm cada	12 x 1.2 mm	8	25 m/rolo
09	9713	verde transparente, 8 nervuras de 1.0 mm cada	8.0 x 1.2 mm	8	25 m/rolo
09	9705	transparente, 16 nervuras de 1.0 mm cada	20 x 1.0 mm	16	25 m/rolo

223

MONITORIZAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE

A monitorização e documentação do processo têm ganho importância no campo do processamento de dispositivos médicos nos últimos anos, o que, por sua vez, levou a um aumento significativo da qualidade.

Os controles de rotina entre os ciclos anuais de manutenção e validação fornecem procedimentos consistentes e ajudam a garantir a conformidade com as diretrizes e normas aplicáveis.

Teste de Rotina a Produtos Quanto a Áreas Seladas





Monitorização e Garantia de Qualidade

Monitorização e Garantia de Qualidade

Equipamento de monitorização para dispositivos de selagem e acessórios

INKCHECK® TESTE DE ESTANQUIDADE DE SELAGEM

Adequado para testes de rotina da linha de selagem em conformidade com a norma DIN EN ISO 11607-1, Anexo B. Cada conjunto de InkCheck é composto por 50 ampolas com 2 ml de solução indicadora e uma placa de lupa (REF 08529). O InkCheck oferece uma tampa de desenroscar de fácil manuseio com o objetivo de reduzir derrames e gotejamentos, adequada para todos os papeis de embalagem padrão/Tyvek®. A nova geração do teste de estanqueidade da linha de selagem InkCheck Plus proporciona um manuseio simples em uma única etapa. Descartável.


	REF	DESCRIÇÃO	QDE
A	08101	InkCheck	50 pçs
B	08116	InkCheck Plus	30 pçs
	08124	InkCheck Plus Tyvek	30 pçs

© SEAL PROOF

Seal Proof ajuda-o a validar os selantes. Descartável. Os desvios no processo de selagem, temperatura e a pressão de contato são exibidos na tira indicadora. Tudo isto em três passos simples:

- 1. Colocar o Seal Proof numa embalagem transparente e sem selagem
- 2. Passar uma vez pelo dispositivo de selagem
- 3. Avaliar a mudança de cor

REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
08011	Para embalagens transparentes (folha de papel)	173 x 91 mm	250 pçs
08017	Para embalagens Tyvek (película Tyvek)	172 x 90 mm	100 pçs





Sealer / Singaligater Locotion / Standorf Approval / Freigabe Date / Datum Itematics /	
Sealer / Siegelgeter Location / Standorf Approval / Religable Date / Deturn Stemaks /	
Sealer / Singalgeatr Location / Standarf Approval / Religible Date / Deturn Remails /	
	temetun
Testblatt in einen Klarsichtbeutel einstecken und <u>1 mal</u> durch das Siegelgerät laufen tassen Die Siegelnaht muss ununterbrochen dunkter als die Umgebung sein. Please put this test sheet into your pouch and pass it through the sealer once. The seal must be darker than the environment throughout.	

DOCUMENTAÇÃO

Normas cada vez mais rigorosas significam que a documentação completa faz agora parte da rotina diária do reprocessamento de instrumentos. Oferecemos uma vasta gama de etiquetas para identificação dos seus produtos esterilizados. A nossa gama inclui etiquetas de papel descartáveis e etiquetas de longa duração à base de película. Aproveite a nossa gama abrangente de etiquetas e identifique os seus dispositivos médicos de acordo com as necessidades especificas.

As nossas etiquetas de papel estão disponíveis em quase todos os formatos e, no caso das etiquetas de papel, você pode escolher entre etiquetas com e sem indicadores para uma identificação segura da produção em curso e para todos os processos de esterilização comuns.

Na nossa gama de produtos encontrará também etiquetas para processos a baixa temperatura, tais como H_2O_2 e folha de transferência térmica, numa seleção de qualidades.

Etiquetas de Papel

Etiquetas de Película

Folha de Transferência Térmica


Etiquetadoras e Acessórios de Etiquetagem

Marcadores

Diversos








Documente o conteúdo dos dispositivos médicos embalados utilizando as nossas etiquetas de papel de alta qualidade. As etiquetas são compatíveis com praticamente todas as impressoras de etiquetas, para que possa imprimi-las de acordo com as suas necessidades para garantir que as informações importantes sempre possam ser encontradas rapidamente. Em nosso portfólio você encontrará etiquetas em formatos comuns. As etiquetas autoadesivas dupla face são particularmente adequadas para documentação dos prontuários dos pacientes. Encontrará também no nosso portfólio etiquetas enroladas para dentro ou para fora e em rolos de várias cores. As etiquetas sem perfurações para rasgar são ideais para impressoras de corte.


ETIQUETAS ÚNICAS E INFINITAS - SEM INDICADOR

Autocolante duplex, em branco, sem indicador, com enrolamento para fora. Descartável.

REF	DESCRIÇÃO	PERFURAÇÃO PARA RASGAR	FORMATO	Ø DIA DO NÚCLEO	QDE
04208	rolo de 1000 etiquetas	Sim	50 x 33 mm	40 mm	1 rolo
04084	adequado para materiais não tecidos, rolo de 1000 etiquetas	Sim	70 x 33 mm	40 mm	1 rolo
04152	rolo de 1000 etiquetas	Sim	60 x 34 mm	40 mm	1 rolo
04187	dividido em 3 etiquetas individuais, rolo de 2000 etiquetas	Sim	102 x 34 mm 51 x 22 mm 51 x 22 mm	40 mm	1 rolo
04348	dividido em 3 etiquetas individuais, rolo de 500 etiquetas	Sim	102 x 34 mm 51 x 22 mm 51 x 22 mm	40 mm	1 rolo
04188	rolo de 2000 etiquetas	Sim	75 x 35 mm	40 mm	1 rolo
04284	com ranhuras, resistente ao calor até 134 °C, rolo de 2000 etiquetas	Não	75 x 35 mm	40 mm	1 rolo
04161	rolo de 2000 etiquetas	Não	63 x 40 mm	40 mm	1 rolo







ETIQUETAS ÚNICAS - COM INDICADOR DE VAPOR (ROSA A CASTANHO)


Autocolante duplex com enrolamento para fora e perfuração para rasgar. Em branco com indicador de vapor.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	Ø DIA DO NÚCLEO	QDE
lacksquare	04010	com canto de cor vermelha - rolo de 1000 etiquetas	60 x 33 mm	40 mm	1 rolo
B	04086	rolo de 1000 etiquetas	60 x 33 mm	40 mm	1 rolo
(C)	04214	rolo de 1000 etiquetas	59 x 35 mm	40 mm	1 rolo
D	04209	material superior com fendas horizontais - rolo de 1000 etiquetas	59 x 35 mm	40 mm	1 rolo
E	04290	rolo de 1000 etiquetas	58 x 38 mm	40 mm	1 rolo
F	04141	rolo de 1000 etiquetas	57 x 40 mm	40 mm	1 rolo
	04167	com fenda no material superior - rolo de 660 etiquetas	72 x 48 mm	40 mm	1 rolo
G	04287	com fenda no material superior - rolo de 660 etiquetas	72 x 48 mm	76 mm	1 rolo

☆ Artigos mais vendidos








ETIQUETAS ÚNICAS - COM INDICADOR DE VAPOR ADEQUADO PARA MATERIAL NÃO TECIDO

Em branco com indicador de vapor (rosa a castanho). Autocolante duplex com enrolamento para fora.

		REF	DESCRIÇÃO	PERFURAÇÃO PARA RASGAR	FORMATO	Ø DIA DO NÚCLEO	QDE
	A	04160	rolo de 1000 etiquetas	Sim	60 x 31 mm	25 mm	1 rolo
	В	04207	rolo de 1000 etiquetas	Sim	50 x 33 mm	40 mm	1 rolo
3	C	04089	rolo de 1000 etiquetas	Não	70 x 33 mm	40 mm	1 rolo
	D	04295	rolo de 1000 etiquetas	Não	70 x 33 mm	76 mm	1 rolo
	E	04301	com informações sobre normas e mu- dança de cor - rolo de 1000 etiquetas	Sim	70 x 33 mm	40 mm	1 rolo
		04336	com informações sobre normas e mudança de cor, indicador de vapor à esquerda - rolo de 1000 etiquetas	Sim	70 x 35 mm	40 mm	1 rolo
	F	04183	indicador de vapor à direita - rolo de 1000 etiquetas	Sim	70 x 35 mm	40 mm	1 rolo

Artigos mais vendidos



ETIQUETAS ÚNICAS - COM INDICADOR DE VAPOR ADEQUADO PARA MATERIAL NÃO TECIDO


Em branco com indicador de vapor (rosa a castanho). Autocolante duplex com enrolamento para fora.


		REF	DESCRIÇÃO	PERFURAÇÃO PARA RASGAR	FORMATO	Ø DIA DO NÚ- CLEO	QDE
	A	04250	rolo de 1000 etiquetas	Sim	70 x 35 mm	40 mm	1 rolo
3	B	04242	rolo de 1000 etiquetas	Sim	70 x 35 mm	76 mm	1 rolo
	C	04273	com informações sobre normas e mudança de cor, barra de cor vermelha - rolo de 1000 etiquetas	Sim	70 x 35 mm	76 mm	1 rolo
		04275	com informações sobre normas e mudança de cor, barra de cor verde - rolo de 1000 etiquetas	Sim	70 x 35 mm	76 mm	1 rolo
		04276	com informações sobre normas e mudança de cor, barra de cor amarela - rolo de 1000 etiquetas	Sim	70 x 35 mm	76 mm	1 rolo
		04274	com informações sobre normas e mudança de cor, barra de cor azul - rolo de 1000 etiquetas	Sim	70 x 35 mm	76 mm	1 rolo
	D	04280	com informações sobre normas e mudança de cor, indicador de vapor à esquerda - rolo de 1000 etiquetas	Sim	75 x 35m	76 mm	1 rolo
	E	04241	rolo de 1000 etiquetas	Sim	83 x 40 mm	76 mm	1 rolo
(F)		04093	etiquetas infinitas, enroladas no exterior, au- tocolantes duplos, também cola a materiais não tecidos	Não	70 x 80 mm	50 mm	1 rolo
	G	04311	com informações sobre normas e mudança de cor - rolo de 1000 etiquetas	Sim	100 x 60 mm	76 mm	1 rolo




G

Artigos mais vendidos







ETIQUETAS ÚNICAS - COM INDICADOR DE VAPOR (ROSA A CASTANHO)

Autocolante simples com enrolamento para fora.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	Ø DIA DO NÚCLEO	QDE
A	04190	adequado para material não tecido - rolo de 1000 etiquetas	60 x 31 mm	40 mm	1 rolo
B	04094	adequado para material não tecido - rolo de 2000 etiquetas	60 x 31 mm	40 mm	1 rolo
C	04265	rolo de 1000 etiquetas	60 x 33 mm	40 mm	1 rolo
D	04198	para material não tecido - rolo de 1000 etiquetas	70 x 35 mm	40 mm	1 rolo
E	04256	para material não tecido, indicador à esquerda - rolo de 1000 etiquetas	70 x 35 mm	76 mm	1 rolo
(F)	04021	vermelho, para material não tecido - rolo de 2000 etiquetas	90 x 35 mm	40 mm	1 rolo







B



C







ETIQUETAS ÚNICAS - COM INDICADOR DE VAPOR (ROSA A CASTANHO)

Autocolante simples com enrolamento para fora e perfuração para rasgar. Com indicador de vapor.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	Ø DIA DO NÚCLEO	QDE
(A)	04299	para material não tecido, com informações sobre normas - rolo de 2000 etiquetas	90 x 35 mm	76 mm	1 rolo
B	04133L	para material não tecido e para indicador à esquer- da de calor mais longo - rolo de 750 etiquetas	70 x 38 mm	76 mm	1 rolo
C	04038	rolo de 2000 etiquetas	63 x 40 mm	40 mm	1 rolo

ETIQUETAS INFINITAS - COM INDICADOR DE VAPOR (ROSA A CASTANHO)

Com enrolamento para fora. Descartável.

	REF	DESCRIÇÃO	AUTOCO- LANTE	COMPRI- MENTO DO ROLO	LAR- GURA	Ø DIA DO NÚCLEO	QDE
(D)	04085	adequado para material não tecido	Duplex	80	70 mm	50 mm	1 rolo
	04145	adequado para material não tecido	Duplex	80	70 mm	76 mm	1 rolo
	04142	com adesivo especial (minimiza a sujidade da lâmina de corte na impressora de etiquetas)	Duplex	80	70 mm	50 mm	1 rolo
	04268	com adesivo especial	Duplex	80	70 mm	76 mm	1 rolo
E	04181	adequado para material não tecido, com rebordo livre em ambos os lados	Duplex	80	70 mm	50 mm	1 rolo
F	04098	etiqueta contínua em rolo com indicador de vapor	Único	100	60 mm	76 mm	1 rolo

Artigos mais vendidos








C



D





ETIQUETAS - COM INDICADOR PARA FO/EO E VAPOR

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	Ø DIA DO NÚCLEO	QDE
(A)	04065	etiquetas individuais para Webeco, enrolamento para fora, perfuradas no meio, com perfuração destacável, com fenda no verso - rolo de 1000 etiquetas	86 x 36 mm	40 mm	1 rolo
B	04045	etiquetas contínuas (EO = branco, DI = rosa), enrolamento para fora, autocolante duplo	70 mm	50 mm	1 rolo

ETIQUETAS COM INDICADOR DE H₂O₂ E VAPOR

Com perfuração para destacar, descartável, autocolante dobrado.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	Ø DIA DO NÚCLEO	QDE
C	04135	etiquetas únicas, enrolamento para fora	70 x 35 mm	40 mm	1 rolo
D	04279	etiquetas únicas Tyvek, enrolamento para dentro	70 x 35 mm	76 mm	1 rolo
E	04097	etiquetas contínuas, enrolamento para fora	70 mm	50 mm	1 rolo

OUTRAS ETIQUETAS - COM REBORDO PERFURADO

Com indicador de vapor (rosa a castanho), dobra em ziguezague, com perfuração para rasgar. Descartável.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
•	04004	autocolante duplex, adesivo universal, impressão: conteúdo, nome, data de esterilização e paciente.	99 x 37 mm	2500 pçs

☆ Artigos mais vendidos

245





(C)



As etiquetas de película permitem identificar os seus containers e bandejas de rede. Oferecem durabilidade e aderência a superfícies lisas, mesmo após o processo de limpeza e desinfecção. Oferecemos diferentes versões em vários tamanhos compatíveis com as impressoras de etiquetas mais comuns.

ETIQUETAS DE PELÍCULA - EM BRANCO - SEM INDICADOR

Resistente ao calor até 134 °C, adequadas para máquinas de lavar-desinfetar, enrolamento para fora, autocolantes e perfuração para rasgar.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	Ø DIA DO NÚCLEO	QDE
A	04255	amarelo, adequado para máquinas de lavar-desinfetar e secadoras, adesivo forte	60 x 25 mm	40 mm	1 rolo
	04222	verde, adequado para máquinas de lavar-desinfetar, adesivo forte	60 x 25 mm	40 mm	1 rolo
	04221	vermelho, não lavável, adesivo forte	60 x 25 mm	40 mm	1 rolo
	04227	branco, adequado para máquinas de lavar-desinfetar, adesivo forte	50 x 23 mm	40 mm	1 rolo
В	04176	branco, adequado para máquinas de lavar-desinfetar, adesivo forte	60 x 25 mm	40 mm	1 rolo
	04186	branco, adequado para máquinas de lavar-desinfetar, com tampa de um lado, pode ser removido sem deixar qualquer resíduo	55 x 35 mm	50 mm	1 rolo

ETIQUETAS DE PELÍCULA PARA IDENTIFICAR E SELAR RECIPIENTES


Pode remover-se sem qualquer resíduo, autocolante simples, enrolamento para fora. Descartável.

	REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	Ø DIA DO NÚCLEO	QDE
C	01001	com indicador de vapor	102 x 25 mm	76 mm	1 rolo
	01002	sem indicador de vapor	102 x 25 mm	76 mm	1 rolo
D	04096	sem indicador de vapor	75 x 35 mm	76 mm	1 rolo

Artigos mais vendidos



 \bigcirc



B

BOBINAS DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA


Rolos de transferência térmica com vários revestimentos e características, adequados à sua impressora e etiquetas. Recomendamos a resina premium, particularmente adequada para material com película (exceto 09858, que é apenas para papel). As características da cera/resina são adequadas para as exigências mais comuns do Centro de Material e Esterilização (CME) e especialmente para etiquetas de papel. A característica da cera é adequada para aplicações simples sem exigências térmicas. Sendo revestida por fora ou por dentro, é garantido que encontrará na nossa gama o rolo de folha de papel adequado para a sua impressora.


REF	REVESTI- MENTO	QUALI- DADE	FORMATO	COMPRI- MENTO DA MANGA	MANGA-Ø DIA	ESTERILIZA- ÇÃO A VAPOR	QDE
09476	Fora	Resina	85 x 74 mm	110 mm	12.5 mm	até 150 °C	1 rolo
09213	Fora	Cera	85 x 74 mm	110 mm	12.5 mm	Sim	1 rolo
09452	Fora	cera/resina	85 x 74 mm	110 mm	12.5 mm	Não	1 rolo
09212	Fora	Cera	110 x 74 mm	110 mm	25 mm	Sim	1 rolo
09853	Fora	cera/resina	110 x 74 mm	110 mm	12.5 mm	Não	1 rolo
09080	Fora	Cera	70 x 300 mm	70 mm	25 mm	Sim	1 rolo
09270	Fora	cera/resina	70 x 300 mm	70 mm	25 mm	Sim	1 rolo
09069	Interior	Cera	76 x 300 mm	76 mm	25 mm	Sim	1 rolo
09852	Interior	cera/resina	76 x 300 mm	76 mm	25 mm	Não	1 rolo
09486	Fora	Resina	80 x 300 mm	80 mm	25 mm	até 150 °C	1 rolo
09854	Fora	cera/resina	80 x 300 mm	80 mm	25 mm	Não	1 rolo

ETIQUETAS ADESIVAS

As etiquetas adesivas vêm em formato DIN. Únicas, autocolantes.

REF	DESCRIÇÃO	INDICADOR	FORMATO	QDE
04016	autocolante simples para impressoras laser - folhas DIN A4 de 25 x 44 etiquetas	Vapor	48 x 25 mm	1100 pçs





ETIQUETAS INDIVIDUAIS PARA ETIQUETADORAS

	REF	DESCRIÇAO	COR	FORMATO	QDE
A	04072	METO - para etiquetadora 04019, com indicador de vapor	Azul	29 x 28 mm	12 rolos
	04073	METO - para etiquetadora 04019, com indicador de vapor	Amarelo	29 x 28 mm	12 rolos
	04071	METO - para etiquetadora 04019, com indicador de vapor	Verde	29 x 28 mm	12 rolos
	04068	METO - para etiquetadora 04019, com indicador de vapor	Laranja	29 x 28 mm	12 rolos
	04070	METO - para etiquetadora 04019, com indicador de vapor	Vermelho	29 x 28 mm	12 rolos
	04069	METO - para etiquetadora 04019, com indicador de vapor	Branco	29 x 28 mm	12 rolos
B	04054	para etiquetadora REF 04014, sem indicador	em branco	23 x 31 mm	12 rolos
C	04041	para etiquetadora REF 04014, sem indicador	Azul	23 x 31 mm	12 rolos
	04040	para etiquetadora REF 04014, sem indicador	Verde	23 x 31 mm	12 rolos
D	04052	para etiquetadora REF 04014, com indicador de vapor	Azul	23 x 31 mm	12 rolos
	04053	para etiquetadora REF 04014, com indicador de vapor	Amarelo	23 x 31 mm	12 rolos
	04048	para etiquetadora REF 04014, com indicador de vapor	Laranja	23 x 31 mm	12 rolos
	04050	para etiquetadora REF 04014, com indicador de vapor	Vermelho	23 x 31 mm	12 rolos
	04049	para etiquetadora REF 04014, sem indicador	Branco	23 x 31 mm	12 rolos








ETIQUETADORAS E ACESSÓRIOS

	REF	DESCRIÇÃO	QDE
A	04018	MONARCH - recarga de tinta para etiquetadora "Monarch" REF 04014	2 pçs
B	04119	Recarga de tinta METO para etiquetadora "Meto" REF 04019	2 pçs
(C)	04014	Etiquetadora "Monarch" MONARCH - 3 linhas	1 pç
D	04019	Etiquetadora METO "Meto" - 3 linhas (12 caracteres por linha (apenas números); opcio- nalmente disponível com texto e caracteres especiais)	1 pç
E	04231	Etiquetadora para marcação manual - 2 linhas (10 caracteres por linha - apenas números)	1 pç
(F)	04230	Etiquetadora para marcação manual - 3 linhas (11 caracteres por linha - apenas números)	1 pç



eterorisis d		eriLiner XL	
		Sharpie.	
L	REPERT		

MARCADORES

	REF	DESCRIÇÃO	COR DA TINTA	ESPESSURA DA LINHA	QDE
A	05504	marcador permanente edding 8400, resistente a luz	Preto	0.5 - 1 mm	10 pçs
	05513	marcador permanente, à prova de esterilização	Vermelho	0.75 mm	10 pçs
B	05505	marcador permanente, à prova de esterilização	Preto	0.75 mm	10 pçs
(C)	09089	marcador de raios X edding 8010	Branco	0.8 mm	10 pçs
D	09087	marcador permanente edding 400, resistente a luz	Azul	1 mm	10 pçs
E	09170	marcador permanente edding 400, resistente a luz	Vermelho	1 mm	10 pçs
F	09086	marcador permanente edding 400, resistente a luz	Preto	1 mm	10 pçs
G	09091	marcador de pele edding 8020, com ponta redonda, não resistente à água	Azul	1 mm	10 pçs
(\mathbf{H})	09090	marcador de pele edding 8020, com ponta redonda, não resistente à água	Vermelho	1 mm	10 pçs
\sim 1	05514	marcador permanente SteriLiner, à prova de esterilização	Preto	1 mm	10 pçs
Š J	05515	marcador permanente SteriLiner XL, com ponta de cinzel, à prova de esterilização	Preto	2 - 5 mm	10 pçs
K	RT209P	marcador de laboratório Sharpie	Preto		12 pçs

BROTHER P-TOUCH

	REF	MODELO	DESCRIÇÃO	QDE
D	09500	PTD600VP	 teclado alemão OWERTZ visor colorido, 3 linhas x 20 caracteres até 24 mm de largura de fita 280 caracteres exibíveis, memória de frase com 2800 caracteres memorização automática da última entrada 14 tipos de letra, 10 estilos de impressão, tamanho de letra 6 - 48, 99 tipos de molduras e padrões de fundo impressão vertical, impressões múltiplas até 99 vezes, impressões multi-linhas até 7 linhas, escrita espelhada, função tabuladora 25 modelos de etiquetas pré-programadas (+ modelo para download), comprimento da etiqueta ajustável, 9 códigos de barras padrão, impressão multiblocos até 5 blocos cortador automático reconhece a cor da fita inserida design do layout da interface USB no PC impressão de logótipos e símbolos até 180 x 360 dpi 	1 pç

Artigos mais vendidos

J

 (\mathbf{K})









 \bigcirc











FITA DE ETIQUETAR PARA ETIQUETADORA P-TOUCH

Resistente ao calor até 134 °C, lavável, indicado apenas para esterilização a vapor. Comprimento de 8 metros.

	REF	LARGURA DA FITA	LAMINADO	COR DA FITA	COR DA LETRA	QDE
A	09511	18 mm	Sim	Branco	Preto	1 pç
B	09514	18 mm	Sim	Amarelo	Preto	1 pç
C	09544	18 mm	Não	Branco	Preto	1 pç
D	09543	24 mm	Não	Branco	Preto	1 pç
E	09502	24 mm	Sim	Branco	Preto	1 pç
F	09503	24 mm	Sim	Vermelho	Preto	1 pç
G	09505	24 mm	Sim	Amarelo	Preto	1 pç
H	09506	24 mm	Sim	Verde	Preto	1 pç

FITA DE STENCIL PARA GRAVURA QUÍMICA

	REF	COR DA LETRA	COR DA FITA	FORMATO	COMPRIMENTO	QDE
1	09536	Preto	Branco	24 mm	3m	1 pç

DOCUMENTAÇÃO DE ESTADO

Com perfuração para rasgar, descartável, autocolante duplo.

REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	QDE
09072	bloco de documentação para bandeja com indicador de vapor - bloco de 100 folhas	100 x 100 mm	1 bloco

EQUIPAMENTO PARA CENTRAIS DE ESTERILIZAÇÃO

Nas páginas seguintes, encontrará vários produtos para equipar a sua central de esterilização.

A importância da logística hospitalar não deve ser subestimada quando se trata do reprocessamento de dispositivos e instrumentos médicos. O transporte seguro de curtas e longas distâncias, assim como a necessidade de prevenir infecções nosocomiais (adquiridas em hospital) são fatores que precisam de ser considerados. As nossas caixas de transporte com certificação UN oferecem um sistema seguro para proteção dos instrumentos usados, bem como dispositivos esterilizados durante o transporte.

Os sacos à prova de pó protegem a barreira estéril, tornando-os perfeitamente seguros para o transporte e armazenamento de material estéril. Oferecemos sacos à prova de pó em vários tamanhos e resistências de material e com vários sistemas de selagem.


Sacos à Prova de Pó

Transporte e Eliminação

Braçadeiras de Cabos









C



SACOS À PROVA DE PÓ COM ABA E SELO ADESIVO

Bolsas lisas de LDPE em design sólido. Transparentes. Descartáveis. Não adequado para esterilização.

REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	ESPESSURA DO MATERIAL	QDE
03004	sem impressão	100 x 150 mm	50	500 pçs
03023	sem impressão	150 x 270 mm	50	100 pçs
03025	sem impressão	150 x 380 mm	50	100 pçs
03029	sem impressão	200 x 300 mm	50	100 pçs
03028	sem impressão	200 x 650 mm	80	100 pçs
03007	sem impressão	300 x 400 mm	60	100 pçs
03030	sem impressão	300 x 500 mm	50	100 pçs
03032	sem impressão	600 x 750 mm	50	100 pçs
03037	sem impressão	630 x 820 mm	60	100 pçs
03049	sem impressão	700 x 1050 mm	50	50 pçs
03033	sem impressão	245 x 345 mm	60	100 pçs
03036	sem impressão	300 x 600 mm	60	100 pçs
03017	sem impressão	400 x 600 mm	50	100 pçs
03031	sem impressão	420 x 700 mm	50	100 pçs
03022	sem impressão	450 x 480 mm	30	100 pçs
03035	sem impressão	460 x 750 mm	60	100 pçs
03034	sem impressão	640 x 770 mm	60	100 pçs
03040	com impressão em alemão, inglês, italiano e francês	500 x 500 mm	60	100 pçs

SACOS À PROVA DE PÓ ADERENTES, RESSELÁVEIS - SEM IMPRESSÃO

Bolsa lisa de LDPE em design sólido, transparente. Descartável. Não adequado para esterilização

REF	FORMATO	ESPESSURA DO MATERIAL M	QDE
03041	320 x 230 mm	75	100 pçs
03046	480 x 640 mm	70	50 pçs
03045	320 x 440 mm	70	100 pçs
03044	170 x 120 mm	60	100 pçs
03043	200 x 150 mm	60	100 pçs

Artigos mais vendidos

 $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ (A)

C



B



Equipamento para centrais de esterilização

SACO DE SEGURANÇA LDPE

Para armazenamento após desinfecção. O fecho de segurança tem 40 mm de altura e a etiqueta de destacar 50 mm, com número de série com fecho inviolável. Descartável.

	REF	FORMATO	DIMENSÕES INTERNAS	QDE
A	03077	520 x 500 mm	500 x 500 mm	100 pçs
	03078	770 x 500 mm	750 x 500 mm	100 pçs

BOLSAS LISAS / SACOS À PROVA DE PÓ - SEM IMPRESSÃO

Descartável.

REF	DESCRIÇÃO	FORMATO	ESPESSURA DO MATERIAL	QDE
09916	qualidade de sala limpa, em embalagem secundária	70 x 700 mm	50	250 pçs

A













G



Equipamento para centrais de esterilização Transporte e Eliminação

CAIXAS DE TRANSPORTE

Caixas empilháveis que podem ser impressas com texto personalizado na caixa e na tampa. Resistentes a máquinas desinfetadoras para efeitos de descontaminação.

BTB001	adequada para o transporte de substâncias perigosas do grupo I, em embalagem
BTB002	adequada para o transporte de substâncias perigosas do grupo II, em embalagem
BTB003	adequada para o transporte de substâncias perigosas do grupo I, em embalagem
BTB004A	adequada para o transporte de substâncias perigosas do grupo II, em embalagem

		REF	PESO	CAPACIDADE	COR	TAMANHO (EXTERNO)	QDE
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	A	BTB001	0.6 kg	41	Azul	300 x 200 x 120 mm	1 pç
	B	BTB002	0.9 kg	71	Azul	300 x 200 x 170 mm	1 pç
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	C	BTB003	1.4 kg	161	Azul	400 x 300 x 220 mm	1 pç
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	D	BTB004A	3.3 kg	491	Azul	600 x 400 x 320 mm	1 pç
	E	RTB002	0.9 kg	71	Vermelho	300 x 200 x 170 mm	1 pç
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	F	RTB003	1.4 kg	161	Vermelho	400 x 300 x 220 mm	1 pç
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	G	RTB004A	3.3 kg	491	Vermelho	600 x 400 x 320 mm	1 pç

CESTOS INTERIORES

Cestos interiores, de alumínio revestido a pó, concebidos para se adaptarem às caixas de transporte.


REF	DESCRIÇÃO	QDE
BTB003BASK	Cesto interior adequado para BTB003 e RTB003	1 pç
BTB004BASK	Cesto interior adequado para BTB004A e RTB004A	1 pç

☆ Artigos mais vendidos

Equipamento para centrais de esterilização







USED MEDICAL DEVICE

DISPOSITIVO DE ABERTURA DE CAIXAS DE TRANSPORTE

Dispositivo de abertura em aço inoxidável adequado para todas as caixas BTB e RTB.

	REF	DESCRIÇÃO	QDE
A	BTBOPENER	dispositivo de abertura de caixas para caixas BTB e RTB, aço inoxidável	1 pç

CARROS PARA CAIXAS DE TRANSPORTE


Carros de aço pintado com rodas para caixas BTB e RTB. Adequado para máquinas de lavar-desinfetar.

	REF	DESCRIÇÃO	QDE
В	BTB004TROL	carro para BTB004A e RTB004A	1 pç

ETIQUETAS PARA CAIXAS DE TRANSPORTE

Uma seleção de etiquetas para "RISCO BIOLÓGICO" ou "DISPOSITIVO MÉDICO USADO" a inserir em mangas plásticas de caixas de transporte. As nossas etiquetas de risco biológico estão em conformidade com os requisitos para 6.2 substâncias infeciosas perigosas.

	REF	DESCRIÇÃO	TAMANHO	QDE
C	BTBLABEL003	risco biológico, etiqueta laminada	125 x 40 mm	20 pçs
	BTBLABEL004	risco biológico, etiqueta laminada	150 x 70 mm	20 pçs
D	BTB232LRG	dispositivo médico usado, etiqueta laminada	150 x 70 mm	100 pçs



Equipamento para centrais de esterilização Braçadeiras de Cabos

BRAÇADEIRAS DE CABOS DE SEGURANÇA

Lacres plásticos para cabos em várias cores para utilização durante o transporte.

	REF	COR	TAMANHO	QDE
A	BTBREDTIE	vermelho	3.6 x 145 mm	100 pçs
B	BTBYELTIE	amarelo	3.6 x 145 mm	100 pçs
C	TIE001	Azul	3.5 x 145 mm	100 pçs
D	TIE006	Transparente	1.5 x 125 mm	500 pçs
E	TIE010	vermelho	4.8 x 300 mm	100 pçs

BRAÇADEIRAS DE CABOS

Lacres plásticos para cabos em várias cores para utilização durante o transporte. Os lacres de cabos coloridos ajudam a identificação em conjunto com as braçadeiras numeradas.

	REF	DESCRIÇÃO	COR	TAMANHO	QDE
F	TIE003	numeradas individualmente	Verde	2 x 200 mm	100 pçs
	TIE005	numeradas individualmente	Vermelho	2 x 200 mm	100 pçs

BANDEJAS DE TRANSPORTE E ALÇA

As bandejas de transporte reduzem o risco de danos nos pacotes embalados devido ao manuseio e acondicionamento inadequados durante o transporte e armazenamento. Podem ser utilizados lacres entrelaçados para fixar uma caixa com a tampa.

	REF	MATERIAL	TAMANHO	QDE
G	TTRAY002	Polipropileno	500 x 270 x 70 mm	1 pç
	TTRAY003	Cartão	500 x 540 x 70 mm	1 pç
(\mathbf{H})	STR004	Lacre azul	1400 mm	1 pç



